

Et si je vivais ma grossesse autrement !

Des conseils pour améliorer le confort et l'aisance dans tous les mouvements du quotidien, tout au long de la grossesse.



Pour en savoir plus : www.informations-grossesse.fr



SMARTLEG® Legger® Actys® GIBAUD® OTONOM®



CATALOGUE 2026

Compression médicale - Orthopédie - Podologie



NOUS CONTACTER		SMARTLEG®		Legger®		Actys®		INFOS PRATIQUES		GIBAUD				OTONOM®	
GROUPE INNOTHERA															
FORMATION		Les avantages		Opaque		Gamme		CLASSE 2 / FEMME		ORTHOPÉDIE		CHAUSSURES CONFORT		CHUT OTONOM	
MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE		Grille des tailles		Collection		Prise de mesures		CLASSE 2 / HOMME		PRISE DE MESURES		ARBRE DÉCISIONNEL		HALLUX VALGUS	
SUR-MESURE PODOLOGIE		Transparent		BB		Aide à la délivrance		CLASSE 3 / HOMME		COU • ÉPAULE		AIDE À LA DÉLIVRANCE		POST-OPÉATOIRE	
		Semi-transparent								DOS • ABDOMEN • THORAX		CHAUSSURES INTÉRIEURES		TALONNETTES	
										MAIN • COUDE		CHAUSSURES EXTÉRIEURES			

SERVICE RELATION CLIENT

UN CONSEIL, UNE COMMANDE, UNE RÉCLAMATION

0 800 400 067 Service & appel gratuits

Une équipe à votre écoute de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).

EMAIL : commandes@innothera.com

FAX : 01 46 15 28 32

INTERNET :  <https://www.easydeli.com>

TELETRANSMISSION PAR PHARMAML :

Pour toute demande, merci de contacter le **0 800 400 067**

DÉLAI DE LIVRAISON

Toute commande de produits standards **passée avant 15h** vous sera livrée le lendemain.

Les conditions générales de vente 2026 sont disponibles sur demande à l'adresse électronique suivante : commandes@innothera.com

SOMMAIRE

Groupe INNOTHERA	2
Formation	6
Mesure adaptée orthopédique	9
Sur-mesure podologie	12
Compression Médicale	17
• SMARTLEG®	
• LEGGER®	
• ACTYS®	
Orthopédie	96
• GIBAUD®	
Podologie	176
• OTONOM®	
• GIBAUD®	



SMARTLEG® Legger® Actys® GIBAUD® OTONOM®

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger®

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉATOIRE
TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

GROUPE INNOTHERA

NOTRE ADN

Depuis plus d'un siècle, **INNOTHERA**, entreprise familiale française et indépendante, œuvre chaque jour pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des maladies du quotidien.

Notre indépendance et nos valeurs nous guident dans chaque étape de notre développement : une approche pragmatique et rigoureuse, ancrée dans une recherche constante de qualité, d'innovation et de rigueur scientifique.

Notre richesse réside dans nos collaborateurs : leur engagement et leurs compétences sont les moteurs de notre réussite. Ensemble, nous bâtissons un avenir fondé sur la confiance et le respect de nos valeurs, en restant solidement ancrés dans nos territoires.

NOS AIRES THÉRAPEUTIQUES



INNOTHERA est engagée à améliorer la prise en charge des problèmes de santé du quotidien à travers plusieurs aires thérapeutiques essentielles :

- **Préservation du mouvement** : en expert de la Compression Veineuse Élastique, de l'Orthopédie et de la Podologie, nous offrons des solutions permettant de préserver la mobilité et de soulager les troubles liés à l'insuffisance veineuse. Nos dispositifs sont conçus pour allier efficacité, confort et esthétique, répondant aux besoins de tous les patients.
- **Santé de la femme** : nous proposons des traitements qui répondent aux besoins spécifiques des femmes, en particulier en gynécologie, dans la prévention de l'anémie, dans la prise en charge de l'ostéoporose, ainsi que des solutions contraceptives alternatives.
- **Affections saisonnières** : nous offrons des solutions adaptées aux soins courants, permettant le traitement des infections respiratoires et intestinales.
- **Hygiène et soins quotidiens** : nos innovations en matière d'hygiène sont destinées aux milieux hospitaliers et pour le maintien à domicile, améliorant ainsi la sécurité, la dignité et le confort des patients tout en limitant les risques d'infection.

À travers ces aires thérapeutiques, **INNOTHERA** s'engage à fournir des réponses concrètes et adaptées aux besoins de santé de millions de personnes au quotidien.

Cher(e)s partenaires,

Depuis 112 ans, **INNOTHERA**, entreprise française indépendante, développe, fabrique et commercialise des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits d'hygiène avec une mission clairement affichée : améliorer progressivement et continuellement le traitement des pathologies du quotidien, partout dans le monde.

Dans cet esprit, l'union entre **INNOTHERA** et **GIBAUD®** permet de vous proposer dans ce catalogue une offre étendue de dispositifs médicaux, de compression médicale, d'orthopédie et de podologie.

Nous avons conçu une gamme large et évolutive pour répondre toujours mieux à vos attentes et à celles de vos patients. En 2026, nous poursuivons avec détermination ce travail d'innovation, porté par la richesse humaine de nos équipes. Leur savoir-faire et leur engagement nous permettent d'imaginer, concevoir et fabriquer des solutions toujours plus adaptées, afin de répondre aux besoins des patients et d'accompagner les professionnels de santé au quotidien.

Je veux donc vous remercier pour nos partenariats actuels et à venir, pour cet engagement commun que nous partageons ensemble avec passion : la quête d'une meilleure santé pour tous.

Je vous remercie de votre confiance.

Bien à vous

Arnaud Gobet



Arnaud Gobet
Président du
Groupe INNOTHERA

NOUS CONTACTER		GROUPE INNOTHERA		FORMATION		MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE		SUR-MESURE PODOLOGIE			
SMARTLEG®		Legger®		Actys®		INFOS PRATIQUES		GIBAUD		OTONOM®	
Les avantages		Opaque		Gamme		CLASSE 2 / FEMME		Gamme et prise de mesures		CLASSE 2	
Grille des tailles		Collection		Prise de mesures		CLASSE 2 / HOMME		Quel produit pour quel stade ?		CLASSE 3	
Transparent		BB		Aide à la délivrance		CLASSE 3 / HOMME		CLASSE 1		ATH Mixte	
Semi-transparent								VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE		ORTHOPÉDIE	
								PRISE DE MESURES		ORFIT	
								COU • ÉPAULE		GENOU	
								DOS • ABDOMEN • THORAX		CHEVILLE • PIED	
								MAIN • COUDE		JUNIOR	
										LAINE	
										PODOLOGIE	
										ARBRE DÉCISIONNEL	
										AIDE À LA DÉLIVRANCE	
										CHAUSSURES INTÉRIEURES	
										CHAUSSURES EXTÉRIEURES	
										CHAUSSURES CONFORT	
										HALLUX VALGUS	
										POST-OPÉATOIRE	
										TALONNETTES	
										CHUT OTONOM	

NOTRE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Forte de son savoir-faire et de sa détermination à servir la santé au quotidien, INNOTHERA est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays, exportant aussi bien des médicaments que des dispositifs médicaux. À travers notre filiale INNOTECH INTERNATIONAL, nous avons bâti un réseau mondial de partenaires et d'experts locaux pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays, tout en garantissant une qualité pharmaceutique irréprochable.


Cette implantation internationale témoigne de notre engagement à fournir des solutions de santé efficaces et accessibles à des millions de personnes. En restant à l'écoute des besoins locaux et des attentes de nos patients, nous renforçons chaque jour notre présence et notre rôle dans le domaine de la santé, à l'échelle mondiale.



NOTRE PRÉSENCE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Le dispositif industriel du Groupe Innothera s'articule autour de quatre usines en France : un laboratoire pour les médicaments et 3 usines pour les dispositifs médicaux, toutes certifiées ISO 9001 et ISO 13485.

Les activités de conception et de développement des produits sont localisées pour l'essentiel sur les sites de production. Innothera tient à cette proximité entre conception et fabrication qui permet de maintenir un haut niveau d'expertise industrielle, les deux activités s'enrichissant mutuellement. La logistique est également un élément clé de l'organisation industrielle, qu'il s'agisse de livrer des médicaments depuis la France dans 100 pays différents, ou plus de 6000 références de dispositifs médicaux dans toute la France, en moins de 24 heures.



CHOUZY-SUR-CISSE (LOIR-ET-CHER)

Ce site historique, laboratoire pharmaceutique inauguré en 1974, est dédié à la fabrication et au conditionnement de médicament. Il a la particularité de maîtriser de nombreuses formes galéniques différentes (comprimés, capsules molles, ovules, ampoules...). Il livre 35 millions d'unités par an. Dotée de technologies avancées, cette usine est au cœur de notre chaîne logistique, assurant l'expédition vers presque 100 pays. Elle compte aujourd'hui plus de 240 collaborateurs.

NOMEXY (VOSGES)

Inaugurée en 1999, cette usine est dédiée à la fabrication de bas, de chaussettes et de collants de compression veineuse. Elle maîtrise une grande étendue du process industriel depuis la fabrication du fil guipé, jusqu'à la confection, en passant par la teinture et le tricotage. Elle compte 250 métiers à tricoter et livre 3,5 millions de paires par an. Employant aujourd'hui près de 350 collaborateurs, Le site gère un portefeuille de plus de 2500 références. Nomexy est un pilier de notre production dans la compression médicale.

SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Héritière de la marque Gibaud®, cette usine se spécialise dans la conception et la fabrication d'orthèses et de chaussures orthopédiques. Elle abrite également le centre de relation client. Avec ses 150 collaborateurs, elle utilise des technologies de pointe comme le tricotage rectiligne 3D, mais aussi des technologies plus classiques comme le tissage et le crochetage. Le site gère plus de 3500 références.

TRÉVOUX (AIN)

Ouverte en 2004, cette usine moderne se concentre sur la production de dispositifs médicaux de compression veineuse et fonctionne en association avec le site de Nomexy. Elle maîtrise en particulier la technique des « pointes remaillées ».

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINÉ

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

Renforcez
votre expertise...

INNOTHERA ACADEMY

Votre croissance passe par le développement de votre expertise pour toujours mieux conseiller vos patients, **confiez-nous votre équipe.**

+ de 7000
professionnels de santé nous font confiance.

FORMATIONS CHEZ VOUS

Formations chez vous par votre délégué(e) ou notre réseau de 9 formatrices expertes terrain*.
Des formations de différents **niveaux adaptées à vos besoins et à vos ambitions de développement.**

(* sous conditions de partenariat)

EXEMPLES DE THEMES :

- Votre potentiel en compression veineuse
- La vente associée
- L'entorse
- CHUT et la stabilité de nos aînés
- Aide à la délivrance
- La reprise d'activité
- La maternité
- La lombalgie

Contactez
votre délégué(e)



FORMATIONS PRESENTIELLES (1 ou 2 jours)

GAGNEZ
EN **EXPERTISE**

ORTHO
ORGANISME DE FORMATION CONTINUE

Notre expérience, votre atout.

Depuis 1991, Orthophar est votre partenaire pour des formations à l'appareillage orthopédique remboursables par vos OPCO et FIFPL.

contact@orthophar.com




Pour tout
renseignement

Téléphone :
04 77 91 30 25

LES STAGES

- Appareillage **de série**
- Appareillage **sur-mesure thermoformable**
- **Podologie**
- Ceinture **sur-mesure**
- **Phlébologie** et **compression médicale**
- **Demandez le calendrier** de nos stages




FORMATIONS DIGITALES

Webinar « les jeudis web d'Innothera »


Des **conseils** et **solutions** du quotidien + **97%** des participants recommandent nos formations**

**Données récoltées auprès de 176 professionnels de santé post-webinars 2023

Accédez à notre
calendrier Webinar !



- Des **conseils** de **délivrance**
- Formations de **30 minutes interactives**
- **Replay**
- **Disponibles**, PC, tablette smartphone,
- Animées par des **professionnels de santé**



... **Mobilisez** votre équipe, **fidélisez** vos patients
et boostez **vos délivrances** et votre notoriété !

6

7

NOUS CONTACTER	GROUPE INNOTHERA				INFOS PRATIQUES		GIBAUD				OTONOM	
FORMATION												
MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE												
SUR-MESURE PODOLOGIE												
	Les avantages	Opaque	Gamme	CLASSE 2 / FEMME	Gamme et prise de mesures	CLASSE 2	ORTHOPÉDIE	ORFIT	PODOLOGIE	CHAUSSURES CONFORT	CHUT OTONOM	
	Grille des tailles	Collection	Prise de mesures	CLASSE 2 / HOMME	Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3	PRISE DE MESURES	GENOU	ARBRE DÉCISIONNEL	HALLUX VALGUS		
	Transparent	BB	Aide à la délivrance	CLASSE 3 / HOMME	CLASSE 1	ATH Mixte	COU • ÉPAULE	CHEVILLE • PIED	AIDE À LA DÉLIVRANCE	POST-OPÉATOIRE		
	Semi-transparent						DOS • ABDOMEN • THORAX	JUNIOR	CHAUSSURES INTÉRIEURES	TALONNETTES		
							MAIN • COUDE	LAINE	CHAUSSURES EXTÉRIEURES			

SUR-MESURE LPPR



MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

Ceinture de soutien abdominal

Les mesures adaptées se créent à partir d'un article de série et uniquement sur des articles neufs. Elles ne sont ni reprises ni échangées. Les confections spéciales impliquent une adaptation des produits de série. Nous contacter.

Pour toute demande d'information sur le service **SUR-MESURE**, prenez d'abord contact avec notre Service Relation Client au **0 800 400 067**.

Temps de réalisation 3 jours ouvrés minimum, après acceptation du devis.

GIBAUD®

FICHE DE PRISES DE MESURES



CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL
C.S.B.
RESTRICTION DE MOUVEMENT • C.S.A. SANS LIMITE DE TAILLE

Date: / / Appicateur:

N° Client:


Médecin:

Identifiant patient*:

Sexe: ☐ Femme ☐ Homme

* 3 premières lettres du nom de famille. 2 premières lettres si nom de famille ne comprend que 3 lettres, première lettre si le nom de famille ne comprend que 2 lettres.

Circonférence taille:	Circonférence au niveau des hanches:	Hauteur de face :	Hauteur de dos :
cm	cm	cm	cm



À photocopier et à retourner par fax au: **04 77 79 63 66**
ou par mail à : **surmesure@innothera.com**

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

ORTHÈSES PLANTAIRES



ÉQUIPE PODOLOGIE GIBAUD®

L'équipe podologie Gibaud® vous accompagne dans l'expertise du pied en proposant des semelles orthopédiques sur-mesure. Ces orthèses plantaires permettent la prise en charge thérapeutique de chacun(e).

C'EST UN DISPOSITIF MÉDICAL « SUR-MESURE » AVEC UN OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE

Le dispositif sur-mesure permet de répondre aux **objectifs thérapeutiques**, notamment dans les cas suivants :

- Déséquilibre statique ou dynamique de l'appui du ou des membre(s) inférieur(s)
- Anomalies morphologiques du pied
- Appuis douloureux du pied ou des membres inférieurs
- Troubles trophiques ou vasculo-nerveux du pied

LES MATÉRIAUX UTILISÉS SONT ANALLERGIQUES

Les cuirs et les mousses sont spécifiquement étudiés pour cette application.

Exemple de réalisation :



MATÉRIEL



Réf.	Article	Désignation	EAN
9147	Bloc de fiches d'empreintes		3322548891474
9125	Jeu de gabarits	du 21 au 46	3322548891252
9151	Boîte empreinte		3322549151041

TVA : 20 %

ORTHÈSES PLANTAIRES TYPE LELIÈVRE

Réf.	Article	Désignation
SS	Standard, pointures du 20 au 46	Base vachette grainée résistante, renfort postérieur, recouvrement cuir, éléments façonnés et adaptés à la pathologie individuelle.

Nos recouvrements : cuir, synthétiques, évazotes (EVA).

ORTHÈSES PLANTAIRES SEMI-THERMOFORMÉES

UNISEXE - TOUT ÂGE

	Activité physique	
Femme	Pointures du 36 au 41	Mousse thermoformée
Homme	Pointures du 32 au 48	

Les qualités mécaniques d'amortissement et de répartition des pressions sont plus particulièrement indiquées pour l'appareillage dans les chaussures de sport, la gériatrie ou le grand confort.

ORTHÈSES PLANTAIRES AMOVIBLES CHAUSSURES GIBAUD®



ORTHÈSES PLANTAIRES TYPE LELIÈVRE



SEMELE MONOBLOC



SEMELLES SEMI-THERMOFORMÉES

NOS FABRICATIONS SONT RÉALISÉES DE FAÇON ARTISANALE PAR DES PROFESSIONNELS DE L'ORTHÈSE PLANTAIRE

Vous pouvez vous faire aider à tout moment de votre démarche d'appareillage en contactant nos professionnels :

Par téléphone :
Prenez d'abord contact avec notre Service Relation Client au :

0 800 400 067

Par mail :
surmesure@innothera.com
ou par fax : 04 77 79 63 66

GIBAUD, 73 rue de la Tour - B.P.78
42002 Saint-Étienne cedex 1

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

Sur-mesure podologie

1 REMPLIR LA FICHE D'ANALYSE PODOLOGIQUE (disponible sur demande)

Noter le code client INNOTHERA.

Cette fiche réalise l'examen podologique du patient.

Elle précise :

- L'objectif thérapeutique : c'est-à-dire pourquoi le patient a consulté.
- Le libellé de la prescription médicale.
- Les antécédents du patient : traumatisme, artérite, diabète, ancienne ulcération...
- L'éventuelle inégalité des membres inférieurs à corriger, sur prescription.
- Le poids, l'âge, la pointure et le gabarit (forme GIBAUD) des chaussures qui recevront les orthèses.
- Les empreintes du patient réalisées sur un podographe.
- Le plan d'appareillage demandé.

GIBAUD
SERVICE PODOLOGIE
73, rue de la tour - B.P. 78
42002 St-Étienne CEDEX 1
Tél. 04 77 91 30 39 - Fax 04 77 79 63 66
surmesure@innothera.com

AVERTISSEMENT
L'APPLICATEUR EST SEUL RESPONSABLE DU RESPECT DE L'OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE
Un ou plusieurs essayages sont nécessaires. L.P.P.R. : Titre II - Chapitre 1 Orthèses

Tous les renseignements suivants sont obligatoire pour une bonne réalisation des orthèses plantaires

DATE ____ / ____ / ____

ANALYSE PODOLOGIQUE DE :

3 PREMIÈRES LETTRES DU NOM : _____

PRÉNOM : _____

PRESCRIPTEUR : _____

LIBELLÉ DE LA PRESCRIPTION : _____

ÂGE : _____ TAILLE : _____ POIDS : _____ POINTURE : _____

ENFANT : _____ HOMME : _____ FEMME : _____

Le gabarit est la forme intérieure de la chaussure à appareiller ; s'il a des dimensions particulières vous devez l'expédier par courrier.

MOTIF DE LA CONSULTATION

Douleur : _____

Origine : _____

Localisation : _____

Fréquence : _____

Déformation : _____

Antécédents : _____

Autre : _____

Diabète : ☐ Oui ☐ Non

Problème circulatoire : ☐ Oui ☐ Non

Allergie : ☐ Oui ☐ Non

Pied artériel : ☐ Oui ☐ Non

Ulcères : ☐ Oui ☐ Non

Troubles trophiques : _____

Autre : _____

Arthrodèse : ☐ Oui ☐ Non

Opération pied : ☐ Gauche ☐ Droit

Opération genou : ☐ Gauche ☐ Droit

Opération hanche : ☐ Gauche ☐ Droite

EXAMEN DES CHAUSSURES

Déformations, usures : _____

Types de chaussures utilisées avec les orthèses : _____

☐ Spacieuses

☐ Ajustées

☐ Modèle ou référence Gibaud®

☐ Hallux Valgus

☐ Corne

☐ Verrue

☐ Mycose

☐ Rougeur

☐ Transpiration

AMPLITUDES ARTICULAIRES

SUPINATION

PRONATION

FLEXION DORSALE

FLEXION PLANTAIRE

POSITION DES TALONS

VARUS

VALGUS

DÉFORMATION DES MEMBRES INFÉRIEURS

GENU VARUM

GENU VALGUM

INÉGALITÉS DES MEMBRES INFÉRIEURS

Indiquez le côté et la valeur en mm de la correction :

GAUCHE DROIT

GAUCHE DROIT

TYPE DE SEMELLE : ☐ Semi-thermoformé ☐ Base cuir

RECOUVREMENT : ☐ Cuir ☐ EVA ☐ Synthétique (Skal)

DESSEINEZ LES ÉLÉMENTS SOUHAITÉS

SITUEZ PAR UNE CROIX LA OU LES ZONES DOULOUREUSES

SITUEZ PAR UNE CROIX LA OU LES ZONES DOULOUREUSES

DESSEINEZ LES ÉLÉMENTS SOUHAITÉS

N° CLIENT : _____

TAMPON + COORDONNÉES PHARMACIE

2 COMMENT COMMANDER VOTRE ORTHÈSE PLANTAIRE ?

1. Renvoyez la fiche d'analyse podologique par courrier, fax ou mail. Possibilité de joindre des photos.
2. Analyse de la commande par un spécialiste (qui vérifie la faisabilité et vous contacte si besoin de précisions).
3. Expédition des orthèses plantaires.

Si vous avez une question sur les étapes ci-dessus, contactez le

SERVICE SUR-MESURE INNOTHERA, 73 rue de la Tour – B.P.78 42002 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Par Téléphone au **0 800 400 067** – Par Fax au **04 77 79 63 66**

Par Mail à **surmesure@innothera.com**

3 3 POSSIBILITÉS DE FABRICATION D'ORTHÈSES

Orthèses fines destinées à être placées dans des chaussures de ville :

Fabrication d'orthèses traditionnelles réalisées sur des bases les plus fines possible, de façon à occuper le moins d'espace possible dans les chaussures.

Orthèses adaptées aux chaussures Gibaud®.

Fabrication d'orthèses sur la base des semelles de certains modèles de chaussures Gibaud®. Comment procéder ?

1. Choisir le modèle de chaussures et la pointure par un essayage.
2. Envoyer la fiche d'examen podologique pour commande des orthèses plantaires, comme expliqué ci-dessus.
3. Lors de la réception des orthèses plantaires : enlever les semelles intérieures du modèle de chaussures choisi. 1
4. Positionner les orthèses plantaires à la place des semelles intérieures de chaussures. 2



Orthèses destinées à être placées dans des chaussures spacieuses : de sport, de travail, de randonnée, etc.

Fabrication d'orthèses réalisées sur des bases Semi-thermoformées dont l'épaisseur crée un coussin plantaire.

GIBAUD®

SERVICE PODOLOGIE

73, rue de la tour – B.P. 78

42002 St-Étienne CEDEX 1

Tél. 04 77 91 30 39 – Fax 04 77 79 63 66

surmesure@innothera.com

AVERTISSEMENT

L'APPLICATEUR EST SEUL RESPONSABLE DU RESPECT DE L'OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE

Un ou plusieurs essayages sont nécessaires. L.P.P.R. : Titre II - Chapitre 1 Orthèses

Tous les renseignements suivants sont obligatoire pour une bonne réalisation des orthèses plantaires



Téléchargez la version PDF à imprimer

DATE ____ / ____ / ____

ANALYSE PODOLOGIQUE DE :

3 PREMIÈRES LETTRES DU NOM : _____

PRÉNOM : _____

PRESCRIPTEUR : _____

LIBELLÉ DE LA PRESCRIPTION : _____

GABARIT GIBAUD®						
ÂGE	TAILLE	POIDS	POINTURE	ENFANT	HOMME	FEMME

Le gabarit est la forme intérieure de la chaussure à appareiller ; s'il a des dimensions particulières vous devez l'expédier par courrier.

MOTIF DE LA CONSULTATION

Douleur : _____

Origine : _____

Localisation : _____

Fréquence : _____

Déformation : _____

Antécédents : _____

Autre : _____

Diabète : ☐ Oui ☐ Non

Problème circulatoire : ☐ Oui ☐ Non

Allergie : ☐ Oui ☐ Non

Pied artériel : ☐ Oui ☐ Non

Ulcères : ☐ Oui ☐ Non

Troubles trophiques : _____

Autre : _____

OBSERVATION DE LA MARCHÉ

Activité professionnelle : _____

Sport(s) pratiqué(s) : _____

EXAMEN DES CHAUSSURES

Déformations, usures : _____

Types de chaussures utilisées avec les orthèses : _____

GIBAUD

OTONOM

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES

| COU • ÉPAULE

| DOS • ABDOMEN • THORAX

| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU

| CHEVILLE • PIED

| JUNIOR

| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL

| AIDE À LA DÉLIVRANCE

| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT

| HALLUX VALGUS

| POST-OPÉATOIRE

| TALONNETTES

| CHUT OTONOM

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE

ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE

PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages

| Grille des tailles

| Transparent

| Semi-transparent

| Opaque

| Collection

| BB

Legger®

| Gamme

| Prise de mesures

| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME

| CLASSE 2 / HOMME

| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures

| Quel produit pour quel stade ?

| CLASSE 1

| CLASSE 2

| CLASSE 3

| ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

SERVICE RELATION CLIENT

UN CONSEIL, UNE COMMANDE, UNE RÉCLAMATION

0 800 400 067 Service & appel gratuits

Une équipe à votre écoute de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).

EMAIL : commandes@innothera.com

FAX : 01 46 15 28 32

INTERNET : Easy Deli https://www.easydeli.com

TELETRANSMISSION PAR PHARMAML : Pour toute demande, merci de contacter le 0 800 400 067

Les conditions générales de vente 2026 sont disponibles sur demande à l'adresse électronique suivante : commandes@innothera.com

DÉLAI DE LIVRAISON

Toute commande de produits standards passée avant 15h vous sera livrée le lendemain.

VOS CONDITIONS COMMERCIALES

COMPRESSION MÉDICALE



- NOUS CONTACTER
- GROUPE INNOTHERA
- FORMATION
- MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE
- SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

Récapitulatif de la gamme par classes et formats

Classe	Page	Gamme	Femme								Homme			
1	80	Actys® 10 Femme												
	82	Actys® 20 Femme												
	26	Smartleg® Transparent												
	30	Smartleg® Semi-Transparent												
	34	Smartleg® Opaque												
2	36	Smartleg® Collection												
	40	Smartleg® BB Transparent												
	40	Smartleg® BB Semi-Transparent												
	48	Legger® Femme Casual TECH												
	50	Legger® Femme Casual COTON												
	52	Legger® Femme Casual ÉCO-FIBRE												
	86	Actys® 20 Homme												
	54	Legger® Homme Chic TECH												
	58	Legger® Homme Casual TECH												
	60	Legger® Homme Chic COTON												
3	62	Legger® Homme Casual COTON												
	66	Legger® Homme Sportswear T-Fibre												
	70	Legger® Homme Casual ÉCO-FIBRE												
	88	Actys® 25 Femme												
	72	Legger® Homme Casual COTON												
	90	Actys® ATH												



SOMMAIRE

Compression médicale

Récapitulatif de la gamme

• Smartleg® Maille Fine Premium

• Legger® Texture Chaussette Premium

• Actys® Gamme Expert Pro LPP

Résumé des caractéristiques produit

Références bibliographiques

18

20

42

74

92

94

SMARTLEG®

PREMIUM MAILLE FINE

Finesse, élégance et confort



INDICATIONS DE CLASSE II :

- ◆ Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- ◆ Varicosités (C1). Varices (C2).
- ◆ Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- ◆ Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- ◆ Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne).
- ◆ En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

SOMMAIRE

Les avantages Smartleg® 22

Grille de tailles 24

Smartleg® Transparent..... 26

Smartleg® Semi-Transparent..... 30

Smartleg® Opaque 34

Smartleg® Collection..... 36

Smartleg® BB..... 38

Retrouvez le résumé des caractéristiques produits à la page 92.

Smartleg® , l’Innovation constante pour vos patientes.

Tous les formats Smartleg® (mi-bas, bas, collant) et toutes les textures/motifs sont désormais dotés de nouvelles finitions pour apporter davantage de confort à vos patientes.

SMARTLEG®

FINITIONS D'ORIGINE

SMARTLEG®

NOUVELLES FINITIONS

SOUS-CEINTURE
Optimisée pour les formes généreuses, la sous-ceinture assure davantage de maintien et de confort.

POINTE ET TALON PLUS DISCRETS
Talon plus solide. Pointes et talons encore moins visibles dans les chaussures échancrées.

SEMELLE CHEVRON
Un produit encore plus résistant et moins glissant dans les chaussures !

Faites découvrir l’expérience Smartleg® à vos patientes.

Chez Smartleg®, chaque détail compte. Du choix des matières à la **précision du tailage**, tout est pensé pour offrir à vos patientes un **confort optimal**, une vraie **liberté de mouvement** et une **discretion absolue**. Des finitions sans compromis, des innovations brevetées, et des petits plus qui changent tout au quotidien.



SMARTLEG® COLLECTION
COLLANT - FINE RÉSILLE

- DOUX & CONFORTABLE EN CULOTTE**
Exclusivement composée de microfibres, la culotte de Smartleg® est optimisée pour assurer une bonne tenue et éviter toute sensation de serrage au niveau du ventre⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾. Une particularité remarquable qui en fait un modèle de douceur et de confort, qui change tout au quotidien...
- FACILE À ENFILER**
Grâce au brevet FIP (Foot Improved Profile), la zone du pied est conçue pour faciliter l'enfilage et le passage du talon⁽¹⁾⁽²⁾.
- EQUIPE TOUTES VOS PATIENTES**
98% des morphologies féminines⁽⁵⁾. Pour tous les styles, et les envies de vos patientes.



SMARTLEG® TRANSPARENT
MI-BAS - RADIEUSE SOFT

TENUE & CONFORT
Le brevet 3UP System présent sur le **format Mi-Bas uniquement**, apporte une bonne tenue et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾.

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

TEXTURES



Transparent

Semi-transparent


Opaque

Fantaisie



le Collant





le Bas



le Mi-Bas



le Collant Maternité



Principales matières : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone (uniquement en format bas autofixant).

P0 : Existe également en Pieds Ouverts

Prise de mesures & Grille de tailles

Grille de tailles unique pour tous les formats :

8 tailles	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Tour de taille maxi conseillé	88,5		96	95	106		120	129
Tour de Hanche	80/120	70/110	90/130	80/120	95/135	90/130	115/155	110/150
Tour de Cuisse	43/57	40/54	54/66	45/59	59/71	51/65	65/77	60/74
Tour de Mollet	28/36	26/34	34/42	30/38	38/46	34/42	42/50	40/48
Tour de Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31

le Collant


Hauteur sol/entrejambe	
Court	Inférieur ou égal à 69 cm
Normal	Entre 69,1 et 77 cm
Long	Supérieur à 77 cm

le Bas

Hauteur sol/entrejambe	
Court	Inférieur ou égal à 74 cm
Normal	Supérieur à 74 cm

le Mi-Bas

Hauteur sol/3 cm sous le pli du genou	
Court	Inférieur ou égal à 40 cm
Normal	Supérieur à 40 cm



Brevets et + produits



Concept breveté pour faciliter l'enfilage et le confort au cou-de-pied.



Bonne tenue et confort au porter.



S'adapte à toutes les morphologies féminines.



Pieds ouverts de serie.



Confortable.

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Legger®

Opaque

Collection

BB

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

SMARTLEG[®]
TRANSPARENT



T R A N S P A R E N T

SMARTLEG[®] TRANSPARENT
RADIEUSE SOFT

26



le Collant

Taille standard		Noir Irrésistible	Beige Doré			PIEDS OUVERTS Beige Doré		
			Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T0	3664540004446	3664540003722	3664540009397	3664540004927	3664540009878	3664540012045	3664540010119
	T1	3664540004453	3664540003739	3664540009403	3664540004934	3664540009885	3664540012052	3664540010126
	T2	3664540004477	3664540003753	3664540009427	3664540004958	3664540009908	3664540012076	3664540010140
	T3	3664540004491	3664540003777	3664540009441	3664540004972	3664540009922	3664540012090	3664540010164
	T4	3664540004514	3664540003791	3664540009465	3664540004996	3664540009946	3664540012113	3664540010188
Normal	T0	3664540004521	3664540003807	3664540009472	3664540005009	3664540009953	3664540011949	3664540010195
	T1	3664540004538	3664540003814	3664540009489	3664540005016	3664540009960	3664540011956	3664540010201
	T2	3664540004552	3664540003838	3664540009502	3664540005030	3664540009984	3664540011970	3664540010225
	T3	3664540004576	3664540003852	3664540009526	3664540005054	3664540010003	3664540011994	3664540010249
	T4	3664540004590	3664540003876	3664540009540	3664540005078	3664540010027	3664540012014	3664540010263
Long	T0	3664540004606	3664540003883	3664540009557	3664540005085	3664540010034	3664540012120	3664540010270
	T1	3664540004613	3664540003890	3664540009564	3664540005092	3664540010041	3664540012137	3664540010287
	T2	3664540004637	3664540003913	3664540009588	3664540005115	3664540010065	3664540012151	3664540010300
	T3	3664540004651	3664540003937	3664540009601	3664540005139	3664540010089	3664540012175	3664540010324
	T4	3664540004675	3664540003951	3664540009625	3664540005153	3664540010102	3664540012199	3664540010348
Taille +								
Court	T1+	3664540004460	3664540003746	3664540009410	3664540004941	3664540009892	3664540012069	3664540010133
	T2+	3664540004484	3664540003760	3664540009434	3664540004965	3664540009915	3664540012083	3664540010157
	T3+	3664540004507	3664540003784	3664540009458	3664540004989	3664540009939	3664540012106	3664540010171
Normal	T1+	3664540004545	3664540003821	3664540009496	3664540005023	3664540009977	3664540011963	3664540010218
	T2+	3664540004569	3664540003845	3664540009519	3664540005047	3664540009991	3664540011987	3664540010232
	T3+	3664540004583	3664540003869	3664540009533	3664540005061	3664540010010	3664540012007	3664540010256
Long	T1+	3664540004620	3664540003906	3664540009571	3664540005108	3664540010058	3664540012144	3664540010294
	T2+	3664540004644	3664540003920	3664540009595	3664540005122	3664540010072	3664540012168	3664540010317
	T3+	3664540004668	3664540003944	3664540009618	3664540005146	3664540010096	3664540012182	3664540010331

Taille standard		Beige Rosé				PIEDS OUVERTS Beige Rosé	
		Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse
Court	T0	3664540009632	3664540004682	3664540005160	3664540004200	3664540012205	3664540010355
	T1	3664540009649	3664540004699	3664540005177	3664540004217	3664540012212	3664540010362
	T2	3664540009663	3664540004712	3664540005191	3664540004231	3664540012236	3664540010386
	T3	3664540009687	3664540004736	3664540005214	3664540004255	3664540012250	3664540010409
	T4	3664540009700	3664540004750	3664540005238	3664540004279	3664540012274	3664540010423
Normal	T0	3664540009717	3664540004767	3664540005245	3664540004286	3664540012281	3664540010430
	T1	3664540009724	3664540004774	3664540005252	3664540004293	3664540012298	3664540010447
	T2	3664540009748	3664540004798	3664540005276	3664540004316	3664540012311	3664540010461
	T3	3664540009762	3664540004811	3664540005290	3664540004330	3664540012335	3664540010485
	T4	3664540009786	3664540004835	3664540005313	3664540004354	3664540012359	3664540010508
Long	T0	3664540009793	3664540004842	3664540005320	3664540004361	3664540012366	3664540010515
	T1	3664540009809	3664540004859	3664540005337	3664540004378	3664540012373	3664540010522
	T2	3664540009823	3664540004873	3664540005351	3664540004392	3664540012397	3664540010546
	T3	3664540009847	3664540004897	3664540005375	3664540004415	3664540012410	3664540010560
	T4	3664540009861	3664540004910	3664540005399	3664540004439	3664540012434	3664540010584
Taille +							
Court	T1+	3664540009656	3664540004705	3664540005184	3664540004224	3664540012229	3664540010379
	T2+	3664540009670	3664540004729	3664540005207	3664540004248	3664540012243	3664540010393
	T3+	3664540009694	3664540004743	3664540005221	3664540004262	3664540012267	3664540010416
Normal	T1+	3664540009731	3664540004781	3664540005269	3664540004309	3664540012304	3664540010454
	T2+	3664540009755	3664540004804	3664540005283	3664540004323	3664540012328	3664540010478
	T3+	3664540009779	3664540004828	3664540005306	3664540004347	3664540012342	3664540010492
Long	T1+	3664540009816	3664540004866	3664540005344	3664540004385	3664540012380	3664540010539
	T2+	3664540009830	3664540004880	3664540005368	3664540004408	3664540012403	3664540010553
	T3+	3664540009854	3664540004903	3664540005382	3664540004422	3664540012427	3664540010577

TAILLES

27

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger[®]

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM[®]

CHUT OTONOM



PIEDS OUVERTS

Taille standard		Noir	Beige Doré			Beige Doré		
		Irrésistible	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T0	3664540050566	3664540050887	3664540051204	3664540051525	3664540053123	3664540053444	3664540053765
	T1	3664540050559	3664540050870	3664540051198	3664540051518	3664540053116	3664540053437	3664540053758
	T2	3664540050542	3664540050863	3664540051181	3664540051501	3664540053109	3664540053420	3664540053741
	T3	3664540050535	3664540050856	3664540051174	3664540051495	3664540053093	3664540053413	3664540053734
	T4	3664540050528	3664540050849	3664540051167	3664540051488	3664540053086	3664540053406	3664540053727
Normal	T0	3664540050641	3664540050962	3664540051280	3664540051600	3664540053208	3664540053529	3664540053840
	T1	3664540050634	3664540050955	3664540051273	3664540051594	3664540053192	3664540053512	3664540053833
	T2	3664540050627	3664540050948	3664540051266	3664540051587	3664540053185	3664540053505	3664540053826
	T3	3664540050610	3664540050931	3664540051259	3664540051570	3664540053178	3664540053499	3664540053819
	T4	3664540050603	3664540050924	3664540051242	3664540051563	3664540053161	3664540053482	3664540053802
Taille +								
Court	T1+	3664540050511	3664540050832	3664540051150	3664540051471	3664540053079	3664540053390	3664540053710
	T2+	3664540050504	3664540050825	3664540051143	3664540051464	3664540053062	3664540053383	3664540053703
	T3+	3664540050498	3664540050818	3664540051136	3664540051457	3664540053055	3664540053376	3664540053697
Normal	T1+	3664540050597	3664540050917	3664540051235	3664540051556	3664540053154	3664540053475	3664540053796
	T2+	3664540050580	3664540050900	3664540051228	3664540051549	3664540053147	3664540053468	3664540053789
	T3+	3664540050573	3664540050894	3664540051211	3664540051532	3664540053130	3664540053451	3664540053772

PIEDS OUVERTS

Taille standard		Beige Rosé				Beige Rosé	
		Clair Radiieuse Soft	Moyen Radiieuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radiieuse Soft	Moyen Radiieuse
Court	T0	3664540051846	3664540052164	3664540052485	3664540052805	3664540054083	3664540054403
	T1	3664540051839	3664540052157	3664540052478	3664540052799	3664540054076	3664540054397
	T2	3664540051822	3664540052140	3664540052461	3664540052782	3664540054069	3664540054380
	T3	3664540051815	3664540052133	3664540052454	3664540052775	3664540054052	3664540054373
	T4	3664540051808	3664540052126	3664540052447	3664540052768	3664540054045	3664540054366
Normal	T0	3664540051921	3664540052249	3664540052560	3664540052881	3664540054168	3664540054489
	T1	3664540051914	3664540052232	3664540052553	3664540052874	3664540054151	3664540054472
	T2	3664540051907	3664540052225	3664540052546	3664540052867	3664540054144	3664540054465
	T3	3664540051891	3664540052218	3664540052539	3664540052850	3664540054137	3664540054458
	T4	3664540051884	3664540052201	3664540052522	3664540052843	3664540054120	3664540054441
Taille +							
Court	T1+	3664540051792	3664540052119	3664540052430	3664540052751	3664540054038	3664540054359
	T2+	3664540051785	3664540052102	3664540052423	3664540052744	3664540054021	3664540054342
	T3+	3664540051778	3664540052096	3664540052416	3664540052737	3664540054014	3664540054335
Normal	T1+	3664540051877	3664540052195	3664540052515	3664540052836	3664540054113	3664540054434
	T2+	3664540051860	3664540052188	3664540052508	3664540052829	3664540054106	3664540054427
	T3+	3664540051853	3664540052171	3664540052492	3664540052812	3664540054090	3664540054410

PIEDS OUVERTS

Taille standard		Beige Rosé				Beige Rosé	
		Clair Radiieuse Soft	Moyen Radiieuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radiieuse Soft	Moyen Radiieuse
Court	T0	3664540052003	3664540052324	3664540052645	3664540052966	3664540054243	3664540054564
	T1	3664540051990	3664540052317	3664540052638	3664540052959	3664540054236	3664540054557
	T2	3664540051983	3664540052300	3664540052621	3664540052942	3664540054229	3664540054540
	T3	3664540051976	3664540052294	3664540052614	3664540052935	3664540054212	3664540054533
	T4	3664540051969	3664540052287	3664540052607	3664540052928	3664540054205	3664540054526
Normal	T0	3664540052089	3664540052409	3664540052720	3664540053048	3664540054328	3664540054649
	T1	3664540052072	3664540052393	3664540052713	3664540053031	3664540054311	3664540054632
	T2	3664540052065	3664540052386	3664540052706	3664540053024	3664540054304	3664540054625
	T3	3664540052058	3664540052379	3664540052690	3664540053017	3664540054298	3664540054618
	T4	3664540052041	3664540052362	3664540052683	3664540053000	3664540054281	3664540054601
Taille +							
Court	T1+	3664540051952	3664540052270	3664540052591	3664540052911	3664540054199	3664540054519
	T2+	3664540051945	3664540052263	3664540052584	3664540052904	3664540054182	3664540054502
	T3+	3664540051938	3664540052256	3664540052577	3664540052898	3664540054175	3664540054496
Normal	T1+	3664540052034	3664540052355	3664540052676	3664540052997	3664540054274	3664540054595
	T2+	3664540052027	3664540052348	3664540052669	3664540052980	3664540054267	3664540054588
	T3+	3664540052010	3664540052331	3664540052652	3664540052973	3664540054250	3664540054571

*PO : Pieds ouverts



SMARTLEG®
SEMI-TRANSPARENT

SEMI
TRANSPARENT

SMARTLEG® SEMI-TRANSPARENT
MYSTÉRIEUSE

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BVCert. 6195240



Taille standard		Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	Marron Délicieuse	Vert Kaki Aventurière
Court	T0	3664540000325	3664540049607	3664540001766	3664540001049	3664540049843
	T1	3664540000332	3664540049591	3664540001797	3664540001056	3664540049836
	T2	3664540000356	3664540049584	3664540001858	3664540001070	3664540049829
	T3	3664540000370	3664540049577	3664540001919	3664540001094	3664540049812
	T4	3664540000394	3664540049560	3664540001971	3664540001117	3664540049805
Normal	T0	3664540000400	3664540049683	3664540001773	3664540001124	3664540049928
	T1	3664540000417	3664540049676	3664540001810	3664540001131	3664540049911
	T2	3664540000431	3664540049669	3664540001865	3664540001155	3664540049904
	T3	3664540000455	3664540049652	3664540001926	3664540001179	3664540049898
	T4	3664540000479	3664540049645	3664540001988	3664540001513	3664540049881
Long	T0	3664540000486	3664540049522	3664540001780	3664540001193	3664540049768
	T1	3664540000493	3664540049515	3664540001803	3664540001209	3664540049751
	T2	3664540000516	3664540049508	3664540001872	3664540001223	3664540049744
	T3	3664540000530	3664540049492	3664540001933	3664540001247	3664540049737
	T4	3664540000554	3664540049485	3664540001995	3664540001261	3664540049720

Taille +						
Court	T1+	3664540000349	3664540049553	3664540001827	3664540001063	3664540049799
	T2+	3664540000363	3664540049546	3664540001889	3664540001087	3664540049782
	T3+	3664540000387	3664540049539	3664540001940	3664540001100	3664540049775
Normal	T1+	3664540000424	3664540049638	3664540001834	3664540001148	3664540049874
	T2+	3664540000448	3664540049621	3664540001896	3664540001162	3664540049867
	T3+	3664540000462	3664540049614	3664540001957	3664540001186	3664540049850
Long	T1+	3664540000509	3664540049478	3664540001841	3664540001216	3664540049713
	T2+	3664540000523	3664540049461	3664540001902	3664540001230	3664540049706
	T3+	3664540000547	3664540049454	3664540001964	3664540001254	3664540049690

Taille standard		Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Taille +		Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle
Court	T0	3664540000806	3664540000561	Court	T1+	3664540000820	3664540000585
	T1	3664540000813	3664540000578		T2+	3664540000844	3664540000608
	T2	3664540000837	3664540000592		T3+	3664540000868	3664540000622
	T3	3664540000851	3664540000615	Normal	T1+	3664540000905	3664540000660
	T4	3664540000875	3664540000639		T2+	3664540000929	3664540000684
Normal	T0	3664540000882	3664540000646		T3+	3664540000943	3664540000707
	T1	3664540000899	3664540000653	Long	T1+	3664540000981	3664540000745
	T2	3664540000912	3664540000677		T2+	3664540001001	3664540000769
	T3	3664540000936	3664540000691		T3+	3664540001025	3664540000783
	T4	3664540000950	3664540000714				
Long	T0	3664540000967	3664540000721				
	T1	3664540000974	3664540000738				
	T2	3664540000998	3664540000752				
	T3	3664540001018	3664540000776				
	T4	3664540001032	3664540000790				

TAILLES

31

- NOUS CONTACTER
- GRUPE INNOTHERA
- FORMATION
- MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE
- SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM



Taille standard		Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale
Court	T0	3664540056964	3664540055929	3664540055288
	T1	3664540056957	3664540055912	3664540055271
	T2	3664540056940	3664540055905	3664540055264
	T3	3664540056933	3664540055899	3664540055257
	T4	3664540056926	3664540055882	3664540055240
Normal	T0	3664540057046	3664540056001	3664540055363
	T1	3664540057039	3664540055998	3664540055356
	T2	3664540057022	3664540055981	3664540055349
	T3	3664540057015	3664540055974	3664540055332
	T4	3664540057008	3664540055967	3664540055325

Taille +				
Court	T1+	3664540056919	3664540055875	3664540055233
	T2+	3664540056902	3664540055868	3664540055226
	T3+	3664540056896	3664540055851	3664540055219
Normal	T1+	3664540056995	3664540055950	3664540055318
	T2+	3664540056988	3664540055943	3664540055301
	T3+	3664540056971	3664540055936	3664540055295

PIEDS OUVERTS					
Taille standard		Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle
Court	T0	3664540054960	3664540055608	3664540059446	3664540059125
	T1	3664540054953	3664540055592	3664540059439	3664540059118
	T2	3664540054946	3664540055585	3664540059422	3664540059101
	T3	3664540054939	3664540055578	3664540059415	3664540059095
	T4	3664540054922	3664540055561	3664540059408	3664540059088
Normal	T0	3664540055042	3664540055684	3664540059521	3664540059200
	T1	3664540055035	3664540055677	3664540059514	3664540059194
	T2	3664540055028	3664540055660	3664540059507	3664540059187
	T3	3664540055011	3664540055653	3664540059491	3664540059170
	T4	3664540055004	3664540055646	3664540059484	3664540059163
Taille +					
Court	T1+	3664540054915	3664540055554	3664540059392	3664540059071
	T2+	3664540054908	3664540055547	3664540059385	3664540059064
	T3+	3664540054892	3664540055530	3664540059378	3664540059057
Normal	T1+	3664540054991	3664540055639	3664540059477	3664540059156
	T2+	3664540054984	3664540055622	3664540059460	3664540059149
	T3+	3664540054977	3664540055615	3664540059453	3664540059132

Taille standard		Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale
Court	T0	3664540057121	3664540056087	3664540055448
	T1	3664540057114	3664540056070	3664540055431
	T2	3664540057107	3664540056063	3664540055424
	T3	3664540057091	3664540056056	3664540055417
	T4	3664540057084	3664540056049	3664540055400
Normal	T0	3664540057206	3664540056162	3664540055523
	T1	3664540057190	3664540056155	3664540055516
	T2	3664540057183	3664540056148	3664540055509
	T3	3664540057176	3664540056131	3664540055493
	T4	3664540057169	3664540056124	3664540055486

Taille +				
Court	T1+	3664540057077	3664540056032	3664540055394
	T2+	3664540057060	3664540056025	3664540055387
	T3+	3664540057053	3664540056018	3664540055370
Normal	T1+	3664540057152	3664540056117	3664540055479
	T2+	3664540057145	3664540056100	3664540055462
	T3+	3664540057138	3664540056094	3664540055455

PIEDS OUVERTS					
Taille standard		Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle
Court	T0	3664540055127	3664540055769	3664540059606	3664540059286
	T1	3664540055110	3664540055752	3664540059590	3664540059279
	T2	3664540055103	3664540055745	3664540059583	3664540059262
	T3	3664540055097	3664540055738	3664540059576	3664540059255
	T4	3664540055080	3664540055721	3664540059569	3664540059248
Normal	T0	3664540055202	3664540055844	3664540059682	3664540059361
	T1	3664540055196	3664540055837	3664540059675	3664540059354
	T2	3664540055189	3664540055820	3664540059668	3664540059347
	T3	3664540055172	3664540055813	3664540059651	3664540059330
	T4	3664540055165	3664540055806	3664540059644	3664540059323
Taille +					
Court	T1+	3664540055073	3664540055714	3664540059552	3664540059231
	T2+	3664540055066	3664540055707	3664540059545	3664540059224
	T3+	3664540055059	3664540055691	3664540059538	3664540059217
Normal	T1+	3664540055158	3664540055790	3664540059637	3664540059316
	T2+	3664540055141	3664540055783	3664540059620	3664540059309
	T3+	3664540055134	3664540055776	3664540059613	3664540059293

SMARTLEG®
OPAQUE



O P A Q U E

SMARTLEG® OPAQUE
SPLENDIDE



le Collant

SMARTLEG®
OPAQUE

CAPTIVANTE



Taille standard		Noir Splendide	Gris foncé Prodigieuse	Bleu foncé Rêveuse	Violet foncé Captivante
Court	T0	3664540003968	3664540002244	3664540003487	3664540002008
	T1	3664540003975	3664540002251	3664540003494	3664540002015
	T2	3664540003999	3664540002275	3664540003517	3664540002039
	T3	3664540004019	3664540002299	3664540003531	3664540002053
	T4	3664540004033	3664540002312	3664540003555	3664540002077
Normal	T0	3664540004040	3664540002329	3664540003562	3664540002084
	T1	3664540004057	3664540002336	3664540003579	3664540002091
	T2	3664540004071	3664540002350	3664540003593	3664540002114
	T3	3664540004095	3664540002374	3664540003616	3664540002138
	T4	3664540004118	3664540002398	3664540003630	3664540002152
Long	T0	3664540004125	3664540002404	3664540003647	3664540002169
	T1	3664540004132	3664540002411	3664540003654	3664540002176
	T2	3664540004156	3664540002435	3664540003678	3664540002190
	T3	3664540004170	3664540002459	3664540003692	3664540002213
	T4	3664540004194	3664540002473	3664540003715	3664540002237
Taille +					
Court	T1+	3664540003982	3664540002268	3664540003500	3664540002022
	T2+	3664540004002	3664540002282	3664540003524	3664540002046
	T3+	3664540004026	3664540002305	3664540003548	3664540002060
Normal	T1+	3664540004064	3664540002343	3664540003586	3664540002107
	T2+	3664540004088	3664540002367	3664540003609	3664540002121
	T3+	3664540004101	3664540002381	3664540003623	3664540002145
Long	T1+	3664540004149	3664540002428	3664540003661	3664540002183
	T2+	3664540004163	3664540002442	3664540003685	3664540002206
	T3+	3664540004187	3664540002466	3664540003708	3664540002220

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



SMARTLEG[®]
COLLECTION



COLLECTION

SMARTLEG[®] COLLECTION
FÉLINE



le Collant



Taille standard		Pois	Fine résille	Swing	Féline
Court	T0	3664540038519	3664540048358	3664540064822	3664540066512
	T1	3664540038502	3664540048341	3664540064815	3664540066482
	T2	3664540038496	3664540048334	3664540064808	3664540066581
	T3	3664540038489	3664540048327	3664540064792	3664540066475
	T4	3664540038472	3664540048310	3664540064785	3664540066468
Normal	T0	3664540038595	3664540048433	3664540064907	3664540066604
	T1	3664540038588	3664540048426	3664540064891	3664540066598
	T2	3664540038571	3664540048419	3664540064884	3664540066499
	T3	3664540038564	3664540048402	3664540064877	3664540066635
	T4	3664540038557	3664540048396	3664540064860	3664540066529
Long	T0	3664540038434	3664540048273	3664540064747	3664540066673
	T1	3664540038427	3664540048266	3664540064730	3664540066574
	T2	3664540038410	3664540048259	3664540064723	3664540066505
	T3	3664540038403	3664540048242	3664540064716	3664540066680
	T4	3664540038397	3664540048235	3664540064709	3664540066567

Taille +					
Court	T1+	3664540038465	3664540048303	3664540064778	3664540066659
	T2+	3664540038458	3664540048297	3664540064761	3664540066451
	T3+	3664540038441	3664540048280	3664540064754	3664540066642
Normal	T1+	3664540038540	3664540048389	3664540064853	3664540066536
	T2+	3664540038533	3664540048372	3664540064846	3664540066550
	T3+	3664540038526	3664540048365	3664540064839	3664540066628
Long	T1+	3664540038380	3664540048228	3664540064693	3664540066611
	T2+	3664540038373	3664540048211	3664540064686	3664540066543
	T3+	3664540038366	3664540048204	3664540064679	3664540066666

le Mi-Bas



Taille standard		Pois
Court	T0	3664540065300
	T1	3664540065294
	T2	3664540065287
	T3	3664540065270
	T4	3664540065263
Normal	T0	3664540065386
	T1	3664540065379
	T2	3664540065362
	T3	3664540065355
	T4	3664540065348

Taille +		Pois
Court	T1+	3664540065256
	T2+	3664540065249
	T3+	3664540065232
Normal	T1+	3664540065331
	T2+	3664540065324
	T3+	3664540065317

POIS

FINE RÉSILLE

SWING

FÉLINE

36

TAILLES

37

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger[®]

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉRATOIRE
TALONNETTES

OTONOM[®]

CHUT OTONOM

le Collant Maternité SMARTLEG® BB



Être enceinte ne veut pas dire
oublier son format préféré :

LE COLLANT⁽¹²⁾



Principales matières : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne.

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 92.

- ◆ **Co-conçu** avec des femmes enceintes.⁽¹³⁾
- ◆ Culotte **testée et plébiscitée par 9 femmes enceintes sur 10.**⁽¹³⁾
- ◆ **Facile à enfiler.**⁽¹⁾⁽²⁾
- ◆ La **même construction** que Smartleg®.
- ◆ Peut se **porter au dessus du ventre** ou en dessous.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La chaleur de l'été augmente la sensation des jambes lourdes⁽¹⁵⁾
de vos patientes enceintes.

2 AVANTAGES NON NÉGLIGEABLE



Possibilité de découvrir
le ventre⁽¹⁶⁾



Pieds ouverts de série

Prise de mesures & Grille de tailles


TAILLAGE ET PRISE DE MESURES (EN CM)

Tour de ventre + Tour de cuisse + Tour de cheville + hauteur (H)

8 tailles	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Tour de Ventre	80/125		90/135		100/145		115/160	
Tour de Cuisse	43/57	40/54	54/66	45/59	59/71	51/65	65/77	60/74
Tour de Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31

le Collant Maternité

	Hauteur sol/entrejambe
Court	Entre 61 et 69 cm
Normal	Entre 69,1 et 77 cm
Long	Entre 77,1 et 85 cm




Pour que votre patiente profite au maximum du confort
qu'offre le Smartleg® BB, **soyez vigilant et précis sur la
prise de mesures à la hauteur sol / entrejambe !**

Brevets et + produits



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Culotte brevetée⁽¹⁴⁾



**UN COLLANT
BIEN CULOTTÉ ...
ET UNE CULOTTE
BIEN BREVETÉE⁽¹⁴⁾**

Pour **9 femmes enceintes sur 10**⁽¹³⁾
la culotte de Smartleg® BB :

- ◆ Est agréable à porter tout au long de la journée.
- ◆ Est confortable.
- ◆ Sait être discrète et douillette.
- ◆ Est solide.
- ◆ Se positionne facilement.

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE


| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

SMARTLEG® BB



COLLANT
MATERNITÉ



IMAGE GÉNÉRÉE AVEC L'AIDE DE L'IA

40

le Collant Maternité



TRANSPARENT

— PIEDS OUVERTS —

Taille standard		Noir Irrésistible	Beige Doré Moyen	Beige Rosé Clair	Beige Rosé Clair
			Délicate intense	Radieuse soft	Radieuse soft
Court	T0	3664540047870	3664540048112	3664540047634	3664540050481
	T1	3664540047863	3664540048105	3664540047627	3664540050450
	T2	3664540047856	3664540048099	3664540047610	3664540050399
	T3	3664540047849	3664540048082	3664540047603	3664540050337
	T4	3664540047832	3664540048075	3664540047597	3664540050276
Normal	T0	3664540047955	3664540048198	3664540047719	3664540050467
	T1	3664540047948	3664540048181	3664540047702	3664540050436
	T2	3664540047931	3664540048174	3664540047696	3664540050375
	T3	3664540047924	3664540048167	3664540047689	3664540050313
	T4	3664540047917	3664540048150	3664540047672	3664540050252
Long	T0	3664540047795	3664540048037	3664540047559	3664540050474
	T1	3664540047788	3664540048020	3664540047542	3664540050443
	T2	3664540047771	3664540048013	3664540047535	3664540050382
	T3	3664540047764	3664540048006	3664540047528	3664540050320
	T4	3664540047757	3664540047993	3664540047511	3664540050269

Taille +					
Court	T1+	3664540047825	3664540048068	3664540047580	3664540050429
	T2+	3664540047818	3664540048051	3664540047573	3664540050368
	T3+	3664540047801	3664540048044	3664540047566	3664540050306
Normal	T1+	3664540047900	3664540048143	3664540047665	3664540050405
	T2+	3664540047894	3664540048136	3664540047658	3664540050344
	T3+	3664540047887	3664540048129	3664540047641	3664540050283
Long	T1+	3664540047740	3664540047986	3664540047504	3664540050412
	T2+	3664540047733	3664540047979	3664540047498	3664540050351
	T3+	3664540047726	3664540047962	3664540047481	3664540050290


SEMI-TRANSPARENT

Taille standard		Noir Mystérieuse
Court	T0	3664540048785
	T1	3664540048839
	T2	3664540048792
	T3	3664540048891
	T4	3664540048877
Normal	T0	3664540048747
	T1	3664540048952
	T2	3664540048945
	T3	3664540048730
	T4	3664540048822
Long	T0	3664540048761
	T1	3664540048853
	T2	3664540048815
	T3	3664540048808
	T4	3664540048914

Taille +		
Court	T1+	3664540048860
	T2+	3664540048778
	T3+	3664540048938
Normal	T1+	3664540048921
	T2+	3664540048884
	T3+	3664540048969
Long	T1+	3664540048754
	T2+	3664540048846
	T3+	3664540048907

Et si je vivais ma grossesse autrement ?

Un remède naturel pour éviter les jambes lourdes, qui permet de maintenir une bonne circulation sanguine, de prévenir ainsi l'apparition de varices, voire de thrombose.



Pour en savoir plus :
www.informations-grossesse.fr

TAILLES

41

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger®

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉATOIRE
TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM



Récapitulatif de la gamme Legger® 44
Prise de mesures 45
Pointures Chaussettes & Bas..... 45
Aide à la délivrance..... 46




CLASSE 2 / FEMME
(15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa)
◆ **Casual** TECH 48
◆ **Casual** COTON 50
◆ **Casual** ECO-FIBRE 52

CLASSE 2 / HOMME
(15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa)
◆ **Chic** TECH 54
◆ **Casual** TECH 58
◆ **Chic** COTON 60
◆ **Casual** COTON 62
◆ **Sportswear** T-FIBRE 66
◆ **Casual** ECO-FIBRE 68

CLASSE 3 / HOMME
(20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa)
◆ **Casual** COTON 70

Legger®


RÉCAPITULATIF DE GAMME LEGGER®

		Style			
		CHIC	casual		SPORTSWEAR
		HOMME	HOMME	FEMME	HOMME
Nature de la fibre	TECH Fibres Techniques	 Classe 2 Disponible en bas autofixant 	 Classe 2 	 Classe 2 	
	COTON Fibres Coton	 Classe 2 	 Classe 2 & 3 Disponible en bas autofixant 	 Classe 2 	
	ECO-FIBRE Fibres d'origine végétale & recyclée		 Classe 2 	 Classe 2 	
	T-FIBRE Fibres Tencel®				 Classe 2 

PRISE DE MESURES DES PRODUITS LEGGER®
QUAND ET COMMENT ?

LES RECOMMANDATIONS POUR EFFECTUER UNE PRISE DE MESURES ET OPTIMISER L'OBSERVANCE :

- ◆ Effectuer les mesures de préférence le matin avant l'apparition d'un éventuel œdème, en position debout et sans chaussures ;
- ◆ Effectuer les mesures sur les deux jambes dénudées ;
- ◆ Les reprendre à chaque renouvellement de prescription.



POINTURES CHAUSSETTES & BAS AUTOFIXANT
LEGGER®

Tailles	Pointures maxi conseillées*
1	42
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs

Tailles*	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
0	41	43
1-/1/1+	42	44
2-/2/2+	43	45
3-/3/3+	44	46
4-/4/4+	46	47

Tailles - uniquement Chic Tech
Tailles 0 indisponible en Chic Coton

Tailles	Pointures maxi conseillées*
1	41
2	42
3	43
4	44
5	45

*Pour toutes les hauteurs

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

TROUVEZ LA CHAUSSETTE ADAPTÉE

AUX BESOINS DE VOS PATIENT(E)S

			Formats disponibles	Chaussures adaptées
LIGNE TECH Fibres Techniques	CHIC TECH			CHAUSSURE DE VILLE
	casual TECH			BASKETS RANDONNÉE
LIGNE COTON Fibres coton	CHIC COTON			CHAUSSURE DE VILLE
	casual COTON			BASKETS RANDONNÉE DE SÉCURITÉ
LIGNE ECO-FIBRE Fibres d'origine végétale & recyclée	casual ECO-FIBRE			DÉCONTRACTÉ DERBY BOTTINE
	SPORTSWEAR T-FIBRE			BASKETS DE SÉCURITÉ BOTTES

Résistance à la perforation ⁽¹³⁾	Finesse ⁽¹⁴⁾	Respirabilité ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Anti-bactérien ⁽²⁾	Responsabilité des fibres ⁽²⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾	Saison de prédilection
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

LES PRODUITS DE LA GAMME LEGGER® BÉNÉFICIENT DES BREVETS EXCLUSIFS* :
*excepté la ligne T-Fibre

F.I.P⁽¹⁾⁽²⁾ (FACILITÉ D'ENFILAGE) ET 3UP^{*(3)(4)} (TENUE ET CONFORT AU PORTER)
**excepté pour le format bas autofixant

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSURES CONFORT

CHUT OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES



Legger®

FEMME

casual

TECH

CHAUSSETTES



Noir



Crème



Fusain



Grisé



Prune

+ Produit Brevets Innothera



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ :
capacité d'absorption et
évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Bonne tenue et confort
au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

48

◆ Principales matières
Polyamide, Elasthanne.



◆ CHAUSSETTES ◆

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

Taille standard		Noir	Crème	Fusain	Grisé	Prune
Court	T1	3664540057602	3664540057442	3664540057282	3664540057527	3664540057367
	T2	3664540057596	3664540057435	3664540057275	3664540057510	3664540057350
	T3	3664540057589	3664540057428	3664540057268	3664540057503	3664540057343
	T4	3664540057572	3664540057411	3664540057251	3664540057497	3664540057336
Normal	T1	3664540057565	3664540057404	3664540057244	3664540057480	3664540057329
	T2	3664540057558	3664540057398	3664540057237	3664540057473	3664540057312
	T3	3664540057541	3664540057381	3664540057220	3664540057466	3664540057305
	T4	3664540057534	3664540057374	3664540057213	3664540057459	3664540057299

LEgger® FEMME CASUAL TECH
PRUNE



TAILLES

49

- NOUS CONTACTER
- GRUPE INNOTHERA
- FORMATION
- MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE
- SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES

| CHUT OTONOM



Legger®

FEMME

casual

COTON

CHAUSSETTES



Beige clair



Cappuccino



Noir



Look féminin grâce au motif torsadé



Contient du coton d'Égypte



Bonne tenue et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾



CLASSE 2 FEMME

◆ **Principales matières**
Polyamide dont Polyamide-microfibres,
Coton d'Égypte, Elasthanne.

◆ CHAUSSETTES ◆

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

Taille standard		Beige clair	Cappuccino	Noir
Court	T1	3664540057688	3664540057763	3664540057848
	T2	3664540057671	3664540057756	3664540057831
	T3	3664540057664	3664540057749	3664540057824
	T4	3664540057657	3664540057732	3664540057817
Normal	T1	3664540057640	3664540057725	3664540057800
	T2	3664540057633	3664540057718	3664540057794
	T3	3664540057626	3664540057701	3664540057787
	T4	3664540057619	3664540057695	3664540057770

LEgger® FEMME CASUAL COTON
CAPPUCCINO



50

TAILLES

51

- NOUS CONTACTER
- GROUPE INNOTHERA
- FORMATION
- MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE
- SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

OTONOM®

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM



◆ **Principales matières**
Polyamide, Elasthanne, Fibre Lyocell,
Polyester recyclé.



CLASSE 2 FEMME

◆ CHAUSSETTES ◆

8 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Mollet	28/36	26/34	34/42	30/38	38/46	34/42	42/50	40/48
Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 40 / Normal Sup. à 40							

		NOUVEAUX COLORIS					
Taille standard		Noir	Noir Pixie	Crème Rosé	Crème Rosé Pixie	Gris Clair	Gris Clair Coeur
Court	T0	3664540064426	3664540065140	3664540064266	3664540064983	3664540067243	3664540067403
	T1	3664540064419	3664540065133	3664540064259	3664540064976	3664540067236	3664540067397
	T2	3664540064402	3664540065126	3664540064242	3664540064969	3664540067229	3664540067380
	T3	3664540064396	3664540065119	3664540064235	3664540064952	3664540067212	3664540067373
	T4	3664540064389	3664540065102	3664540064228	3664540064945	3664540067205	3664540067366
Normal	T0	3664540064501	3664540065225	3664540064341	3664540065065	3664540067328	3664540067489
	T1	3664540064495	3664540065218	3664540064334	3664540065058	3664540067311	3664540067472
	T2	3664540064488	3664540065201	3664540064327	3664540065041	3664540067304	3664540067465
	T3	3664540064471	3664540065195	3664540064310	3664540065034	3664540067298	3664540067458
	T4	3664540064464	3664540065188	3664540064303	3664540065027	3664540067281	3664540067441

Taille +							
Court	T1+	3664540064372	3664540065096	3664540064211	3664540064938	3664540067199	3664540067359
	T2+	3664540064365	3664540065089	3664540064204	3664540064921	3664540067182	3664540067342
	T3+	3664540064358	3664540065072	3664540064198	3664540064914	3664540067175	3664540067335
Normal	T1+	3664540064457	3664540065171	3664540064297	3664540065010	3664540067274	3664540067434
	T2+	3664540064440	3664540065164	3664540064280	3664540065003	3664540067267	3664540067427
	T3+	3664540064433	3664540065157	3664540064273	3664540064990	3664540067250	3664540067410



LES PLUS DE CETTE LIGNE DE PRODUITS

- ◆ L'humidité accumulée à l'intérieur de la fibre Lyocell est progressivement libérée créant un équilibre entre la production et déperdition de la chaleur par l'organisme. Cet équilibre correspond à la thermorégulation.⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ◆ L'association de la fibre Lyocell et du polyester recyclé permet une évacuation de la sueur 4X plus rapide que celle du coton.⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

LA LIGNE ÉCO-FIBRE

Éco-fibre, fibres d'origine végétale et recyclée, présente les propriétés suivantes :

- ◆ Confort⁽³⁾⁽⁴⁾
- ◆ Thermorégulation⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ◆ Respirabilité⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ◆ Éco-responsabilité⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

+ Produit

98% TAUX DE COUVERTURE

Un taillage adapté à 98% des morphologies⁽⁷⁾

BOUT DE PIED SANS COUTURE

Bout du pied sans couture pour un confort amélioré

Exploitation durable et respectueuse de l'environnement⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

F.I.P. FOOT IMPROVED PROFILE

Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

3UP SYSTEM

Bonne tenue et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

Brevets Innothera

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Legger

Actys

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM



Legger[®]
HOMME

**CHIC
TECH**
CHAUSSETTES



Noir



Beige



Marine



Anthracite



Gris cendré

+ Produit

Brevets Innothera



Pieds ouverts de série, chaussettes et bas tailles standard



De série



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ : capacité d'absorption et évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Bonne tenue et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

54

◆ **Principales matières**
Polyamide, Elasthanne.



◆ CHAUSSETTES ◆

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

Taille standard		Noir	Beige	Marine	Anthracite	Gris cendré
Normal	T0	3664540060107	3664540060527	3664540060725	/	/
	T1	3664540060091	3664540060510	3664540060718	3664540060886	3664540060800
	T2	3664540060084	3664540060503	3664540060701	3664540060879	3664540060794
	T3	3664540060077	3664540060497	3664540060695	3664540060862	3664540060787
	T4	3664540060060	3664540060480	3664540060688	3664540060855	3664540060770
Long	T0	3664540060015	3664540060435	3664540060633	/	/
	T1	3664540060008	3664540060428	3664540060626	3664540060848	3664540060763
	T2	3664540059996	3664540060411	3664540060619	3664540060831	3664540060756
	T3	3664540059989	3664540060404	3664540060602	3664540060824	3664540060749
	T4	3664540059972	3664540060398	3664540060596	3664540060817	3664540060732

Taille +				
Normal	T1+	3664540060053	3664540060473	3664540060671
	T2+	3664540060046	3664540060466	3664540060664
	T3+	3664540060039	3664540060459	3664540060657
	T4+	3664540060022	3664540060442	3664540060640
Long	T1+	3664540059965	3664540060381	3664540060589
	T2+	3664540059958	3664540060374	3664540060572
	T3+	3664540059941	3664540060367	3664540060565
	T4+	3664540059934	3664540060350	3664540060558

— PIEDS OUVERTS DE SÉRIE —

Taille standard		Noir	Beige
Normal	T0	/	/
	T1	3664540061227	3664540061388
	T2	3664540061210	3664540061371
	T3	3664540061203	3664540061364
	T4	3664540061197	3664540061357
Long	T0	/	/
	T1	3664540061180	3664540061340
	T2	3664540061173	3664540061333
	T3	3664540061166	3664540061326
	T4	3664540061159	3664540061319

LEgger[®] HOMME CHIC TECH
ANTHRACITE



TAILLES

55

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger[®]

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSURES INTÉRIEURES
| CHAUSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM[®]



| CHUT OTONOM

Legger®

HOMME

CHIC
TECH

BAS AUTOFIXANT



+ Produit

Brevets Innothera



Pieds ouverts de série, chaussettes et bas tailles standard



De série



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ : capacité d'absorption et évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Concept bi-zone breveté pour les formats bas⁽⁵⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

56

◆ Principales matières

Polyamide, Elasthanne, Silicone.



◆ BAS AUTOFIXANT ◆

12 TAILLES	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville	19/22			22/25			25/28			28/31		
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											

— PIEDS OUVERTS DE SÉRIE —

Taille standard		Noir	Beige
Normal	T1	3664540059880	3664540060305
	T2	3664540059873	3664540060299
	T3	3664540059866	3664540060282
	T4	3664540059859	3664540060275
Long	T1	3664540059767	3664540060183
	T2	3664540059750	3664540060176
	T3	3664540059743	3664540060169
	T4	3664540059736	3664540060152

Taille standard		Noir	Beige
Normal	T1	3664540061142	3664540061302
	T2	3664540061135	3664540061296
	T3	3664540061128	3664540061289
	T4	3664540061111	3664540061272
Long	T1	3664540061104	3664540061265
	T2	3664540061098	3664540061258
	T3	3664540061081	3664540061241
	T4	3664540061074	3664540061234

Taille +			
Normal	T1+	3664540059842	3664540060268
	T2+	3664540059835	3664540060251
	T3+	3664540059828	3664540060244
	T4+	3664540059811	3664540060237
Long	T1+	3664540059729	3664540060145
	T2+	3664540059712	3664540060138
	T3+	3664540059705	3664540060121
	T4+	3664540059699	3664540060114

Taille -			
Normal	T1-	3664540059927	3664540060343
	T2-	3664540059910	3664540060336
	T3-	3664540059903	3664540060329
	T4-	3664540059897	3664540060312
Long	T1-	3664540059804	3664540060220
	T2-	3664540059798	3664540060213
	T3-	3664540059781	3664540060206
	T4-	3664540059774	3664540060190

LEgger® HOMME CHIC TECH
NOIR



TAILLES

57

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



Legger®

HOMME

casual

TECH

CHAUSSETTES



Noir



Beige



Marine



Fusain



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ :
capacité d'absorption et
évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Bonne tenue et confort
au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

58

◆ Principales matières
Polyamide, Elasthanne.



◆ CHAUSSETTES ◆

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

Taille standard		Noir	Beige	Marine	Fusain
Normal	T0	3664540063108	3664540062927	/	/
	T1	3664540063092	3664540062910	3664540062743	3664540062828
	T2	3664540063085	3664540062903	3664540062736	3664540062811
	T3	3664540063078	3664540062897	3664540062729	3664540062804
	T4	3664540063061	3664540062880	3664540062712	3664540062798
Long	T0	3664540063016	3664540062873	/	/
	T1	3664540063009	3664540062866	3664540062705	3664540062781
	T2	3664540062996	3664540062859	3664540062699	3664540062774
	T3	3664540062989	3664540062842	3664540062682	3664540062767
	T4	3664540062972	3664540062835	3664540062675	3664540062750

Taille +		
Normal	T1+	3664540063054
	T2+	3664540063047
	T3+	3664540063030
	T4+	3664540063023

Long	T1+	3664540062965
	T2+	3664540062958
	T3+	3664540062941
	T4+	3664540062934

LEgger® HOMME CASUAL TECH
FUSAIN



TAILLES

59

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM®

CHAUSURES CONFORT

CHUT OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES

CHAUSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

Legger®

HOMME

CHIC
COTON

CHAUSSETTES



◆ Principales matières
Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse),
Polyamide, Elasthanne.

◆ CHAUSSETTES ◆

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	32/39	33/40	34/41	37/44
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41			

Taille standard		Noir	Ecrû	Gris
Normal	T1	3664540063344	3664540063269	3664540063184
	T2	3664540063337	3664540063252	3664540063177
	T3	3664540063320	3664540063245	3664540063160
	T4	3664540063313	3664540063238	3664540063153
Long	T1	3664540063306	3664540063221	3664540063146
	T2	3664540063290	3664540063214	3664540063139
	T3	3664540063283	3664540063207	3664540063122
	T4	3664540063276	3664540063191	3664540063115



Noir



Ecrû



Gris

+ Produit



Coton d'Égypte

Brevets Innothera



Bonne tenue
et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

LEgger® HOMME CHIC COTON
ECRU



60

61

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM®

CHAUSURES CONFORT

CHUT OTONOM



Legger®

HOMME

casual

COTON

CHAUSSETTES



Noir



Beige chiné



Marine



Anthracite

+ Produit

Brevets Innothera



Contient du coton d'Égypte



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽⁷⁾



Bonne tenue et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

62

◆ Principales matières

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne.



◆ CHAUSSETTES ◆

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

Taille standard		Noir	Beige chiné	Marine	Anthracite
Normal	T0	3664540062064	3664540061807	/	/
	T1	3664540062057	3664540061791	3664540061548	3664540061463
	T2	3664540062040	3664540061784	3664540061531	3664540061456
	T3	3664540062033	3664540061777	3664540061524	3664540061449
	T4	3664540062026	3664540061760	3664540061517	3664540061432
Long	T0	3664540061975	3664540061715	/	/
	T1	3664540061968	3664540061708	3664540061500	3664540061425
	T2	3664540061951	3664540061692	3664540061494	3664540061418
	T3	3664540061944	3664540061685	3664540061487	3664540061401
	T4	3664540061937	3664540061678	3664540061470	3664540061395

Taille +			
Normal	T1+	3664540062019	3664540061753
	T2+	3664540062002	3664540061746
	T3+	3664540061999	3664540061739
	T4+	3664540061982	3664540061722
Long	T1+	3664540061920	3664540061661
	T2+	3664540061913	3664540061654
	T3+	3664540061906	3664540061647
	T4+	3664540061890	3664540061630

LEgger® HOMME CASUAL COTON
MARINE



TAILLES

63

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM®

CHAUSSES CONFORT

CHUT OTONOM



Legger®

HOMME

casual

COTON

BAS AUTOFIXANT



BVCert. 6195240



Noir



Beige chiné

+ Produit

Brevets Innothera



Contient du coton d'Égypte



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽⁷⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁵⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

64

◆ Principales matières

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone.



◆ BAS AUTOFIXANT ◆

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	47/57	52/62	57/67	62/72
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78			

Taille standard		Noir	Beige chiné
Normal	T1	3664540061883	3664540061623
	T2	3664540061876	3664540061616
	T3	3664540061869	3664540061609
	T4	3664540061852	3664540061593
Long	T1	3664540061845	3664540061586
	T2	3664540061838	3664540061579
	T3	3664540061821	3664540061562
	T4	3664540061814	3664540061555

LEgger® HOMME CASUAL COTON NOIR



ÉPAIS

TAILLES

65

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT
| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



Legger®
HOMME

SPORTSWEAR
T-FIBRE
CHAUSSETTES



Noir



Beige



Marron



Fibre
100% organique⁽⁸⁾



Confort
sans couture



Texture gaufrée⁽⁹⁾


66

◆ **Principales matières**
Polyamide, Elasthanne, Tencel⁽⁸⁾.



◆ CHAUSSETTES ◆

5 TAILLES	T1	T2	T3	T4	T5
Mollet	27/35	31/39	35/43	39/47	43/51
Cheville	17,5/20,5	20,5/23	23,5/26	26,5/29	29,5/32
Hauteur (du sol au pli du genou)	Normal Inf. ou égal à 45 / Long Sup. ou égal à 45				



Taille standard		Noir	Beige	Marron
Normal	T1	3664540059040	3664540058746	3664540058647
	T2	3664540059033	3664540058739	3664540058630
	T3	3664540059026	3664540058722	3664540058623
	T4	3664540059019	3664540058715	3664540058616
	T5	3664540059002	3664540058708	3664540058609
Long	T1	3664540058999	3664540058692	3664540058593
	T2	3664540058982	3664540058685	3664540058586
	T3	3664540058975	3664540058678	3664540058579
	T4	3664540058968	3664540058661	3664540058562
	T5	3664540058951	3664540058654	3664540058555

LEgger® HOMME SPORTSWEAR T-FIBRE
NOIR



TAILLES

67

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

OTONOM®

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM



Legger[®]
HOMME

casual
ÉCO-FIBRE

CHAUSSETTES




Noir



Noir Pixel




Bleu



Bleu
Pixel



Gris Clair



Gris Clair
Pixel

LES PLUS DE CETTE LIGNE DE PRODUITS

- ◆ L'humidité accumulée à l'intérieur de la fibre Lyocell est progressivement libérée créant un équilibre entre la production et déperdition de la chaleur par l'organisme. Cet équilibre correspond à la thermorégulation.⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ◆ L'association de la fibre Lyocell et du polyester recyclé permet une évacuation de la sueur 4X plus rapide que celle du coton.⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

LA LIGNE ÉCO-FIBRE

Éco-fibre, fibres d'origine végétale et recyclée, présente les propriétés suivantes :

- ◆ Confort⁽³⁾⁽⁴⁾
- ◆ Thermorégulation⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ◆ Respirabilité⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ◆ Éco-responsabilité⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

+ Produit

Brevets Innothera



Un tailage adapté à 98% des morphologies⁽⁷⁾



Bout du pied sans couture pour un confort amélioré



Exploitation durable et respectueuse de l'environnement⁽¹¹⁾⁽¹²⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue et confort au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

68

◆ Principales matières

Polyamide, Elasthanne, Fibre Lyocell, Polyester recyclé.



◆ CHAUSSETTES ◆

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

Taille standard		Noir	Noir Pixel	Bleu	Bleu Pixel	Gris clair	Gris Clair Pixel
Normal	T0	3664540056346	3664540056704	3664540065744	3664540065560	3664540056520	3664540056889
	T1	3664540056339	3664540056698	3664540065737	3664540065553	3664540056513	3664540056872
	T2	3664540056322	3664540056681	3664540065720	3664540065546	3664540056506	3664540056865
	T3	3664540056315	3664540056674	3664540065713	3664540065539	3664540056490	3664540056858
	T4	3664540056308	3664540056667	3664540065706	3664540065522	3664540056483	3664540056841
Long	T0	3664540056254	3664540056612	3664540065652	3664540065478	3664540056438	3664540056797
	T1	3664540056247	3664540056605	3664540065645	3664540065461	3664540056421	3664540056780
	T2	3664540056230	3664540056599	3664540065638	3664540065454	3664540056414	3664540056773
	T3	3664540056223	3664540056582	3664540065621	3664540065447	3664540056407	3664540056766
	T4	3664540056216	3664540056575	3664540065614	3664540065430	3664540056391	3664540056759

Taille +							
Normal	T1+	3664540056292	3664540056650	3664540065690	3664540065515	3664540056476	3664540056834
	T2+	3664540056285	3664540056643	3664540065683	3664540065508	3664540056469	3664540056827
	T3+	3664540056278	3664540056636	3664540065676	3664540065492	3664540056452	3664540056810
	T4+	3664540056261	3664540056629	3664540065669	3664540065485	3664540056445	3664540056803
Long	T1+	3664540056209	3664540056568	3664540065607	3664540065423	3664540056384	3664540056742
	T2+	3664540056193	3664540056551	3664540065591	3664540065416	3664540056377	3664540056735
	T3+	3664540056186	3664540056544	3664540065584	3664540065409	3664540056360	3664540056728
	T4+	3664540056179	3664540056537	3664540065577	3664540065393	3664540056353	3664540056711

LEgger[®] HOMME CASUAL ECO-FIBRE GRIS CLAIR PIXEL



TAILLES

69

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger[®]

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATEIRE
| TALONNETTES

OTONOM[®]

| CHUT OTONOM



Legger®
HOMME

casual
COTON
CHAUSSETTES



Noir



Beige chiné



Gris Anthracite



Contient
du coton d'Égypte



Adapté, en série à
98% des morphologies
masculines⁽⁷⁾



Bonne tenue et confort
au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

70

◆ Principales matières

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne.



◆ CHAUSSETTES ◆

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

Taille standard	Noir	Beige chiné	Gris Anthracite
Normal	T0	3664540062668	3664540062408
	T1	3664540062651	3664540062392
	T2	3664540062644	3664540062385
	T3	3664540062637	3664540062378
	T4	3664540062620	3664540062361
Long	T0	3664540062576	3664540062316
	T1	3664540062569	3664540062309
	T2	3664540062552	3664540062293
	T3	3664540062545	3664540062286
	T4	3664540062538	3664540062279

Taille +		
Normal	T1+	3664540062613
	T2+	3664540062606
	T3+	3664540062590
	T4+	3664540062583
Long	T1+	3664540062521
	T2+	3664540062514
	T3+	3664540062507
	T4+	3664540062491

LEgger® HOMME CASUAL COTON
BEIGE CHINÉ



TAILLES

71

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



Legger®

HOMME

casual

COTON

BAS AUTOFIXANT



BVCert. 6195240



Noir



Beige chiné

+ Produit

Brevets Innothera



Contient du coton d'Égypte



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽⁷⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁵⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

72



◆ Principales matières

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone.

◆ BAS AUTOFIXANT ◆

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	47/57	52/62	57/67	62/72
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78			

Taille standard		Noir	Beige chiné
Normal	T1	3664540062484	3664540062224
	T2	3664540062477	3664540062217
	T3	3664540062460	3664540062200
	T4	3664540062453	3664540062194
Long	T1	3664540062446	3664540062187
	T2	3664540062439	3664540062170
	T3	3664540062422	3664540062163
	T4	3664540062415	3664540062156

LEgger® HOMME CASUAL COTON
BEIGE CHINÉ



TAILLES

73

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



Actys®

GAMME EXPERT PRO LPP

Besoin 100% médical
et facilité de délivrance




74

Récapitulatif de la marque Actys® et prise de mesures	77
Quel produit pour quel stade de la maladie veineuse ?	78
Classe 1 de compression (10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa) Actys® 10 Femme	80
Classe 2 de compression (15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa) Actys® 20 Femme	82
Actys® 20 Homme	86
Classe 3 de compression (20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa) Actys® 25 Femme	88
Anti-Thrombose : Actys® ATH Mixte	90


Actys®

75

Une gamme technique & optimisée pour les professionnels de santé


	BREVET FACILITÉ D'ENFILAGE⁽¹⁾⁽²⁾	- Un profil de pression exclusif au niveau du cou-de-pied - Facilité d'enfilage et confort améliorés
	TAILLAGE OPTIMISÉ⁽⁵⁾	- Délivrance assurée à plus de 98% des patient(e)s - Au plus près des morphologies pour un confort optimal des patients
	BREVET TENUE DES MI-BAS ET CHAUSSETTES⁽³⁾⁽⁴⁾	- Une exclusivité des produits des Laboratoires Innothera - Confort et tenue sans effet garrot
	COLORIS BEST SELLERS	- Un conseil simplifié pour plus de rapidité dans la délivrance - Moins de références pour une meilleure gestion des stocks - Des textures uniques désaisonnalisées pour moins de complexité
	DISPONIBILITÉ ASSURÉE	- Une gamme référencée chez les grossistes / répartiteurs - Livré en direct à J+1 (pour toute commande avant 15h)
	SÉCURITÉ ET SATISFACTION PATIENT⁽¹⁰⁾	- Vous consacrerez moins de temps à gérer des insatisfactions patient pour plus d'efficacité au comptoir - Un niveau de retour très faible, gage de qualité, de satisfaction patient et de renouvellement

RÉCAPITULATIF DE LA MARQUE



PRISE DE MESURES

FORMAT CHAUSSETTES OU MI-BAS
FORMAT BAS AUTOFIXANT ET FORMAT COLLANT



Les recommandations pour effectuer une prise de mesures et optimiser l'observance :

- Effectuer les mesures de préférence le matin avant l'apparition d'éventuel œdème, en position debout sans chaussures.
- Effectuer les mesures sur les deux jambes dénudées.
- Les reprendre à chaque renouvellement de prescription.

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSURES CONFORT

CHUT OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES


HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

LA MARQUE DE LA PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DE LA MALADIE VEINEUSE

UN PRODUIT POUR CHAQUE STADE DE LA MALADIE VEINEUSE (CLASSIFICATION CEAP*)⁽⁷⁾



C0s : Pas de signe clinique - sensation de jambes lourdes
C1 : Télangiectasies / veines réticulaires < 3 mm
C2 : Varices ≥ 3 mm
C3 : Oedème
C4 : Troubles trophiques cutanés (pigmentation, eczéma, induration)
C5 : Ulcère veineux cicatrisé
C6 : Ulcère veineux ouvert/actif

* Classification Clinique - Etiologie - Anatomique - Physiopathologie

GAMMES & SYMPTÔMES

CLASSE 1 Indications de classe 1 de compression (10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa)

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- Varicosités.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CLASSE 2 Indications de classe 2 de compression (15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa)

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- Varicosités (C1), varices (C2).
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CLASSE 3 Indications de classe 3 de compression (20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa)

- Jambes lourdes ou douloureuses.
- Varices importantes (C2).
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Cédème veineux chronique (C3).
- Insuffisance veineuse chronique avec troubles trophiques (C4).
- Ulcère veineux cicatrisé (C5).
- Thrombose veineuse superficielle ou profonde (TVS ou TVP), avec traitement anticoagulant (sauf si contre-indication).
- Complications de la TVP proximale (syndrome post-thrombotique) : prévention (6 mois à 2 ans) ou traitement des séquelles.
- Lymphoedème en phase de maintien.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne), en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CLASSE 2 Indications de classe 2 des produits Anti-Thrombose :

Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical, notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral), ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié - le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

78

79

NOUS CONTACTER	SMARTLEG®				Legger®		Actys®		INFOS PRATIQUES VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE	GIBAUD				OTONOM®		
GRUPE INNOTHERA																
FORMATION																
MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE																
SUR-MESURE PODOLOGIE																
	Les avantages		Opaque		Gamme		CLASSE 2 / FEMME		Gamme et prise de mesures		CLASSE 2		ORTHOPÉDIE		CHAUSSURES CONFORT	
	Grille des tailles		Collection		Prise de mesures		CLASSE 2 / HOMME		Quel produit pour quel stade ?		CLASSE 3		PRISE DE MESURES		HALLUX VALGUS	
	Transparent		BB		Aide à la délivrance		CLASSE 3 / HOMME		CLASSE 1		ATH Mixte		COU • ÉPAULE		POST-OPÉATOIRE	
	Semi-transparent												DOS • ABDOMEN • THORAX		TALONNETTES	
													MAIN • COUDE			

Actys[®]
10
Femme



Principales
matières :

Polyamide, Elasthanne,
Silicone*
Retrouvez le résumé
des caractéristiques des produits
à la page 92.

* Uniquement en format bas autofixant



CLASSE
1

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			


BAS AUTOFIXANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	41
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

MI-BAS

Taille standard	Noir	Beige clair
Court	T1 3664540050085	3664540050245
	T2 3664540050061	3664540050221
	T3 3664540050047	3664540050207
	T4 3664540050023	3664540050184
Normal	T1 3664540050078	3664540050238
	T2 3664540050054	3664540050214
	T3 3664540050030	3664540050191
	T4 3664540050016	3664540050177

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Noir	Beige clair
Court	T1 3664540050009	3664540050160
	T2 3664540049980	3664540050146
	T3 3664540049966	3664540050122
	T4 3664540049942	3664540050108
Normal	T1 3664540049997	3664540050153
	T2 3664540049973	3664540050139
	T3 3664540049959	3664540050115
	T4 3664540049935	3664540050092

Bas autofixant
Noir

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Legger

Actys

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

Actys[®]
20
Femme



Principales matières :


Polyamide, Elasthanne, Silicone*
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 92.

* Uniquement en format bas autofixant



CLASSE
2

GRILLE DE TAILLES



MI-BAS

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Mollet	27/33	24/30	30/37	37/44	27/34	34/40	40/47	30/37	37/45	45/52	33/40	40/47	47/54
Cheville	16/18	18/21,5			21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29		
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39												

BAS AUTOFIXANT

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78
Cheville	16/18	18/21,5			21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29		
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72												

COLLANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/58	50/64	54/68	58/72
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal de 72,1 à 80 / Long Sup. à 80			

POINTURES*


Tailles	Pointures maxi conseillées
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44

*Pour toutes les hauteurs

TOUR DE HANCHE*

Tailles	Tour maxi conseillé
1	105 cm
2	120 cm
3	125 cm
4	130 cm

*Pour les collants uniquement



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue ou porter⁽³⁾⁽⁴⁾

MI-BAS

Taille standard	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T0	3664540034870	3664540034979	3664540002961
	T1	3664540019167	3664540019242	3664540002978
	T2	3664540019143	3664540019228	3664540003005
	T3	3664540019129	3664540019204	3664540003036
	T4	3664540019105	3664540019181	3664540003067
Normal	T0	3664540034863	3664540034962	3664540003098
	T1	3664540019150	3664540019235	3664540003104
	T2	3664540019136	3664540019211	3664540003135
	T3	3664540019112	3664540019198	3664540003166
	T4	3664540019099	3664540019174	3664540003197

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T0	3664540034597	3664540034771	3664540003227
	T1	3664540038052	3664540019082	3664540003234
	T2	3664540038038	3664540038113	3664540003265
	T3	3664540038014	3664540038090	3664540003296
	T4	3664540037994	3664540038076	3664540003326
Normal	T0	3664540034580	3664540034764	3664540003357
	T1	3664540038045	3664540019075	3664540003364
	T2	3664540038021	3664540038106	3664540003395
	T3	3664540038007	3664540038083	3664540003425
	T4	3664540037987	3664540038069	3664540003456

COLLANT

Taille standard	Noir	Beige	Beige Rosé
Court	T1	3664540034016	3664540033934
	T2	3664540033996	3664540033910
	T3	3664540033972	3664540033897
	T4	3664540033958	3664540033866
Normal	T1	3664540034009	3664540033927
	T2	3664540033989	3664540033903
	T3	3664540033965	3664540033880
	T4	3664540033941	3664540033873
Long	T1	3664540032593	3664540032630
	T2	3664540032586	3664540032623
	T3	3664540032579	3664540032616
	T4	3664540032562	3664540032609

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

MI-BAS

Taille standard	Beige	Beige clair
Court	T0	-
	T1	3664540012946
	T2	3664540012939
	T3	3664540012922
Normal	T0	-
	T1	3664540012892
	T2	3664540012885
	T3	3664540012908

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Beige	Beige clair
Court	T0	-
	T1	3664540012823
	T2	3664540012809
	T3	3664540012816
Normal	T0	-
	T1	3664540012861
	T2	3664540012854
	T3	3664540012847

Mi-bas
Beige rosé

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Legger

Actys

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

Actys[®]
20
Femme



CLASSE
2

Principales
matières :

Polyamide, Elasthanne,
Silicone*
Retrouvez le résumé
des caractéristiques des produits
à la page 92.

* Uniquement en format bas autofixant



CLASSE
2

Bas autofixant
Beige rosé

CLASSE 2 - ACTYS[®] 20 FEMME

MI-BAS

Taille -		Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1-	3664540034856	3664540034955	3664540002992	3664540027681
	T2-	3664540034832	3664540034931	3664540003029	3664540027650
	T3-	3664540034818	3664540034917	3664540003050	3664540027629
	T4-	3664540034795	3664540034894	3664540003081	3664540027599
Normal	T1-	3664540034849	3664540034948	3664540003128	3664540027568
	T2-	3664540034825	3664540034924	3664540003159	3664540027537
	T3-	3664540034801	3664540034900	3664540003180	3664540027506
	T4-	3664540034788	3664540034887	3664540003210	3664540027476

MI-BAS


Taille +		Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1+	3664540019280	3664540019402	3664540002985	3664540027667
	T2+	3664540019273	3664540019396	3664540003012	3664540027636
	T3+	3664540019266	3664540019389	3664540003043	3664540027605
	T4+	3664540019259	3664540019372	3664540003074	3664540027575
Normal	T1+	3664540019327	3664540019365	3664540003111	3664540027544
	T2+	3664540019310	3664540019358	3664540003142	3664540027513
	T3+	3664540019303	3664540019341	3664540003173	3664540027483
	T4+	3664540019297	3664540019334	3664540003203	3664540027452

BAS AUTOFIXANT

Taille -		Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1-	3664540034573	3664540034757	3664540003258	3664540027926
	T2-	3664540034559	3664540034733	3664540003289	3664540027896
	T3-	3664540034535	3664540034719	3664540003319	3664540027865
	T4-	3664540034511	3664540034696	3664540003340	3664540027834
Normal	T1-	3664540034566	3664540034740	3664540003388	3664540027803
	T2-	3664540034542	3664540034726	3664540003418	3664540027773
	T3-	3664540034528	3664540034702	3664540003449	3664540027742
	T4-	3664540034504	3664540034689	3664540003470	3664540027711

BAS AUTOFIXANT

Taille +		Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1+	3664540034498	3664540034672	3664540003241	3664540027902
	T2+	3664540034474	3664540034658	3664540003272	3664540027872
	T3+	3664540034450	3664540034634	3664540003302	3664540027841
	T4+	3664540034436	3664540034610	3664540003333	3664540027810
Normal	T1+	3664540034481	3664540034665	3664540003371	3664540027780
	T2+	3664540034467	3664540034641	3664540003401	3664540027759
	T3+	3664540034443	3664540034627	3664540003432	3664540027728
	T4+	3664540034429	3664540034603	3664540003463	3664540027698



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue ou porter⁽³⁾⁽⁴⁾

84

TAILLES

85

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

Legger[®]

Actys[®]

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

Actys[®]
20
Homme



CLASSE
2

Principales matières :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 92.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

8 TAILLES	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41							

BAS AUTOFIXANT

12 TAILLES	T1 -	T1	T1+	T2 -	T2	T2+	T3 -	T3	T3+	T4 -	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville	19/22			22/25				25/28			28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											


POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillées
1	Normal	42
	Long	44
2	Normal	43
	Long	45
3	Normal	44
	Long	46
4	Normal	46
	Long	47

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE CHAUSSETTES

Taille standard	Noir
Normal	T1 3664540007485
	T2 3664540007508
	T3 3664540007522
	T4 3664540007546
Long	T1 3664540007560
	T2 3664540007584
	T3 3664540007607
	T4 3664540007621

Taille +	Noir
Normal	T1+ 3664540007492
	T2+ 3664540007515
	T3+ 3664540007539
	T4+ 3664540007553
Long	T1+ 3664540007577
	T2+ 3664540007591
	T3+ 3664540007614
	T4+ 3664540007638



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

CHAUSSETTES

Taille standard	Noir	Beige	Gris
Normal	T1 3664540013141	3664540013264	3664540026042
	T2 3664540013134	3664540013257	3664540026028
	T3 3664540013127	3664540013240	3664540026004
	T4 3664540013110	3664540013233	3664540025984
Long	T1 3664540013189	3664540013226	3664540026035
	T2 3664540013172	3664540013219	3664540026011
	T3 3664540013165	3664540013202	3664540025991
	T4 3664540013158	3664540013196	3664540025977

CHAUSSETTES

Taille +	Noir	Beige	Gris
Normal	T1+ 3664540025885	3664540025809	3664540025960
	T2+ 3664540025861	3664540025786	3664540025946
	T3+ 3664540025847	3664540025762	3664540025922
	T4+ 3664540025823	3664540025748	3664540025908
Long	T1+ 3664540025878	3664540025793	3664540025953
	T2+ 3664540025854	3664540025779	3664540025939
	T3+ 3664540025830	3664540025755	3664540025915
	T4+ 3664540025816	3664540025731	3664540025892

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Noir	Beige
Normal	T1 3664540012984	3664540013103
	T2 3664540012977	3664540013097
	T3 3664540012960	3664540013066
	T4 3664540012953	3664540013059
Long	T1 3664540013028	3664540013080
	T2 3664540013011	3664540013073
	T3 3664540013004	3664540013042
	T4 3664540012991	3664540013035

BAS AUTOFIXANT

Taille -	Noir	Beige
Normal	T1- 3664540025649	3664540025489
	T2- 3664540025625	3664540025465
	T3- 3664540025601	3664540025441
	T4- 3664540025588	3664540025427
Long	T1- 3664540025632	3664540025472
	T2- 3664540025618	3664540025458
	T3- 3664540025595	3664540025434
	T4- 3664540025571	3664540025410

Taille +	Noir	Beige
Normal	T1+ 3664540025724	3664540025564
	T2+ 3664540025700	3664540025540
	T3+ 3664540025687	3664540025526
	T4+ 3664540025663	3664540025502
Long	T1+ 3664540025717	3664540025557
	T2+ 3664540025694	3664540025533
	T3+ 3664540025670	3664540025519
	T4+ 3664540025656	3664540025496

CLASSE
2

Chaussettes
Noir



CLASSE 2 - ACTYS[®] 20 HOMME

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger[®]

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉATOIRE
TALONNETTES

OTONOM[®]

CHUT OTONOM

Actys[®]
25
Femme



Principales
matières :

Polyamide dont
Polyamide-microfibres,
Elasthanne, Silicone*

Retrouvez le résumé
des caractéristiques des produits
à la page 92.

* Uniquement en format bas autofixant



CLASSE
3

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

9 TAILLES	T0	T1-	T1	T2-	T2	T3-	T3	T4-	T4
Mollet	27/33	24/30	30/37	27/34	34/40	30/37	37/45	33/40	40/47
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5		23,5/25,5		25,5/29	
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39								

BAS AUTOFIXANT

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78
Cheville	16/18	18/21,5			21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29		
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72												

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44

*Pour toutes les hauteurs



**Bonne tenue ou porter^(3/4)

MI-BAS

Taille standard		Noir	Naturel
Court	T0	3664540034061	3664540034214
	T1	3664540018580	3664540018504
	T2	3664540018566	3664540018481
	T3	3664540018542	3664540018436
	T4	3664540018528	3664540018450
Normal	T0	3664540034115	3664540034160
	T1	3664540018573	3664540018498
	T2	3664540018559	3664540018474
	T3	3664540018535	3664540018467
	T4	3664540018511	3664540018443

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE
MI-BAS

Taille standard	Naturel
Court	T0 -
	T1 3664540017545
	T2 3664540017521
	T3 3664540017507
	T4 3664540017484
Normal	T0 -
	T1 3664540017538
	T2 3664540017514
	T3 3664540017491
	T4 3664540017477

BAS AUTOFIXANT

Taille standard		Noir	Naturel
Court	T0	3664540034313	3664540034412
	T1	3664540018429	3664540018344
	T2	3664540018405	3664540018320
	T3	3664540018382	3664540018306
	T4	3664540018368	3664540018283
Normal	T0	3664540034269	3664540034405
	T1	3664540018412	3664540018337
	T2	3664540018399	3664540018313
	T3	3664540018375	3664540018290
	T4	3664540018351	3664540018276

BAS AUTOFIXANT

Taille -		Noir	Naturel
Court	T1-	3664540034306	3664540034399
	T2-	3664540034290	3664540034375
	T3-	3664540034283	3664540034351
	T4-	3664540034276	3664540034337
Normal	T1-	3664540034252	3664540034382
	T2-	3664540034245	3664540034368
	T3-	3664540034238	3664540034344
	T4-	3664540034221	3664540034320

Taille -		Noir	Naturel
Court	T1-	3664540034054	3664540034207
	T2-	3664540034047	3664540034191
	T3-	3664540034030	3664540034184
	T4-	3664540034023	3664540034177

Normal	T1-	3664540034108	3664540034153
	T2-	3664540034092	3664540034146
	T3-	3664540034085	3664540034139
	T4-	3664540034078	3664540034122

Bas autofixant
Noir

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE
BAS AUTOFIXANT

Taille standard		Naturel
Court	T0	-
	T1	3664540017460
	T2	3664540017446
	T3	3664540017422
	T4	3664540017408
Normal	T0	-
	T1	3664540017453
	T2	3664540017439
	T3	3664540017415
	T4	3664540017392

Taille +		Noir	Naturel
Court	T1+	3664540018184	3664540018108
	T2+	3664540018160	3664540018085
	T3+	3664540018146	3664540018061
	T4+	3664540018122	3664540018047

Normal	T1+	3664540018177	3664540018092
	T2+	3664540018153	3664540018078
	T3+	3664540018139	3664540018054
	T4+	3664540018115	3664540018030

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

SMARTLEG[®]

Legger[®]

Actys[®]

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM[®]

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

Actys[®]
ATH
Mixte



Principales
matières :

Polyamide, Elasthanne,
Silicone*

Retrouvez le résumé
des caractéristiques des produits
à la page 92.


* Uniquement en format bas autofixant



CLASSE
2



GRILLE DE TAILLES



CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/40	33/43	37/47	42/52
Cheville	17/21	21/24	24/27	27/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 Normal Sup. à 39,1 ou égal à 44 Long Sup. à 44			

BAS AUTOFIXANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	46/58	51/63	55/67	60/72
Cheville	17/21	21/24	24/27	27/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 75 Long Sup. à 75			

POINTURES***

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
T1	42	44
T2	43	45
T3	44	46
T4	46	47

***Pour toutes les hauteurs




Taillage identifiable grâce à un code couleur



Un traitement conforme aux recommandations de la HAS pour les produits anti-thromboses.


* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



CHAUSSETTES

Taille standard		Blanc
Court	T1	3664540014285
	T2	3664540014292
	T3	3664540060541
	T4	3664540060534
Normal	T1	3664540012762
	T2	3664540012779
	T3	3664540012786
	T4	3664540012755
Long	T1	3664540012731
	T2	3664540012748
	T3	3664540012717
	T4	3664540012724



BAS AUTOFIXANT

Taille standard		Blanc
Normal	T1	3664540012694
	T2	3664540012687
	T3	3664540012649
	T4	3664540012632
Long	T1	3664540012700
	T2	3664540012670
	T3	3664540012663
	T4	3664540012656

Bas autofixant
Mixte Blanc



CLASSE
2

CLASSE 2 - ACTYS[®] ATH MIXTE

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG[®]

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger[®]

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM[®]

| CHUT OTONOM

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

SMARTLEG®, LEGGER® ET ACTYS®, DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ÉLASTIQUE POUR HOMME ET FEMME.

PRINCIPALES MATIÈRES

- Smartleg® Transparent, Mi-bas, Bas & Collants Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Smartleg® Semi-Transparent, Mi-bas, Bas & Collants Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Smartleg® Opaque, Collants Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Smartleg® Collection, Collants et Mi-bas Classe II :**
Polyamide, Elasthanne
- Smartleg® BB Semi-Transparent, Collants Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Smartleg® BB Transparent, Collants Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Legger® Casual Coton, Classe II :**
Coton d’Egypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*
- Legger® Chic Coton, Classe II :**
Coton d’Egypte (dont fil d’Ecosse), Polyamide, Elasthanne
- Legger® Chic Tech, Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Legger Casual Eco-Fibre Homme & Femme, Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Fibre Lyocell, Polyester recyclé.
- Legger® Casual Tech Homme & Femme, Classe II :** Polyamide, Elasthanne
- Legger® Casual Coton Homme & Femme, Classe III :** Coton d’Egypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*
- Legger® Sportswear T-Fibre, Classe II :** Polyamide, Elasthanne, Tencel⁽⁶⁾
- Actys® 10 Femme, Classe I :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Actys® 20 Femme, Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Actys® 20 Homme, Classe II :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*
- Actys® 25 Femme, Classe III :**
Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*
- Actys® ATH Mixte, Anti-thrombose :**
Polyamide, Elasthanne, Silicone*

*Uniquement pour les formats bas autofixant.

INDICATIONS

- CLASSE I**
- Pression 10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa (Actys® 10 Femme) :** • Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée. • Varicosités. • En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l’avis de votre médecin.
- CLASSE II**
- Pression 15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa (Legger® Chic Tech, Legger® Chic Coton, Legger® Casual Tech Homme & Femme, Legger® Casual Coton Homme & Femme, Legger® Sportswear T-Fibre, Legger® Casual Eco-Fibre Homme & Femme, Actys® 20 Femme, Actys® 20 Homme, Smartleg® Transparent, Smartleg® Semi-Transparent, Smartleg® Opaque, Smartleg® Collection, Smartleg® BB Transparent, Smartleg® BB Semi-Transparent) :**
- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
 - Varicosités, varices.
 - Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
 - Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l’avis de votre médecin.
- Anti-thrombose (Actys® ATH Mixte) :** • Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical, notamment en cas d’alitement (hors accident vasculaire cérébral), ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié. • Le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

- CLASSE III**
- Pression 20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa (Legger® Casual Coton Homme, Actys® 25 Femme) :**
- Jambes lourdes ou douloureuses,
 - Varices importantes.
 - Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
 - Œdème veineux chronique.
 - Insuffisance veineuse chronique avec troubles trophiques.
 - Ulcère veineux cicatrisé.
 - Thrombose veineuse superficielle ou profonde (TVS ou TVP), avec traitement anticoagulant (sauf si contre-indication).
 - Complications de la TVP proximale (syndrome post-thrombotique) : prévention (6 mois à 2 ans) ou traitement des séquelles.
 - Lymphœdème en phase de maintien.
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l’avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance/ Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- *Phlegmatia coerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d’AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d’abord soigner l’infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d’œdème, ...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.
- En cas de superposition de produits de formats chaussettes/mi-bas, veiller à ne pas positionner les bords-côtes l’un sur l’autre.

CONSEILS D’ENTRETIEN

- Laver le produit avant la première utilisation.
- Lavage : à la main ou en machine à 30°C sans adoucissant ni agent de blanchiment.
- Essorage sans tordre.
- Séchage : à plat, à l’abri de toute source de chaleur. Ne pas repasser.



EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions cutanées (ampoules*, éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations). Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

* uniquement pour les produits possédant une bande autofixante (format bas)

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l’objet d’une notification aux Laboratoires Innothera et à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

INFOS PRATIQUES

MENTIONS LÉGALES

Les produits des gammes Smartleg®, Legger® et Actys® sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, *phlegmatia coerulea dolens*, thrombose septique, Intolérance / réaction allergique au produit. Marquage CE. Dispositifs médicaux de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étui. Mars 2026 – WDM2603105 – Fabricant : Laboratoires Innothera.

LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

SMARTLEG®

1. Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied – Brevet FR 2885035 : « Orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant ».

2. Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-30.

3. Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».

4. Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence – n°2009 – A00412 – 55 – novembre 2009.

5. Recap TCV_2018-11-02.

6. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 4 produits CVE (de type bas autofix pour femmes) par la méthode du profil. Etude EHD1_2015_03 réalisée par l'IFTH, contrat 151159R, en juin 2015.

7. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (collants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1_2016_011 réalisée par l'IFTH, contrat 170 064 R, en juin 2017.

8. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1_2018_05, réalisée par l'IFTH, contrat 180 426 R, en juin 2018.

9. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1_2019_06 réalisée par l'IFTH, contrat 190 428R, en juin 2019.

10. 2022-005 Résistance en "I" Talon SMARTLEG® et SMARTLEG® Trans 2.0_29.11.22.

11. 2022-012 Résistance pointe Smartleg® Transparent 2.0_17.05.22.

12. Kantar World Panel : Répartition des achats annuels mobiles 12 mois sur les formats de ville, hors chaussettes. Cumul Annuel Mobile Avril 2017.

13. *EHD1_2020_13 Synthèse des études de co-conception du collant et d'acceptabilité de la culotte des collants de compression dédiés aux femmes enceintes. La mention "testé et approuvé" concerne uniquement la partie culotte du collant ; étude réalisée auprès d'un panel de 37 femmes enceintes avec une version du collant ne présentant pas d'effet compressif en partie jambe.

14. Culotte brevetée – brevet n° FR2102139 déposé en France le 5 mars 2021 au nom de LABORATOIRES INNOTHERA.

15. Carpentier *et al.* (2007). Ascribing leg symptoms to chronic venous disorders: the construction of a diagnostic score. Journal of vascular surgery, 46(5), 991-996.

16. Joassard O, Kerveillant A-L, Carrois F (2024) Elastic Venous Compression Devices for Pregnant and Post-Partum Women: Effects on Chronic Venous Disease Signs and Symptoms and Compliance. J Reprod Med Gynecol Obstet 9: 170.

LEgger®

FIP

1. Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied – Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".

2. Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-302.

3 UP

3. Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».

4. Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence – n°2009 – A00412 – 55 – novembre 2009.

Concept Bi-Zone

5. Brevet FR2941147 – « Orthèse compressive du membre inférieur à structure combinée bas / chaussette ».

Fibre Be-Cool TM

6. Fiche technique des fibres BeCool™ TCV 98% : (7) Données issues des Campagnes Nationales de Mensuration des Français : IFTH 2006 & 2009.

Tencel

8. Tencel – The new age fiber, Lenzing fiber, 2005, page 3-18.

Semelle Brevetée

9. Brevet n°2 611 404 – Semelle confort.

10. Propriété absorbante du coton : <https://textileaddict.me/fibre-textile-le-coton/>.

Ligne éco-fibre

11. Shade_card_naturplus_3.0.

12. Technical_sheet_naturplus_30.1

Résistance à la perforation

13. Mesure de la force nécessaire pour craquer la chaussette au niveau du mollet. Données issues des études de résistance à la perforation : ap_2017_44, ap_2016_132, ap_2023_48, ap_2017_171, ap_2016_27, ap_2019_52, ap_2024_264, et_2019_093, et_2015_073, et_2014_110, et_2014_121, et_2016_044, et_2024_003, et_2024_003, et_2024_003, et_2024_003, et_2024_003, et_2024_062.

Finesse

14. Épaisseur du produit mesurée au niveau du mollet, en situation de porter. Données issues des études de finesse : et_2016_044, et_2014_110, et_2015_074, et_2014_121, et_2019_093, et_2024_003

ACTYS®

1. Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied – Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".

2. Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-302.

3. Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée_».

4. Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence – n°2009 – A00412 – 55 – novembre 2009.

5. Données issues des Campagnes Nationales de Mensuration des français : IFTH 2006 & 2009.

6. Rapport HAS 2010 – Dispositifs de compression médicale à usage individuel : utilisation en pathologies vasculaires – Septembre 2010.

7. Lurie *et al.* (2020). The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, 8(3), 342-352.

8. Rapport HAS 2010 – Dispositifs de compression médicale à usage individuel : utilisation en pathologies vasculaires – Septembre 2010.

9. ET_2023_030_Resistivité de surface Actys® ATH.

10. Données internes – taux de retour Actys® 20 Homme / Actys® 20 Femme – 2021.

GIBAUD
ORTHOPÉDIE



GIBAUD
ORTHOPÉDIE

Préservons le mouvement !

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

OTONOM

CHUT OTONOM




GIBAUD®

ORTHOPÉDIE

96

SOMMAIRE

Prise de mesures 98
Cou 99
Épaule 105
Dos 111
Abdomen / Thorax 121
Main 125
Coude 136
Orfit® 139
Genou 145
Cheville / Pied 159
Junior 169
Laine 173



97

GIBAUD
ORTHOPÉDIE

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Legger®

Opaque

Collection

BB

Actys®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS


POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

OTONOM.

CHUT OTONOM

COU - ÉPAULE




ARBRE DÉCISIONNEL COU

QUELLE SITUATION ?



COLLIERS CERVICAUX C1 - SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.


ATOUTS

- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Housse de protection amovible.

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur				
			28 - 31 0 JUNIOR	29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6629	Bleu	6 cm	3322541024282				
6630		7,5 cm		3322541024299	3322541024305	3322541024312	3322541024329
6631		8,5 cm		3322541024336	3322541024343	3322541024350	3322541024367
6632		9,5 cm		3322541024374	3322541024381	3322541024398	3322541024404
TVA : 5,5 % / LPPR : 9,25 €			7144950				

COLLIERS CERVICAUX C1 - SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur				
			28 - 31 0 JUNIOR	29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6625	Gris	6 cm	3322541024152				
6626		7,5 cm		3322541024169	3322541024176	3322541024183	3322541024190
6627		8,5 cm		3322541024206	3322541024213	3322541024220	3322541024237
6628		9,5 cm		3322541024244	3322541024251	3322541024268	3322541024275
TVA : 5,5 % / LPPR : 9,25 €			7144950				

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

NOTES

COLLIERS CERVICAUX C2 ÉVOLUTIFS - PLAQUE AMOVIBLE SEMI-RIGIDE

RESTRICTION MODÉRÉE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.


ATOUTS

- Housse de protection amovible.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Renfort polypropylène amovible = plaque semi-rigide.

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur			
			29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6639	Bleu	7,5 cm	3322541024657	3322541024664	3322541024671	3322541024688
6640		8,5 cm	3322541024695	3322541024701	3322541024718	3322541024725
6641		9,5 cm	3322541024749	3322541024756	3322541024763	3322541024770
6636	Gris	7,5 cm	3322541024534	3322541024541	3322541024558	3322541024565
6637		8,5 cm	3322541024572	3322541024589	3322541024596	3322541024602
6638		9,5 cm	3322541024619	3322541024626	3322541024633	3322541024640
TVA : 5,5 % / LPPR : 13,10 €			7144989			

COLLIERS CERVICAUX C3 - RIGIDE SANS MENTONNIÈRE

RESTRICTION FORTE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Prise en charge des patients traumatisés.
- Lésions cervicales modérées.
- Autres pathologies exigeant une immobilisation de la colonne cervicale.

ATOUTS

- Réglable en hauteur entre 8,5 et 12 cm.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm	EAN
6596	Blanc	00	29 - 32	3322541016959
		0	32 - 35	3322541016966
		1	35 - 38	3322541016973
		2	38 - 41	3322541016980
		3	41 - 43	3322541016997
		4	43 - 48	3322541017000
TVA: 5,5 % / LPPR: 15,71 €				7144937

NOTES

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS


POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

COLLIERS CERVICAUX C3 - RIGIDE AVEC MENTONNIÈRE

RESTRICTION FORTE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Prise en charge des patients traumatisés.
- Lésions cervicales modérées.
- Autres pathologies exigeant une immobilisation de la colonne cervicale.


ATOUTS

- Réglable en hauteur entre 8,5 et 12 cm.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm	EAN
6606	Blanc	0	32 - 35	3322541017017
		1	35 - 38	3322541017024
		2	38 - 41	3322541017031
		3	41 - 43	3322541017048
		4	43 - 48	3322541017055
TVA: 5,5 % / LPPR : 15,71 €				7144937

COLLIERS C4

RESTRICTION FORTE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

- Fractures cervicales post-opératoires.
- En sevrage du halo.
- Fusion cervicale antérieure.
- Fracture de l'odontoïde de type I de la vertèbre cervicale C2.
- Discectomie cervicale antérieure.
- Suspicion de traumatisme cervical chez patients inconscients.
- Fracture en « tear-drop » (larme qui tombe) du corps vertébral.

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur			
			25 - 33	33 - 41	41 - 48	> 48
			1	2	3	4
6759	Chair	6 cm	4719894925912	4719894925950	4719894925998	4719894926032
6760		8 cm	4719894925929	4719894925967	4719894926001	4719894926049
6761		11 cm	4719894925936	4719894925974	4719894926018	4719894926056
6762		13 cm	4719894925943	4719894925981	4719894926025	4719894926063
TVA: 5,5 % / LPPR : 18,77 €						
						7145150

NOTES



ÉPAULE

GILET DE SÉRIE P.108

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

ARBRE DÉCISIONNEL ÉPAULE

QUELLE SITUATION ?

AIGU - URGENT

MAINTIEN DES ÉPAULES EN RÉTROPULSION



P.109

BLOCAGE CLAVICULAIRE

IMMOBILISATION RELATIVE



P.108

GILET DE SÉRIE

SOUTIEN



P.109

BANDOULIÈRE À POCHE

Fracture et luxation de la clavicule.

Réparations.
Lésions des tissus mous.
Instabilités.
Traumatismes de l'épaule.

Après un traumatisme.
Avant/après une intervention chirurgicale.
Soutien d'un plâtre ou d'orthèse.

CHRONIQUE - PRÉVENTION

SOUTIEN



P.110

BANDOULIÈRE À BRETELLE

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



P.110


ÉPAULIÈRE CHALEUR

Après un traumatisme.
Avant/après une intervention chirurgicale.
Soutien d'un plâtre ou d'orthèse.

Rhumatismes.

GILET DE SÉRIE

IMMOBILISATION



➊ Circonférence du thorax + humérus

Mesurer la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants:

- Avant ou après une intervention.
- Réparations/lésions de tissus mous.
- Instabilités/traumatismes de l'épaule.


ATOUT

Fermetures auto-agrippantes.

Réf.	Coloris	Taille unique (circonférence du thorax sous la poitrine + humérus maxi. 130 cm)	EAN
6452	Noir	1	3322547811329
TVA: 20 % / LPPR : 15,24 €			6144906

GILET DE SÉRIE

IMMOBILISATION



➊ Circonférence du thorax + humérus

Mesurer* la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

* Lors de la prise de mesure, si le résultat est proche de la limite supérieure, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants:

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077
		2	55 - 75	3322541008084
		3	75 - 95	3322541008091
		4	95 - 115	3322541008107
		5	115 - 135	3322541008114
TVA: 20 % / LPPR : 15,24 €				6144906


⚠ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

NOTES

108

BLOCAGE CLAVICULAIRE

MAINTIEN



➋ Circonférence de la poitrine

Mesurer le tour de poitrine sur la poitrine (sans les bras).

INDICATIONS

Pour les affections du thorax pouvant bénéficier d'un maintien des épaules en rétropulsion, notamment dans les cas suivants:

- Fractures et luxations de la clavicule.
- Problèmes de posture.

ATOUTS


- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Maintient la bonne posture.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	EAN
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008
		2	65 - 75	3322541008015
		3	75 - 85	3322541008022
		4	85 - 100	3322541008039
		5	100 - 115	3322541008046
		6	115 - 135	3322541008053

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN



➌ Circonférence du thorax

- Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants:

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030
		1	60 - 80	3322546048078
		2	80 - 100	3322546048146
		3	100 - 120	3322546048221
		4	120 - 140	3322541008428

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

NOTES

109

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSSES CONFORT

CHUT OTONOM

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSES INTÉRIEURES

CHAUSSES EXTÉRIEURES

CHAUSSES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

BANDOULIÈRE À BRETELLE

SOUTIEN



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

ATOUT

- Soutien le bras.
- Réglable.

Réf.	Coloris	Taille unique	EAN
6612	Noir	1	3322541022868

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

ÉPAULIÈRE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :

- Rhumatismes.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Distance épaule à épaule en cm	EAN
4298	Anthracite	S	35 - 45	3322541067562
		M	45 - 55	3322541067579
		L	55 - 65	3322541067586

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

NOTES

.....

.....

.....

.....



NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages	Opaque	Gamme	CLASSE 2 / FEMME
Grille des tailles	Collection	Prise de mesures	CLASSE 2 / HOMME
Transparent	BB	Aide à la délivrance	CLASSE 3 / HOMME
Semi-transparent			

Legger®

CLASSE 2	CLASSE 2
CLASSE 2	CLASSE 3
CLASSE 3	ATH Mixte

Actys®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
CLASSE 1	ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE	ORFIT	PODOLOGIE	
PRISE DE MESURES	GENOU	ARBRE DÉCISIONNEL	CHAUSSURES CONFORT
COU • ÉPAULE	CHEVILLE • PIED	AIDE À LA DÉLIVRANCE	HALLUX VALGUS
DOS • ABDOMEN • THORAX	JUNIOR	CHAUSSURES INTÉRIEURES	POST-OPÉATOIRE
MAIN • COUDE	LAINE	CHAUSSURES EXTÉRIEURES	TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

ARBRE DÉCISIONNEL DOS

QUELLE SITUATION ?

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGÜES)

IMMOBILISATION



P.119

C.I.V.S.

RESTRICTION DU MOUVEMENT (SOUTIEN ABDOMINAL)



P.119

C.S.B. / C.S.A.

C.S.B. : Post-partum, post-opération.
C.S.A. : Personne à morphologie atypique.

RESTRICTION DU MOUVEMENT (SOUTIEN LOMBAIRE)



P.114

LOMBOGIB® FINESSE

Station debout ou assise prolongée, port à même la peau

RESTRICTION DU MOUVEMENT (SOUTIEN LOMBAIRE)



P.118

LOMBOGIB® PROGRESSIV

Simple serrage : Station debout ou assise prolongée.
Double serrage : Activité nécessitant un maintien renforcé.

Sciatique.
Cruralgie en phase aiguë.
Traumatisme lombaire (léger tassement).
Douleurs chroniques ou invalidantes des lombaires.
Stabilisation après chirurgie.

Élongation des muscles abdominaux;
Fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, post-opération).

Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
Sciatique.
Lésions lombosacrées.
Douleurs lombaires chroniques.

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGÜES)

RESTRICTION DU MOUVEMENT (SOUTIEN LOMBAIRE)



P.116

LOMBOGIB® EASY

Personnes fragiles et hyperalgiques, aide au serrage.

RESTRICTION DU MOUVEMENT (SOUTIEN LOMBAIRE)



P.115

LOMBOGIB® PROFORCE

Travaux de force, sollicitation forte.

SOUTIEN (SACRO-ILIAQUE & SUPRAPUBIQUE)



P.117

LOMBOGIB® BB

Femme enceinte


PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



P.120

CEINTURE CHALEUR

CORRECTION DE LA POSTURE (SOUTIEN)



P.120

REDRESSE DOS

Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
Sciatique.
Lésions lombosacrées.
Douleurs lombaires chroniques.

Douleurs lombaires liées à la grossesse.

Douleurs lombaires.

Douleurs dorsales.
Déficience posturale.

SOUTENIR
LA POSTURE

ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE
& PATIENTS HYPERLORDOSÉS

GIBAUD SOULAGE LA DOULEUR

Découvrez la ceinture qui apaise le mal de dos tout en vous accompagnant au quotidien.

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.

p .120

VIDÉO
DE MISE EN PLACE



SOUTENIR CEUX
QUI SOULÈVENT
DES CHARGES
LOURDES

GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture robuste et nerveuse qui vous accompagne pour effectuer des travaux de force tout en préservant votre dos.

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.

p .120

DOS - ABDOMEN

LOMBOGIB® FINESSE

STATION ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE

BREVET DÉPOSÉ

TISSU FIN
ET LÉGER

BALEINAGE
EN V BREVETÉ



INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Tissu fin et léger pour un meilleur confort.
- Port sous ou sur les vêtements.
- Coussin lombaire amovible si patient peu lordosé.



- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6748	Bleu	0	66 - 80	3322541073600
			1	80 - 90	3322541073617
			2	90 - 100	3322541073624
			3	100 - 110	3322541073631
			4	110 - 125	3322541073648
			5	125 - 140	3322541073655
TVA: 5,5 % / LPPR: 54,85 €*					2132289

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6749	Bleu	0	66 - 80	3322541073662
			1	80 - 90	3322541073679
			2	90 - 100	3322541073686
			3	100 - 110	3322541073693
			4	110 - 125	3322541073709
			5	125 - 140	3322541073716
TVA : 5,5 % / LPPR : 46,34 €*					2118674

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

LOMBOGIB® PROFORCE

TRAVAUX DE FORCE, SOLICITATION FORTE

BREVET DÉPOSÉ

SERRAGE
MULTIPLE

BALEINAGE
EN V BREVETÉ



INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Force de serrage forte à très forte.
- Serrage multiple avec système de démultiplication des forces.
- Plastron dorsal repositionnable en hauteur pour un meilleur ciblage de l'action de serrage.
- Tissu robuste et résistant adapté pour un usage extérieur.



- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

NB : Compte-tenu de la force de serrage importante de cette ceinture, il conviendra, pour les tours de taille proche de la taille du dessus, ou en cas d'inconfort à l'essayage, de passer à la taille supérieure.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6746	Bleu	0	66 - 80	3322541073488
			1	80 - 90	3322541073495
			2	90 - 100	3322541073501
			3	100 - 110	3322541073518
			4	110 - 125	3322541073525
			5	125 - 140	3322541073532
TVA : 5,5% / LPPR : 54,85 €*					2132289

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6747	Bleu	0	66 - 80	3322541073549
			1	80 - 90	3322541073556
			2	90 - 100	3322541073563
			3	100 - 110	3322541073570
			4	110 - 125	3322541073587
			5	125 - 140	3322541073594
TVA : 5,5% / LPPR : 46,34 €*					2118674

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

114

115

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

SOUTENIR LES
HYPERALGIQUES

(AIGUS OU CHRONIQUES)
ET LES PATIENTS MANQUANT
DE FORCE

GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture qui accompagne le mouvement,
en soulageant le mal de dos..

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la
ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs
lombaires et préserver la chaleur corporelle de
jour comme de nuit.

p .120



SOUTENIR
LE DOS DES
FUTURES MÈRES

GIBAUD SOUTIENT VOS LOMBAIRES

Découvrez la ceinture lombaire légère
et adaptable pour réduire les douleurs
lombaires pendant la grossesse.

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez
et proposez le soin du canal carpien.

p .132



VIDÉO
DE MISE EN PLACE




DOS - ABDOMEN

LOMBOGIB® EASY

PERSONNES FRAGILES, AIDE AU SERRAGE

BREVET DÉPOSÉ



INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant
bénéficier d'une restriction de mouvement,
notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à un serrage facile.
- Ceinture évolutive : dossard amovible suivant les besoins.
- Renfort lombo-sacré reposant sur les crêtes iliaques.
- Passe-doigts ergonomiques.



- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6751	Noir	0	66 - 80	3322541073730
			1	80 - 90	3322541073747
			2	90 - 100	3322541073754
			3	100 - 110	3322541073761
			4	110 - 125	3322541073778
			5	125 - 140	3322541073785
TVA: 5,5 % / LPPR: 54,85 €*					2132289

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6752	Noir	0	66 - 80	3322541073792
			1	80 - 90	3322541073808
			2	90 - 100	3322541073815
			3	100 - 110	3322541073822
			4	110 - 125	3322541073839
			5	125 - 140	3322541073846
TVA: 5,5 % / LPPR: 47,19 €*					2118674

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

LOMBOGIB® Bb

SOUTIEN LOMBAIRE POUR FEMME ENCEINTE

BREVET DÉPOSÉ



INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant
bénéficier d'un soutien sacro-iliaque
et suprapubique, notamment dans les cas
suivants :

- Douleurs lombaires liées à la grossesse.

ATOUTS

- Soutient et réduit les douleurs lombaires liées à la grossesse.
- Sangles spécifiques luttant contre l'antéversion du bassin (hyperlordose).
- 2 bandeaux, avec gousset d'aisance élastique, adaptables à l'évolution de la grossesse, soutiennent le ventre sans le comprimer.



- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6750	Bleu	1	80 - 140	3322541073723
TVA: 5,5 %€ / LPPR: 54,85 €*					2132289

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

Et si je vivais ma grossesse autrement !

La ceinture peut se porter à même la peau. Sa légèreté et sa finesse offrent un grand confort et une facilité d'usage.

Pour en savoir plus :
www.informations-grossesse.fr

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

SERRAGE FACILE
DOUBLE SERRAGE

BALEINAGE
EN V BREVETÉ

LOMBOGIB® PROGRESSIV

BREVET DÉPOSÉ

CONFIGURATION SIMPLE SERRAGE : STATION DEBOUT OU ASSISE PROLONGÉE
CONFIGURATION DOUBLE SERRAGE : ACTIVITÉ NÉCESSITANT UN MAINTIEN RENFORCÉ

€

Double serrage réglable avec lien de sécurité.

C Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

VIDÉO DE MISE EN PLACE

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques..

ATOUTS

- Baleinage « en V » breveté.
- Tissu fin et ajouré.
- Double serrage réglable en hauteur et amovible pour s'adapter à l'activité.
- Double serrage avec lien de sécurité.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6744	Bleu	0	66 - 80	3322541073365
			1	80 - 90	3322541073372
			2	90 - 100	3322541073389
			3	100 - 110	3322541073396
			4	110 - 125	3322541073402
			5	125 - 140	3322541073419
TVA : 5,5 % / LPPR : 54,85 €*					2132289

€

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6745	Bleu	0	66 - 80	3322541073426
			1	80 - 90	3322541073433
			2	90 - 100	3322541073440
			3	100 - 110	3322541073457
			4	110 - 125	3322541073464
			5	125 - 140	3322541073471
TVA : 5,5 % / LPPR : 46,34 €*					2118674

€

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

BALEINAGE
EN V BREVETÉ

CEINTURE LOMBAIRE

ASSURE LA BONNE POSTURE & SOULAGE LES DOULEURS LOMBAIRES

C Circonférence de la taille.

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Le baleinage « en V » breveté permet de rappeler la bonne posture en réduisant les contraintes sur les lombaires.
- Doux et respirant, cette ceinture de soin maintient la posture tout en laissant respirer la peau.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6727	Bleu	XS	70 - 80	3322541068408
			S	80 - 90	3322541068415
			M	90 - 100	3322541068422
			L	100 - 115	3322541068439
			XL	115 - 130	3322541068446
TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"					

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.

p.120

CORSET D'IMMOBILISATION VERTÉBRALE DE SÉRIE THERMOFORMABLE : C.I.V.S.

IMMOBILISATION

Corset de face

C Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Sciatique, cruralgie en phase aiguë.
- Traumatisme lombaire (léger tassement).
- Douleurs chroniques et invalidantes des lombaires.
- Stabilisation après chirurgie.

ATOUTS

- Dossard en plastique thermoformable de 3,2 mm d'épaisseur, perforé, remonte jusqu'en D6.
- Matériau radio-transparent.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
6380	Blanc	1	70 - 85	3322547262169
		2	85 - 100	3322547262183
		3	100 - 115	3322547262190
		TVA : 5,5 % / LPPR : 164,67 €*		

NOS ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Réf.	Coloris	Bretelles, la paire (renouvellement)	EAN
6386	Blanc		3322547263951
TVA : 5,5 % / LPPR : 21,41 €*			2181336

Réf.	Coloris	Plastron (renouvellement)	EAN
6399	Blanc		3322547330080
TVA : 20 %			

Réf.	Coloris	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	EAN
6387	Blanc		3322547263968
TVA : 5,5 % / LPPR : 3,29 €*			2145895

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

BALEINAGE
EN V BREVETÉ

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL : C.S.B

RESTRICTION DE MOUVEMENT • C.S.A. SANS LIMITE DE TAILLE

C Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression de l'abdomen et d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, postopératoire) associée à :
 - Sciatique
 - Lumbago/douleurs lombaires.

ATOUTS

- Bande de soutien à large plage de réglage.
- Fermeture latérale.
- 3 baleines devant, 4 derrière.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	6516	Noir	1	88 - 100	3322546077634
			au-delà de 100 cm se référer au sur-mesure p.9 pour une C.S.A.		
TVA : 5,5 % / LPPR : 70,61 €*					2111181

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

OTONOM.

CHUT OTONOM

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CEINTURE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Douleurs lombaires.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Douce, respirante et confortable

Parce que la ceinture chaleur Gibaud enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.

PLUSIEURS
COLORIS
DISPONIBLES :



Anthracite



Denim



Écru



Gris rouge



Gris

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture lombaire Gibaud pour assurer la bonne posture et soulager la douleur.

p.118

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	4296	Gris rouge	S	61 - 75	3322541067487
			M	75 - 90	3322541067494
			L	90 - 105	3322541067500
			XL	105 - 120	3322541067517
20 cm	4290	Anthracite	S	61 - 75	3322541067241
			M	75 - 90	3322541067258
			L	90 - 105	3322541067265
			XL	105 - 120	3322541067272
25 cm	4292	Anthracite	S	61 - 75	3322541067326
			M	75 - 90	3322541067333
			L	90 - 105	3322541067340
			XL	105 - 120	3322541067357
30 cm	4297	Anthracite	M	75 - 90	3322541067524
			L	90 - 105	3322541067531
			XL	105 - 120	3322541067548
			XXL	120 - 135	3322541067555

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
20 cm	4291	Ecrû	S	61 - 75	3322541067289
			M	75 - 90	3322541067296
			L	90 - 105	3322541067302
			XL	105 - 120	3322541067319
25 cm	4293	Ecrû	S	61 - 75	3322541067364
			M	75 - 90	3322541067371
			L	90 - 105	3322541067388
			XL	105 - 120	3322541067395
25 cm	4295	Gris	S	61 - 75	3322541067449
			M	75 - 90	3322541067456
			L	90 - 105	3322541067463
			XL	105 - 120	3322541067470
25 cm	4294	Denim	S	61 - 75	3322541067401
			M	75 - 90	3322541067418
			L	90 - 105	3322541067425
			XL	105 - 120	3322541067432

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

REDRESSE-DOS

CORRECTION DE LA POSTURE



- Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

INDICATIONS

Pour les affections thoraciques pouvant bénéficier d'une correction de la posture, notamment dans les cas suivants :

- Déficience posturale.
- Douleurs dorsales.

ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à son système par boucle.
- Améliore la posture et le contrôle postural.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6611	Noir	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837
		2	80 - 100	3322541022844
		3	100 - 120	3322541022851

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

120

ABDOMEN THORAX

CEINTURE THORACIQUE P.123

121

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

DOS - ABDOMEN

ARBRE DÉCISIONNEL
ABDOMEN / THORAX

QUELLE SITUATION ?

CHRONIQUE - PRÉVENTION
(OU LORS DES PHASES AIGÜES)

AIGU -
URGENT

RESTRICTION DU
MOUVEMENT



P.123

BANDE
CEINTURE
ABDOMINALE

COMPRESSION &
MAINTIEN



P.123

CEINTURE DE
MAINTIEN
ÉLASTIQUE

MAINTIEN
RENFORCÉ



P.124

BANDAGE
HERNIAIRE
FORT

MAINTIEN



P.124

BANDAGE
HERNIAIRE

COMPRESSION &
SOUTIEN



P.123

CEINTURES
THORACIQUES

Élongation des muscles abdominaux
ou fragilité au niveau abdominal.


Hernies inguinales réductibles
uni ou bilatéral.
Port pré- ou post-opératoire.

Fracture costale
et traumatisme
costal.

BANDE-CEINTURE ABDOMINALE

RESTRICTION DE MOUVEMENT



 **3** Circonférence
de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Sans dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

Avec dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression de l'abdomen et d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, post-opératoire) associée à : sciatique, lumbago/ douleurs lombaires.

ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante.
- Renfort abdominal réglable.
- Réglages abdominal et lombaire dissociés.


Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	6364	Blanc	1	78 - 88	3322547076117
			2	88 - 98	3322547076124
			3	98 - 108	3322547076131
			4	108 - 118	3322547076148
			5	118 - 128	3322547295495
					2143749

TVA : 5,5 % / LPPR: 42,65 €*
*ces tarifs évolueront en juillet 2026

CEINTURE DE MAINTIEN ÉLASTIQUE

COMPRESSION ET MAINTIEN



 **3** Circonférence
de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Triple bande élastique.
- Soulage la douleur.


Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
24 cm	6193	Blanc	1	61 - 75	3322546363188
			2	76 - 90	3322546363195
			3	91 - 105	3322546363201
			4	106 - 120	3322546363218
			5	121 - 135	3322547295440

TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

CEINTURES THORACIQUES

COMPRESSION ET SOUTIEN



 **3** Circonférence
du thorax

- Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien au niveau de la cage thoracique, notamment dans les cas suivants :

- Fracture costale.
- Traumatisme costal.

ATOUTS

- 3 bandes élastiques.
- Fermeture auto-agrippante.
- Soulage la douleur.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
24 cm	6085	Blanc	1	70 - 95	3322546196755
			2	95 - 120	3322546196762

Modèle femme - TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil »

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
24 cm	6098	Blanc	1	70 - 100	3322546330432
			2	100 - 130	3322546330449

Modèle homme - TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil »

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

BANDAGE HERNIAIRE FORT

MAINTIEN RENFORCÉ



- INDICATION**

Hernie inguinale réductible uni ou bilatérale, port permanent.
- ATOUTS**

 - Pelotes anatomiques.
 - Boucles métalliques.
 - Grandes pelotes 11 x 7 cm.
 - Produit mixte.

C Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
6351	Gris	1	75 - 90	3322547023555
		2	90 - 105	3322547023579
		3	105 - 120	3322547023586
TVA : 5,5 % / LPPR: 33,11 €*				2144068

NOS ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Réf.	Coloris	Pelote : taille unique (renouvellement)	EAN
6115	Blanc	Gauche	3322546301999
		Droite	3322546302002
		TVA : 5,5 % / LPPR: 11,68 €* 2183861	

Réf.	Coloris	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	EAN
6116	Blanc		3322546302675
		TVA : 5,5 % / LPPR: 4,32 €* 2187735	

Réf.	Coloris	Pelote : taille unique (renouvellement)	EAN
6358	Gris	Gauche	3322547023715
		Droite	3322547023708
		TVA : 5,5 % / LPPR: 11,68 €* 2183861	

Réf.	Coloris	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	EAN
6359	Gris		3322547023722
		TVA : 5,5 % / LPPR: 4,32 €* 2187735	

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

BANDAGE HERNIAIRE

MAINTIEN



- INDICATION**

Hernie inguinale réductible uni ou bilatérale, port pré et/ou post-opératoire.
- ATOUTS**

 - Pelotes anatomiques.
 - Sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.
 - Boucles en plastique.
 - Petites pelotes 10,5 x 6 cm.
 - Produit mixte.

C Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
6089	Blanc	1	76 - 89	3322546301968
		2	89 - 104	3322546301975
		3	104 - 117	3322546301982
TVA : 5,5 % / LPPR: 33,11 €*				2144068

*ces tarifs évolueront en juillet 2026



NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

OTONOM

ARBRE DÉCISIONNEL MAIN

QUELLE SITUATION ?

CHOC
AIGU - URGENT

TRAUMATOLOGIE

POUCE
ou Colonne de pouce



DOIGTS LONGS



POIGNET



ENTORSE BENINE

IMMOBILISATION



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

P.129

ENTORSE MOYENNE

RESTRICTION / COMPRESSION



MANUGIB® 3D

P.128

ENTORSE GRAVE

IMMOBILISATION



MANUGIB® TRAUMA POIGNET

P.129

MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE

P.129

Tendinopathies, sevrage après immobilisation par plâtre, utilisation post opératoire, pouce du skieur, autres lésions des tissus mous.

Entorses, foulures, luxations, fractures stables.

Entorses & foulures du poignet, douleurs et autres troubles douloureux chroniques.

Entorses & foulures légères à sévères, sevrage post immobilisation par plâtre, autres lésions des tissus mous.

P.134 | SOLUTION CONFORMABLE CHRISOFIX®

Des orthèses conformables à froid et sans équipement. Conçues pour être légères, respirantes et radio-transparentes. Sangles circulaires renforcées et repositionnables.

P.139 | SOLUTION SUR-MESURE orfit

Avec ORFIT®, réalisez des orthèses sur-mesure et proposez à vos patients :
• Un service et une expertise adaptée à leur prise en charge.
• Une réponse adaptée à leur pathologie, morphologie, besoins et activités.
Contactez notre équipe GIBAUD® pour plus de renseignements et participer à nos formations.

PAS CHOC
CHRONIQUE - PRÉVENTION

RHUMATOLOGIE

BASE DU POUCE
Articulation trapézo-métacarpienne



3 PREMIERS DOIGTS
Fourmillements nocturnes



COLONNE DU POUCE
Irradiation le long du radius



POIGNET



PROTOCOLE RHIZARTHROSE

IMMOBILISATION / RESTRICTION



MANUGIB® RHIZARTHROSE

P.131

MANUGIB® RHIZACTIVE

P.131

IMMOBILISATION


IMMOBILISATION / RESTRICTION



MANUGIB® CANAL CARPIEN

P.132

IMMOBILISATION RELATIVE / RESTRICTION



MANUGIB® DE QUERVAIN

P.130

MANUGIB® TENDINITE

P.130

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

Syndrome du canal carpien.

Ténosynovite de De Quervain, lésion due à une surutilisation du poignet/pouce, autres lésions des tissus mous.

Tendinopathie du poignet, période de sevrage après immobilisation par plâtre, bursite, arthrite, autres lésions des tissus mous.

PORT DIURNE & NOCTURNE

MANUGIB® TENDINITE

RESTRICTION DE MOUVEMENT



CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin de la main, découvrez le poignet de force pour accompagner la reprise d'activité.
p.133

INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:
- Tendinopathie du poignet.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Bursite.
- Arthrite.
- Autres lésions des tissus mous.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Pelote de confort comblant l'arche palmaire.
- Restriction des mouvements du poignet.
- Patte unique d'adaptation.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6686	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040121
		2D	15,5 - 18	3322541040145
		3D	18 - 21	3322541040169
		1G	13,5 - 15,5	3322541040138
		2G	15,5 - 18	3322541040152
		3G	18 - 21	3322541040176
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

MANUGIB® DE QUERVAIN

RESTRICTION DE MOUVEMENT



INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:
- Ténosynovite de De Quervain*.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.
- Autres lésions des tissus mous.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- Écousse latérale de maintien de la colonne du pouce.
- Pattes d'adaptation (du poignet et du pouce).

* Tendinite du pouce

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6685	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040060
		2D	15,5 - 18	3322541040084
		3D	18 - 21	3322541040107
		1G	13,5 - 15,5	3322541040077
		2G	15,5 - 18	3322541040091
		3G	18 - 21	3322541040114
TVA: 5,5 % / LPPR: 53,18 €				7145138

ATTELLE DOIGT POIGNET

IMMOBILISATION



Position intrinsèque



INDICATIONS

- Traumatismes des doigts longs pouvant bénéficier d'une immobilisation, notamment dans les cas suivants:
- Entorses.
- Luxations.
- Foulures.
- Fractures stables.

ATOUTS

- Écousse adaptable selon préconisation médicale.
- Positionnement possible en dorsale ou palmaire suivant la localisation du traumatisme.
- Immobilisation en syndactylie: 2° avec le 3° doigt (en position dorsale) et 4° avec le 5° doigt (en position palmaire).

Réf.	Coloris	Taille	Long. entre l'extrémité du doigt lésé et le poignet en cm	EAN
6610	Noir	1	< 13	3322541022721
		2	13 - 17	3322541022738
		3	17 - 20	3322541022745
		4	20 - 23	3322541022752
TVA: 5,5 % / LPPR: 36,71 €				7145055

130

PROTOCOLE DE RHIZARTRHOSE

MANUGIB® RHIZARTRHOSE FONCTION

RESTRICTION DE MOUVEMENT



INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

ATOUTS

- Stabilisation du pouce jusqu'au poignet et préservation de la préhension en évitant les mouvements douloureux.
- Pattes d'adaptation (pouce et poignet).
- Double en maille polaire.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6683	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541039941
		2D	15,5 - 18	3322541039965
		3D	18 - 21	3322541039989
		1G	13,5 - 15,5	3322541039958
		2G	15,5 - 18	3322541039972
		3G	18 - 21	3322541039996
TVA: 5,5 % / LPPR: 53,18 €				7145138

MANUGIB® RHIZARTRHOSE IMMOBILISATION

RESTRICTION DE MOUVEMENT



Cavalier conforme



INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

ATOUTS

- Cavalier de commissure conforme.
- Ouverture de la première commissure en évitant les mouvements douloureux.
- Écousse palmaire et radiale conforme.
- Pelote palmaire de confort.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6684	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040008
		2D	15,5 - 18	3322541040022
		3D	18 - 21	3322541040046
		1G	13,5 - 15,5	3322541040015
		2G	15,5 - 18	3322541040039
		3G	18 - 21	3322541040053
TVA: 5,5 % / LPPR: 79,20 €				7144920

MANUGIB® RHIZACTIVE

RESTRICTION DE MOUVEMENT



INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

ATOUTS

- Stabilisation du pouce.
- Soulagement de la douleur.
- Double en maille polaire.
- Préservation de la préhension en évitant les mouvements douloureux.
- Soin ambidextre.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6704	Bleu	1	13,5 - 17	3322541051127
		2	17 - 20	3322541051134
TVA: 5,5 % / LPPR: 43,32 €				7145003

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

CHUT OTONOM

SOLUTIONS CONFORMABLES CHRISOFIX®

ATOUTS COMMUNS

- Adaptable en 1 minute sans eau et sans chaleur.
- Sans latex.
- Perforé (respirant).
- Radio-transparent.

CHRISOFIX®
The flexi-fix healer

NE JAMAIS COUPER LES ATTELLES

L'aluminium inclus dans l'enveloppe textile peut alors provoquer une blessure.

LÉGER

AJUSTABLE

RESPITABLE

CHRISOFIX® ORTHÈSE POUR PARÉSIE (POIGNET MAIN POUCE)

IMMOBILISATION



Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.

INDICATIONS				
Fixation ou immobilisation du poignet, de la main, des doigts longs et du pouce après des blessures (p. ex. distorsion), une intervention chirurgicale ou immobilisation avec plâtre de Paris. Traitement conservateur des tendinites, des inflammations et des maladies dégénératives du poignet, de la main, des doigts longs et du pouce, également utilisée comme orthèse de repos. Phase de réadaptation après une intervention chirurgicale de la main. Recommandée pour les patients présentant une parésie du poignet, des doigts longs ou du pouce.				
Réf.	Coloris	Taille	Longueur entre la ligne du poignet et le bout du 3e doigt en cm	EAN
4507	Gris	0D	< 16,5	5999571594436
		1D	16,5 - 17,5	5999571594511
		2D	17,5 - 19	5999571594597
		3D	> 19	5999571594672
		0G	< 16,5	5999571594979
		1G	16,5 - 17,5	5999571595051
		2G	17,5 - 19	5999571595136
		3G	> 19	5999571595211
		TVA : 5,5 % / LPPR : 94,40 €		7145144

CHRISOFIX® ORTHÈSE POUR SYNDROME DU CANAL CARPIEN (NOCTURNE)

IMMOBILISATION



INDICATIONS				
Immobilisation du poignet dans la position adéquate pour soulager les symptômes du syndrome du canal carpien pendant la nuit. Son utilisation est également recommandée en cas de ténosynovite, d'arthrite ou d'autres états dégénératifs du poignet. En cas de douleur ou de blessure du poignet (p. ex. entorse, distorsion des ligaments, etc.), ou même après une opération du poignet ou le retrait d'un plâtre.				
Réf.	Coloris	Taille	Largeur de la paume en cm	EAN
4508	Gris	0D	< 7	5999571592784
		1D	7 - 8	5999571592791
		2D	8 - 9	5999571592807
		3D	> 9	5999571592814
		0G	< 7	5999571592821
		1G	7 - 8	5999571592838
		2G	8 - 9	5999571592845
		3G	> 9	5999571592852
		TVA : 5,5 % / LPPR : 79,20 €		7144995

CHRISOFIX® ORTHÈSE POUR FRACTURE DU 5^E MÉTACARPIEN & DU POIGNET

IMMOBILISATION



INDICATIONS				
Immobilisation du 5e métacarpien y compris l'articulation métacarpo-phalangienne (MP), l'articulation carpo-métacarpienne (CMC) et les articulations du poignet après des blessures ou distorsions de la région et fractures du 5 ^e métacarpien, après une opération et pour une immobilisation initiale avec du plâtre de Paris. Réadaptation après intervention chirurgicale ou traitement post-fracture.				
Réf.	Coloris	Taille	Longueur entre l'articulation inter-phalangienne proximale du 5e doigt et la ligne du poignet en cm	EAN
4505	Gris	1D	< 10,6	5999571592999
		2D	10,6 - 11,9	5999571593019
		3D	> 12	5999571593033
		1G	< 10,6	5999571593057
		2G	10,6 - 11,9	5999571593071
		3G	> 12	5999571593095
		TVA : 5,5 % / LPPR : 79,20 €		7144995

CHRISOFIX® ORTHÈSE DE L'ARTICULATION MP

IMMOBILISATION



INDICATIONS				
Pour les premiers soins (blessures sportives) et un traitement initial. Immobilisation isolée (évitant le poignet) des articulations métacarpo-phalangiennes (MP) des doigts II-IV avec immobilisation de leur articulation interphalangienne proximale (IPP) et distale (IPD) en cas de blessures, distorsions, inflammations (p. ex. panaris), maladies dégénératives et après une intervention chirurgicale.				
Réf.	Coloris	Taille	Largeur de la paume en cm	EAN
4515	Gris	1	< 7	5999571592173
		2	7 - 8	5999571592197
		3	> 8	5999571592210
		TVA : 5,5 % / LPPR : 36,71 €		7145055

CHRISOFIX® ORTHÈSE DU POUCE - POUCE DU SKIEUR

IMMOBILISATION



INDICATIONS				
Immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne (MCP) en cas de blessure ou distorsion, par exemple en cas de syndrome du pouce du skieur. Immobilisation partielle de l'articulation en selle du pouce, recommandée pour la journée. En outre, elle est proposée pour diverses blessures de la MCP du pouce, distorsions, rééducation après des fractures, ou en complément d'interventions chirurgicales appropriées au niveau de la MCP du pouce, à la discrétion du chirurgien.				
Réf.	Coloris	Taille	Largeur de la paume en cm	EAN
4513	Gris	1D	S < 8	5999571592111
		2D	M 8 - 9	5999571592128
		3D	L > 9	5999571592135
		1G	S < 8	5999571592142
		2G	M 8 - 9	5999571592159
		3G	L > 9	5999571592166
		TVA : 5,5 % / LPPR : 43,32 €		7145003

CHRISOFIX® ATTELLE DE DOIGT (IPD + IPP)

IMMOBILISATION



INDICATIONS				
Immobilisation des articulations IPP et IPD suite à une blessure, une distension ou entorse ligamentaire, certaines fractures ou en cas d'états dégénératifs/arthrite (y compris polyarthrite rhumatoïde, goutte, maladies auto-immunes) ou dans certains cas, dans le cadre d'une rééducation postopératoire distale de l'un des doigts longs.				
Réf.	Coloris	Taille	Longueur du doigt en cm	EAN
4500	Gris	1	4,3	5999571591220
		2	5,5	5999571591299
		3	6,5	5999571591367
		4	7,2	5999571591435
		5	9,7	5999571591503
		TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil ».		

CHRISOFIX® ATTELLE DE DOIGT MAILLET (IPD)

IMMOBILISATION



INDICATIONS				
Dans certains cas de blessure, d'états dégénératifs/ d'arthrite, de fractures du bout de doigt, de blessure des tendons extenseurs du bout de doigt, d'arthrite ou de douleur de la troisième phalange du doigt.				
Réf.	Coloris	Taille	Longueur des 2 dernières phalanges en cm	EAN
4501	Gris	1	4	5999571591763
		2	5	5999571591824
		3	6,5	5999571591862
		TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil ».		

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages	Opaque	Gamme	CLASSE 2 / FEMME	Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Grille des tailles	Collection	Prise de mesures	CLASSE 2 / HOMME	Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
Transparent	BB	Aide à la délivrance	CLASSE 3 / HOMME	CLASSE 1	ATH Mixte
Semi-transparent					

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM



ARBRE DÉCISIONNEL **COUDE**

QUELLE SITUATION ?

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGÜES)



Affections du coude telles que les épicondylites.

Épicondylite médiale et latérale.
Douleur et gonflement du coude.

ELBOWGIB®

BREVET DÉPOSÉ

COURBURE BREVETÉE

SERRAGE

MAINTIEN



INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

ATOUTS

- La structure semi-rigide à double courbure brevetée est conçue pour éviter l'effet garrot et les deux pelotes de compression en silicone antiglisse contribuent au soulagement de la douleur.
- La sangle non élastique permet de serrer le bracelet d'une manière ferme mais confortable.



Circonférence de l'avant-bras

Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude en cm	EAN
6478	Gris	1	22 - 26	3322544632026
		2	27 - 32	3322544632033
		3	33 - 38	3322544632057

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

TENNIS ELBOW

2 PELOTES EN MOUSSE

MAINTIEN



INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

ATOUT

Les deux pelotes de compression en mousse sont conçues pour soulager la douleur.



Circonférence de l'avant-bras

Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf.	Coloris	Taille unique	EAN
5006	Noir		3322544685336

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

COUDIÈRE

TEXTILE COMPRESSIF

DOUX & RESPIRANT

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE



INDICATIONS

Pour les affections du coude pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

- Épicondylite médiale et latérale.
- Douleur et gonflement du coude.
- Instabilités du coude.

ATOUTS

- Ce textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.
- Doux et respirant, ce textile de soin "seconde peau" protège votre coude en laissant respirer la peau.



Circonférence de l'avant-bras

Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras en cm	EAN
6728	Bleu	1	22 - 24	3322541068354
		2	24 - 26	3322541068361
		3	26 - 28	3322541068378
		4	28 - 30	3322541068385
		5	30 - 32	3322541068392

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

orfit

LE SUR-MESURE POUR VOUS SOIGNER

MATÉRIAU BIOCOMPATIBLE | ANTI-BACTERIEN (ISO 22196:2011) | BIODEGRADABLE | SANS LATEX

GIBAUD® DISTRIBUTEUR EXCLUSIF orfit



ORFIT® + DE 30 ANS D'EXCELLENCE

Réaliser une prise en charge personnalisée de chacun.

La grande variété de matériaux thermoformables Orfit® permet de confectionner une orthèse sur-mesure pour chaque personne, quelle que soit la pathologie de la main dont elle souffre.

INNOVATION

L'équipe de Recherche et Développement d'Orfit® Industries se consacre à l'élaboration de nouveaux produits, au perfectionnement des produits existants et à la recherche de nouvelles applications. Orfit® Industries dispose d'un outil de production moderne. Chaque étape de la production fait l'objet d'un contrôle qualité rigoureux, gage de satisfaction des patients et des professionnels.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET VISION D'AVENIR

Tous les matériaux thermoformables sont testés selon des normes strictes de biocompatibilité. Ils sont tous exempts de latex, recyclables et biodégradables. Le processus de fabrication est en conformité avec les normes environnementales les plus strictes.

NORMES DE QUALITÉ ET POSITIONNEMENT D'EXCELLENCE

Orfit® Industries, fabricant européen, s'engage à fournir des produits d'excellente qualité. Cet engagement est soutenu chaque jour par une conformité de l'entreprise et des produits aux normes les plus exigeantes: ISO 9001 et ISO 13485, pour répondre aux certifications CE et FDA.

LA GAMME ORFIT® SE DÉCLINE...

En plaques, pour les orthèses statiques et dynamiques en rhumatologie, traumatologie, neurologie centrale et périphérique: Orfit® Soft, Orfit® Eco NS, Orfit® Color NS, Orflight®, Aquaft® NS, en bandes pour Orficast® et en prédécoupés pour la rhumatologie et la petite traumatologie. Ce sont aussi des accessoires et du matériel sélectionnés spécifiquement pour votre activité.

LE SAVIEZ-VOUS?

Gibaud®, distributeur exclusif de l'Orfit® vous accompagne pour développer votre image de spécialiste en orthopédie : une solution pour optimiser l'observance.

- votre activité en sur-mesure valorisée.
- vous fournir une gamme de haute qualité.
- vous informer des nouveautés.
- vous proposer régulièrement des produits innovants.
- vous apporter son expertise technique et réglementaire.


NOTRE CONSEIL

L'application des orthèses thermoformables nécessite un savoir-faire technique : Gibaud® recommande des stages agréés pouvant être pris en charge par différents organismes de formation continue. Pour toute question concernant ces stages : vous pouvez contacter le 04 77 91 30 25.


PLAQUES : 6 types de perforations




micro plus perforée




micro-perforée



maxi perforée



mini perforée



macro-perforée



non perforée

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

ORFILIGHT®

MOULAGE SUR-MESURE • ORTHÈSES LÉGÈRES ET CONFORTABLES



INDICATIONS

Rhumatologie et orthèse post-chirurgie.
Orthèse dynamique.

ATOUTS

- Excellente élasticité.
- Film anti-adhésif pour le coloris noir NS*
- 20 à 30 % plus léger.
- Entièrement remodelable.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1410	Chair*	450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028728062
1411		450 x 600 x 2,5	Micro perforée	5420028731260
1413		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028730065
1430	Noir*	450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028759820
1431		450 x 600 x 2,5	Micro perforée	5420028761069
1433		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028761083
1600	Bleu métal*	450 x 600 x 3,2	Non perforé	5420028774359
1601		450 x 600 x 2,5	Micro perforée	5420028709689
TVA : 20 %				

ORFICAST®

ORTHÈSES POUR LES DOIGTS ET/OU LE POUCE • ADAPTÉ AUX PEAUX FRAGILES



INDICATIONS

Rhumatologie et traumatologie.
Immobilisation et stabilisation rapides après une blessure.

ATOUTS

- Touché textile.
- Élastique dans les deux sens.
- Fin et respirant.
- Bonne adhésivité.

Réf.	Coloris	Dimensions du rouleau	EAN
1326	Bleu	3 cm x 3 m	5420028752999
1330		6 cm x 3 m	5420028783047
1332	Noir	3 cm x 3 m	5420028780343
1334		6 cm x 3 m	5420028760055
TVA : 20 %			

ORFIT® SOFT CLASSIC

MOULAGE SUR-MESURE • MATÉRIAU POLYVALENT



INDICATIONS

Orthèses et attelles du membre supérieur.

ATOUTS

- Très grande adhésivité.
- Translucide dès l'activation : contrôle visuel sur les repères anatomiques.
- Très grande capacité d'étirement.
- Excellente extensibilité sans déchirure.
- Grande précision de moulage.
- Mémoire élastique 100 %.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1000	Chair	450 x 600 x 1,6	Non perforée	5420028728147
1005		450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028728253
1007		450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028728642
1009		450 x 600 x 2	Maxi perforée	5420028728888
TVA : 20 %				

ORFIT® SOFT NS*

MOULAGE SUR-MESURE • MATÉRIAU POLYVALENT



INDICATIONS

Orthèses en post-opératoire ou sur des surfaces à forte pilosité.

ATOUTS

- Revêtu d'un film NS* anti-adhésif et anti-bactérien (auto-adhésivité possible en chaleur sèche).
- Élasticité, précision et mémoire.
- Caractéristiques identiques à ORFIT® SOFT CLASSIC.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1070	Chair	450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028728314
1072		450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028728826
1074		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028730423
1090		450 x 600 x 3,2	Maxi perforée	5420028730317
TVA : 20 %				

* NS : Non Sticky - Non adhérent

AQUAFIT® NS*

MOULAGE SUR-MESURE • POLYVALENCE GRÂCE À LA VARIÉTÉ D'ÉPAISSEURS ET DE PERFORATIONS



INDICATIONS

Orthèse post-opératoire.
Assure une excellente cicatrisation pour le traitement des patients brûlés.

ATOUTS

- Revêtu d'un film NS* anti-adhésif et anti-bactérien : permet un moulage direct sur les bandages/doublures en coton dans les conditions post-opératoires.
- Translucide dès l'activation : contrôle visuel sur les repères anatomiques.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1500	Blanc	450 x 600 x 1,6	Non perforée	5420028735176
1501		450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028735268
1502		450 x 600 x 2,4	Non perforée	5420028735688
1503		450 x 600 x 2,4	Micro Plus	5420028735770
1504		450 x 600 x 3,2	Non perforée	5420028735411
1505		450 x 600 x 3,2	Macroperforée	5420028735572
1506		450 x 600 x 3,2	Maxi perforée	5420028735480
TVA : 20 %				

ORFIT® ECO NS*

MOULAGE SUR-MESURE • ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE



INDICATIONS

Orthèses larges et rigides.
Excellente rigidité : corsets, hypertonies, spasticités, traumatologie.

ATOUTS

- Étirement contrôlable.
- Ne prend pas les empreintes de doigts.
- Grandes surfaces disponibles.
- Revêtu d'un film NS* anti-adhésif et anti-bactérien.
- Mémoire à 80 % (sauf 2,4 mm blanc).

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1082	Blanc	450 x 600 x 3,2	Non perforée	5420028771310
1086		600 x 900 x 3,2	Non perforée	5420028771365
1084		900 x 1200 x 3,2	Non perforée	5420028771563
1083		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028771327
1085		600 x 900 x 3,2	Mini perforée	5420028771372
1087		900 x 1200 x 3,2	Mini perforée	5420028768419
1095	Noir	450 x 600 x 2,4	Non perforée	5420028737392
1096		450 x 600 x 2,4	Mini perforée	5420028737477
1435		450 x 600 x 2,4	Mini perforée	5420028766255
1437		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028766262
TVA : 20 %				

ORFIT® COLOR NS*

MOULAGE SUR-MESURE • UN LARGE CHOIX DE COULEUR POUR AMÉLIORER L'OBSERVANCE



INDICATIONS

Orthèses de très petites à très grandes tailles.
Idéal pour enfants et sportifs.

ATOUTS

- 5 couleurs lumineuses + 3 couleurs métallisées.
- Finition surface brillante.
- Excellente extensibilité sans déchirure.
- Excellente mémoire élastique.
- Revêtu d'un film NS* anti-adhésif et anti-bactérien.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1509	Vert	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725887
1511	Rouge	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028726020
1515	Bleu	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725863
1519	Noir	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028726051
1523	Violet	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028726006
1527	Gris métal	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725931
1531	Bleu métal	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725900
1551	Or métal	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028750391
TVA : 20 %				

* NS : Non Sticky - Non adhérent

NOUS CONTACTER

ORFILIGHT®

ORFICAST®

ORFIT® SOFT CLASSIC

ORFIT® SOFT NS*

ORFIT® COLOR NS*

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

CHAUSURES CONFORT

CHUT OTONOM

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

ORTHÈSES THERMOFORMÉES

PLAQUES PRÉDÉCOUPÉES

ORTHÈSE STATIQUE MAIN-POIGNET SANS DOIGT, PALMAIRE

PLAQUE macro perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de REPOS



INDICATIONS
Entorses et tendinites du poignet.
Port intermittent en cas de séquelles
traumatiques. Pathologie rhumatismale.

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1164	Chair	8 - 9	5420028733738
TVA: 20 %			

ORTHÈSE DORSO-PALMAIRE

PLAQUE non perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de FONCTION ou de REPOS



INDICATIONS
Épicondylite en phase aiguë.
Paralysie radiale. Canal carpien.
Tendinites des extenseurs du poignet.
Neurologie centrale port diurne.

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1124	Chair	6 - 7	5420028718902
1125		8 - 9	5420028718964
1126		10 - 11	5420028719015
TVA: 20 %			

ORTHÈSE STATIQUE POIGNET-POUCE DE POSITIONNEMENT

PLAQUE micro perforée soft classic • Épaisseur 2 mm

Orthèse de FONCTION ou de REPOS



INDICATIONS
Tendinite de De Quervain (petit bras
de levier). Rhizarthrose (port nocturne).

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1106	Chair	6 - 7	5420028720103
1107		8 - 9	5420028720127
1108		10 - 11	5420028720141
TVA: 20 %			

ORTHÈSE STATIQUE POIGNET-POUCE D'IMMOBILISATION

PLAQUE micro perforée soft classic • Épaisseur 2 mm

Orthèse de REPOS



INDICATIONS
Tendinite de De Quervain (grand bras
de levier). Séquelles de fracture
du scaphoïde. Entorse poignet pouce.

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1103	Chair	6 - 7	5420028718728
1104		8 - 9	5420028718742
1105		10 - 11	5420028718766
TVA: 20 %			

ATTELLE STATIQUE METACARPO-PHALANGIENNE

PLAQUE mini perforée soft classic • Épaisseur 1,6 mm

Orthèse de REPOS ou de FONCTION




INDICATIONS
Entorse métacarpo-phalangienne /
rhizarthrose (port diurne).

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1109	Chair	6 - 7	5420028718605
1110		8 - 9	5420028718643
1111		10 - 11	5420028718681
TVA: 20 %			

ATTELLE STATIQUE MAIN-POIGNET, POUCE, DOIGTS (IPP : Inter Phalangienne Proximale)

PLAQUE mini perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de REPOS



Inter Phalangienne Proximale. 1^{re} et 2^e phalange.

INDICATIONS
Polyarthrite Rhumatoïde.
Prévention des déformations.
Antalgie.

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1118	Chair	6 - 7	5420028719428
1119		8 - 9	5420028719459
1120		10 - 11	5420028719480
TVA: 20 %			

ATTELLE STATIQUE MAIN-POIGNET, POUCE, DOIGTS (IPD : Inter Phalangienne Distale)

PLAQUE non perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de REPOS



En cas d'hémiplégie. Inter Phalangienne Distale. 2^e et 3^e phalange.


INDICATIONS
Paralysies centrales flasques ou
périphériques. Atteintes tendineuses
post-traumatiques. Brûlures.

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1112	Chair	6 - 7	5420028719657
1113		8 - 9	5420028719671
1114		10 - 11	5420028719695
TVA: 20 %			

ORTHÈSE DE FONCTION POUR DÉVIATION CUBITALE

PLAQUE non perforée soft NS* • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de FONCTION



INDICATIONS
Polyarthrite Rhumatoïde (coup
de vent cubital des doigts longs
au stade précoce).

Réf.	Coloris	Latéralité	EAN
1121	Chair	Gauche	5420028718810
1122		Droite	5420028718834
TVA: 20 %			

LES BACS CHAUFFANTS ET PETIT MATÉRIEL

ACCESSOIRES



Réf.	Article	Dimensions	EAN
1190	Grand bac	78 x 58 x 17 cm (ext.) / 74 x 54,5 x 9,5 cm (int.)	5420028786635
4043	Petit bac	56 x 35 x 18,5 cm (ext.) / 50 x 29,5 x 10 cm (int.)	5420028710449
1320	Dynamomètre	Mesure la traction des ressorts	3322547068105
4045	Pistolet Air chaud	Réglage variable de la chaleur entre 50°C et 650°C. Dispositif autoportant. Livré avec 3 embouts pour diriger le flux d'air	5420028732670
4046	Ciseaux courbes	Longueur 14cm - acier inoxydable	5420028702567
4047	Ciseaux	Longueur 20 cm	5420028754412
4048	Cisailles	Forte denture avec ressort de rappel pour couper les plaques de 2 mm à 4,2 mm	5420028710845
4049	Marqueur Yellow	Indélébile à l'eau	5420028710210
4050	Marqueur Yellow refill	Recharge x12	5420028715604

MOUSSES LUXOFOAM BLANCHES

REVÊTEMENT & FINITION



CARACTÉRISTIQUES

Mousse adhésive de confort à mémoire de forme.

ATOUTS

- Imperméable.
- Antidérapant.

Réf.	Plaque	Dimensions en mm	EAN
1156	Non perforée	Plaque 500 x 1 000	5420028711804
1157	Perforée	Plaque 500 x 1 000	5420028711903

MOUSSES

REVÊTEMENT & FINITION



CARACTÉRISTIQUES

Mousse adhésive recouverte d'un tissu bouclette,
facile à enlever à l'eau tiède.


ATOUT

Bouclette de confort.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	EAN
1158	Beige (Orfilastic)	Plaque 500 x 1 000	5420028711866
1169	Taupe	Plaque 500 x 1 000	3322541015150

MOUSSE NÉOPRÈNE

REVÊTEMENT & FINITION



CARACTÉRISTIQUES

Très grande résilience, adhère au crochet auto-
agrippant, ce qui la rend amovible.

ATOUT

4 mm d'épaisseur.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	EAN
1159	Bleu	Plaque 530 x 650	3322547067894

TISSU & BORDURES AUTOCOLLANTES

REVÊTEMENT & FINITION



ATOUTS

- 135 g/m².
- Adhésif transfert acrylique 75 g/m².
- Élastique dans les 2 sens.

TISSU AUTOCOLLANT

- Tissu interlock polyester fin autocollant.
- Élastique dans les 2 sens.

BORDURES DE FINITION AUTOCOLLANTES

- Tissu interlock polyester fin.

Réf.	Coloris	Style	Dimensions en mm	EAN
1231	Noir	Tissu	Plaque 1500 x 1 000	3322541011473

Réf.	Coloris	Style	Dimensions	EAN
1230	Noir	Bordure	Nylon Rouleau 15 m x 25 mm non élastique ép. ≤ 1 mm	3322541011466
1235			Feutrine Rouleau 15 m x 25 mm ép. ≤ 1 mm	3322541012524

* NS : Non Sticky - Non adhérent

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger®

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉRATOIRE
TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

MOUSSE & BANDES AUTO-AGRIPPANTES

CARACTÉRISTIQUES		ATOUTS	
Mousse polyuréthane (PU) en plaque ou rouleau non adhésif, élastique ou non.		• 2,5 mm d'épaisseur. • Mousse 27 kg/m³. • Accroche auto-agrippante 200 g/m².	

Réf.	Coloris	Style	Dimensions en mm	EAN
1234	Noir	Mousse	Plaque 1500 x 1000	3322541011503
1232		Bandes	Rouleau 10 m x 25 élastique	3322541011480
1233			Rouleau 10 m x 50 élastique	3322541011497
1170			Rouleau 15 m x 25 non élastique	3322541015167
1171			Rouleau 15 m x 38 non élastique	3322541015174
1172			Rouleau 15 m x 50 non élastique	3322541015181

BANDES DE FERMETURE AUTO-AGRIPPANTES

ATOUTS

• 2,5 mm d'épaisseur.

• Mousse 27 kg/m³.

• Accroche auto-agrippante 200 g/m².

Réf.	Coloris	Adhésif	Élastique	EAN
CROCHET • 25 mm x 25 mètres (sauf *: 2,5 mètres)				
1300 *	Blanc	oui	non	3322547067917
1309		oui	non	3322547068006
1325	Noir	oui	non	3322544821727
CROCHET • 50 mm x 25 mètres				
1312	Blanc	oui	non	3322547068037
1343		non	non	3322544392760
DOUBLE FACE • Réf 1185: astrakan / Réf 1186: crochet				
1185	Noir	non	non	5420028772386
1186		non	non	5420028756591

Réf.	Coloris	Adhésif	Élastique	EAN
ASTRAKAN • 25 mm x 25 mètres (sauf *: 2,5 mètres)				
1301 *	Blanc	non	oui	3322547067924
1305		non	oui	3322547067962
1303		non	non	3322547067948
1340		oui	non	3322544392746
1323	Noir	non	non	3322544821734
ASTRAKAN • 50 mm x 25 mètres				
1304	Blanc	non	non	3322547067955
1306		non	oui	3322547067979
1324	Noir	non	non	3322544821741

SYSTÈMES DYNAMIQUES

ATOUTS	
• Ressorts / Système canne à pêche / Élastiques.	

Réf.	Article	Définition	EAN
1138	Kit ORFITUBE	10 tubes, 3 élastiques, 1 fil polyester	5420028712306
1139	10 ORFITUBE + 2 fils support		5420028712283
1144	20 embouts ORFITUBE	Diminue le frottement	5420028712405
1187	5 fixations d'ORFITUBE		5420028712092
1140	10 m de fil élastique N° 1	Petits doigts	5420028712313
1141	10 m de fil élastique N° 2	Orthèses moyennes	5420028712337
1142	10 m de fil élastique N° 3	Poignets	5420028712351
1143	100 m de fil Polyester Mono filament	évite le frottement de l'élastique	5420028712368
1149	10 ressorts d'extension pour poignet	5 kg/cm sous un angle de 90°	5420028718544
1150	10 ressorts d'extension de doigt	200 g/cm en flexion totale de doigts	5420028718520
1151	10 ressorts latéraux d'extension de doigt	Pour CAPENER	5420028718483
1153	15 m de fil de ressort	Pour fabriquer ses ressorts	3322547067856
1175	10 lames d'extension	Lame d'extension	3322541078827

ALLFIT® PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ EN SERVICE D'ERGOTHÉRAPIE


ADAPTATION POUR AIDES TECHNIQUES



ATOUTS

- Activation rapide : 1 minute.
- Favorise la préhension.

Réf.	Coloris	Conditionnement	EAN
1192	Blanc	Boîte de 6 sachets de 500 gr	5420028725771



GENOU

GENUGIB®3D ARTICULÉE P.153

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PODOLOGIE

OTONOM

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

ARBRE DÉCISIONNEL GENOU

QUELLE SITUATION ?

CHOC
AIGU - URGENT
TRAUMATOLOGIE




DOULEUR LIGAMENTAIRE



ENTORSE BÉNIGNE		ENTORSE MOYENNE			
COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE*		STABILISATION (MAINTIEN)			STABILISATION RÉGLAGE D'AMPLITUDE (MAINTIEN)
 P.155	 P.154	 P.153	 P.152	 P.152	 P.151
GENUGIB® 3D	GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE	GENUGIB® 3D ARTICULÉE	GENUGIB® STAB	GENUGIB® OPEN	GENUGIB® ROM
Foulures et entorses légères. Sensation d'instabilité. Douleur au genou.		Entorses légères. Sensation / sentiment d'instabilité. Douleur au genou. Chondromalacie.		Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées. Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées. Entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral.	

QUELLE SITUATION ?

CHOC
AIGU - URGENT
TRAUMATOLOGIE



DOULEUR LIGAMENTAIRE





DOULEUR ROTULIENNE
Subluxation / Luxation

ENTORSE GRAVE				SANS OÈDÈME	AVEC OÈDÈME
IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE (MAINTIEN)		IMMOBILISATION		STABILISATION (MAINTIEN)	IMMOBILISATION + STABILISATION
 P.151	 P.151	 P.150	 P.150	 P.153	 P.150 & 153
GENUGIB® POLY-C	GENUGIB® POST-OP	ATTELLE DE GENOU AÉRÉE 0° AÉRÉE 0° / 20° UNIVERSELLE STANDARD		GENUGIB® PATELLA	ATTELLE DE GENOU 0° UNIVERSELLE 3 PANS & GENUGIB® PATELLA
Immobilisations post-opératoires/post-lésions et/ou contrôle de l'amplitude du mouvement.		Lésions traumatiques. Immobilisations d'urgence. Immobilisations pré-/ post-opératoire.		Subluxations pu luxations latérales de la patella.	

ARBRE DÉCISIONNEL **GENOU**


QUELLE SITUATION ?

PAS CHOC
CHRONIQUE - PRÉVENTION

RHUMATOLOGIE



DOULEUR FEMORO-PATELLAIRE



TENDINITE

SOUTIEN



P.157

SOUTIEN ROTULIEN

Tendinopathies rotuliennes.
Instabilités de la rotule.

TENDINITE & ARTHROSE

COMPRESSION PROPRIOCÉPTIVE




P.154

GENUGIB® 3D ROTULIENNE


Tendinopathie rotulienne.
Arthrose fémoro-patellaire.
Chondromalacie.
Douleur au genou.
Sensation/sentiment d'instabilité.

PAS CHOC
CHRONIQUE - PRÉVENTION

RHUMATOLOGIE



DOULEUR FEMORO-TIBIALE (ARTHROSE)



SANS INSTABILITÉ

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



P.156

GENOUILLÈRE CHALEUR

MAINTIEN & PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



P.156

GENOUILLÈRE DV4

AVEC INSTABILITÉ

STABILISATION (MAINTIEN)




P.156

GENUGIB® ARTHROSE

Arthrose fémoro-tibiale.


Stabilité accrue autour du genou et absorption des chocs.
Arthrose du genou.

IMMOBILISATION



- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

IMMOBILISATION




- Sangle de pré-positionnement.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.
- Balaines latérales amovibles 0° ou 20° de flexion.

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables"

150

IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE



Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité autour du genou, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral.

- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude.
- Montants latéraux rigides.
- 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €

| **CHUT OTONOM**

FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE

RÉALIGNEMENT

SYSTÈME ANTIGLISSÉ

SANS LATEX

GENUGIB® 3D ROTULIENNE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

Pli du genou ajouré

Circonférence genou & cuisse

Mesurer :

• La circonférence du genou.

• La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

• Tendinopathie rotulienne.

• Arthrose fémoro-patellaire.

• Chondromalacie.

• Douleur au genou.

• Sensation/sentiment d'instabilité.

ATOUTS

• Compression proprioceptive* de classe 3.

• Anneau rotulien silicone avec gouttière.

• Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.

• Système antiglisser.

• Zone du pli du genou ajourée.

• Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6678B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075079
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075086
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075093
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075109
TVA: 5,5 % / LPPR: 24,01 €*					2152004 + 2181543 + 2115523 + 2155540

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE

SYSTÈME ANTIGLISSÉ

SANS LATEX

GENUGIB® 3D

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

Pli du genou ajouré

Circonférence genou & cuisse

Mesurer :

• La circonférence du genou.

• La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

• Foulures et entorses légères.

• Sensation/sentiment d'instabilité.

• Douleur au genou.

ATOUTS

• Compression proprioceptive* de classe 3.

• Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.

• Système antiglisser.

• Zone du pli du genou ajourée.

• Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6676B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966
		2	33 - 38	40 - 50	3322541074973
		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980
		4	43 - 48	50 - 60	3322541074997
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075000
TVA: 5,5 % / LPPR: 18,95 €*					2152004 + 2181543

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE

RÉALIGNEMENT

SYSTÈME ANTIGLISSÉ

SANS LATEX

GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

Pli du genou ajouré

Circonférence genou & cuisse

Mesurer :

• La circonférence du genou.

• La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

• Entorses légères.

• Sensation/sentiment d'instabilité.

• Douleur au genou.

• Chondromalacie.

ATOUTS

• Compression proprioceptive* de classe 3.

• Baleinage latéral renforcé.

• Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.

• Système antiglisser.

• Zone du pli du genou ajourée.

• Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6677B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075024
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075048
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075055
TVA: 5,5 % / LPPR: 24,01 €*					2152004 + 2181543 + 2115523 + 2155540

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE

SYSTÈME ANTIGLISSÉ

SANS LATEX

QUADRIGIB® 3D

COMPRESSION

Circonférence de la cuisse

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre du genou.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections de la cuisse pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

• Déchirures musculaires en phase aiguë ou lors de la rééducation.

• Claquages.

• Élongations.

ATOUTS

• Compression de classe 2.

• Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.

• Tricot 3D : Finesse.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6681	Bleu	1	43 - 51	3322541041845
		2	51 - 59	3322541041852
		3	59 - 67	3322541041869
TVA: 5,5 % / LPPR: 7,79 €*				2126640

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

154

155

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

GENUGIB® ARTHROSE

OUVERTURE
ANTÉRIEURE
TOTALE POUR LA
MISE EN PLACE

ARTICULATIONS
POLYCENTRIQUES
ENGRENÉES

RESPIRABILITÉ

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une stabilité accrue autour du genou et d'une absorption des chocs, ceci pouvant inclure:

• Arthrose du genou.

ATOUTS

• Talonnette amortissante en NOENE®: assure l'absorption des chocs.

• Ouverture antérieure totale: facilite la mise en place et l'adaptabilité.

• Montants latéraux rigides.

• Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6903	Bleu	1	31 - 34	3322541070463
		2	34 - 37	3322541070470
		3	37 - 40	3322541070487
		4	40 - 43	3322541070494
		5	43 - 46	3322541070500
		6	46 - 50	3322541070517
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				7145026

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

GENOUILLÈRE DV4

DEUX
ARMATURES
SOUPLES

SYSTÈME
ANTI GLISSE

RESPIRABILITÉ

MAINTIEN & PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATION

Arthrose fémoro-tibiale.

ATOUTS

• Tricot en laine.

• 2 armatures souples.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6618	Anthracite	1	33 - 37	3322541023698
		2	38 - 42	3322541023704
		3	43 - 47	3322541023711
		4	48 - 52	3322541023728
		5	52 - 57	3322541023735
6617	Beige	1	33 - 37	3322541023643
		2	38 - 42	3322541023650
		3	43 - 47	3322541023667
		4	48 - 52	3322541023674
		5	52 - 57	3322541023681
TVA: 5,5 % / LPPR: 12,92 €*				2105051

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

GENOUILLÈRE CHALEUR

DOUCEUR
MÉRINOS

MODAL NATUREL
& RESPIRANT

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant:

• Arthrose.

ATOUTS

• Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.

• Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
4299	Anthracite	S	31 - 36	3322541067593
		M	36 - 41	3322541067609
		L	41 - 46	3322541067616
		XL	46 - 51	3322541067623

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

SOUTIEN ROTULIEN

DOUBLE PELOTE
CENTRALE

SANGLE
AJUSTABLE

SOUTIEN

INDICATIONS

• Tendinopathie rotulienne.

• Instabilité de la rotule.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou sous la rotule en cm	EAN
5004	Noir	0 (S)	< 31	3322544855937
		1 (M)	> 31	3322544685039

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

GENOUILLÈRE ROTULIENNE

RÉALIGNEMENT

DOUX
& RESPIRANT

PROTÈGE ET MAINTIENT

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

• Tendinopathie rotulienne.

• Arthrose fémoro-patellaire.

• Chondromalacie.

• Douleurs au genou.

• Sensation/sentiment d'instabilité.

ATOUTS

• Le textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.

• L'anneau rotulien avec gouttière recentre la rotule et protège le genou.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6725	Bleu	1	28 - 33	3322541067876
		2	33 - 38	3322541067883
		3	38 - 43	3322541067890
		4	43 - 48	3322541067906
		5	48 - 53	3322541067913

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

GENOUILLÈRE

TEXTILE
COMPRESSIF

DOUX
& RESPIRANT

PROTÈGE ET RESTAURE LE MOUVEMENT

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

• Foulures et entorses légères.

• Sensation/sentiment d'instabilité.

• Douleur au genou.

ATOUT

Ce textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6733	Rouge	1	28 - 33	3322541065452
		2	33 - 38	3322541065469
		3	38 - 43	3322541065476
		4	43 - 48	3322541065483
		5	48 - 53	3322541065490
6726	Bleu	1	28 - 33	3322541065506
		2	33 - 38	3322541065513
		3	38 - 43	3322541065520
		4	43 - 48	3322541065537
		5	48 - 53	3322541065544

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

156

157

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE


TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

BONNETS COUVRE-MOIGNONS ÉLASTO-COMPRESSIFS FÉMORAUX

ÉLASTO-COMPRESSIFS



PRISE DE MESURE

Le respect des mesures du moignon (diamètre et hauteur) est indispensable pour une bonne adaptation.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS


HORS CLASSE : 10 à 17 hPa (7,5 à 12,8 mmHg)
Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression du membre inférieur amputé, notamment dans le cas suivant :
• Réduction de l'œdème.

ATOUTS

- Fournit une compression.
- Réduit l'œdème.

HAUTEUR (h)
Fémorale en cm

20 25 30 35 40 45



TAILLES selon circonférence en cm (c)

1 2 3 4 5
45-48 49-52 53-56 57-60 60-63


		45 - 48 cm	49 - 52 cm	53 - 56 cm
Réf.	Coloris liseré	Vert	Rouge	Bleu
	Haut. en cm	1	2	3
9505	20	3322546238837	3322546238844	3322546238868
9506	25	3322546238967	3322546238981	3322546238998
9507	30	3322546239032	3322546239056	3322546239070
9508	35	3322546239155	3322546239162	3322546239179
9509	40	3322546237830	3322546237847	3322546237854
9510	45	3322547052197	3322547052203	3322547052210
TVA: 5,5 % / LPPR 20 - 25 cm : 36,68 €* / LPPR 30 - 35 cm : 41,17 €* / LPPR 40 - 45 cm : 43,41 €* / 2196728 / 2176157 / 2150347				

		57 - 60 cm	60 - 63 cm
Réf.	Coloris liseré	Jaune	Gris
	Haut. en cm	4	5
9505	20	3322546238882	3322546238899
9506	25	3322546239001	3322546239025
9507	30	3322546239100	3322546239124
9508	35	3322546237786	3322546237793
9509	40	3322546237878	3322546237922
9510	45	3322547052227	3322547052234
TVA: 5,5 % / LPPR 20 - 25 cm : 36,68 €* / LPPR 30 - 35 cm : 41,17 €* / LPPR 40 - 45 cm : 43,41 €* / 2196728 / 2176157 / 2150347			

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

BONNETS COUVRE-MOIGNONS ÉLASTO-COMPRESSIFS TIBIAUX

ÉLASTO-COMPRESSIFS



PRISE DE MESURE

Le respect des mesures du moignon (diamètre et hauteur) est indispensable pour une bonne adaptation.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS


HORS CLASSE : 10 à 17 hPa (7,5 à 12,8 mmHg)
Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression du membre inférieur amputé, notamment dans le cas suivant :
• Réduction de l'œdème.

ATOUTS

- Fournit une compression.
- Réduit l'œdème.

HAUTEUR (h)
Tibiale en cm

30 35 40 45




TAILLES selon circonférence en cm (c)

0 1 2 3 4 5
30-32 33-35 36-38 39-41 42-43 44-45

		30 - 32 cm	33 - 35 cm	36 - 38 cm	39 - 41 cm
Réf.	Coloris liseré	Beige	Vert	Rouge	Bleu
	Haut. en cm	0	1	2	3
9501	30	3322546143520	3322546144428	3322546221754	3322546221747
9502	35	3322546238585	3322546238592	3322546238639	3322546238646
9503	40	3322546238684	3322546238691	3322546238707	3322546238738
9504	45	3322546238745	3322546238769	3322546238776	3322546238783
TVA: 5,5 % / LPPR 30 - 35 cm : 14,22 €* / LPPR 40 - 45 cm : 17,21 €* / 2125964 / 2195976					

		42 - 43 cm	44 - 45 cm
Réf.	Coloris liseré	Jaune	Gris
	Haut. en cm	4	5
9501	30	3322546238523	3322546238530
9502	35	3322546238653	3322546238660
9503	40	3322546238721	3322546238714
9504	45	3322546238806	3322546238813
TVA: 5,5 % / LPPR 30 - 35 cm : 14,22 €* / LPPR 40 - 45 cm : 17,21 €* / 2125964 / 2195976			

*ces tarifs évolueront en juillet 2026



CHEVILLE

MALLEOGIB® 3D STRAP P.162

CHEVILLE - PIED

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM.

ORTHOPÉDIE

PODOLOGIE

ORFIT

CHAUSURES CONFORT

CHUT OTONOM

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

ARBRE DÉCISIONNEL CHEVILLE

QUELLE SITUATION ?

AIGU - URGENT

CHRONIQUE - PRÉVENTION

IMMOBILISATION /
RESTRICTION DE
MOUVEMENT



P.165
P.166

BOTTES
DE MARCHÉ

STABILISATION / RESTRICTION DE MOUVEMENT



P.163

ORTHÈSE
STABILISARICE
DE CHEVILLE À
AIR



P.163

ORTHÈSE
STABILISARICE
DE CHEVILLE À
BOUCLES



P.163

ORTHÈSE
STABILISARICE
DE CHEVILLE

RESTRICTION DES
MOUVEMENTS
INVERSION / ÉVERSION



P.164

MALLÉOGIB®
ARTICULÉE

RESTRICTION DES
MOUVEMENTS
D'INVERSION



P.162

MALLÉOGIB®
3D STRAP

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE



P.162

MALLÉOGIB®
3D



P.162

CHEVILLÈRE

Entorse de la cheville de grade 2/3.

Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.

Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Entorses aiguës de cheville légères à sévères.

Sevrage après période d'immobilisation.

Utilisation post-chirurgicale.

Entorses moyennes à sévères.

Entorses bénignes à moyennes.

Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.

Foulures et entorses légères.

Instabilité fonctionnelle.

CHEVILLÈRES

MALLEOGIB® 3D STRAP

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE ET RESTRICTION DES MOUVEMENTS D'INVERSION

SANGLE BREVETÉE À EFFET ANTI-VARUS

FACILITÉ DE MISE EN PLACE & D'ENFILAGE

LE STRAP CONTIENT DU LATEX



➊ Circonférence de la cheville

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression et limitation du mouvement d'inversion, notamment dans les cas suivants :

- Entorse bénigne à moyenne (non oedémateuse).
- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Instabilité fonctionnelle.

ATOUTS

- Sangle brevetée amovible à effet anti-varus.
- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6680	Bleu	1	18 - 20	3322541041791
		2	20,5 - 23	3322541041807
		3	23,5 - 26	3322541041814
		4	26,5 - 29	3322541041821
		5	29,5 - 32	3322541041838
TVA : 5,5 % / LPPR : 18,43 €*				2155149 + 2155540

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

MALLEOGIB® 3D

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

FACILITÉ DE MISE EN PLACE & D'ENFILAGE

RESPIRABILITÉ



➋ Circonférence de la cheville

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité légère.

ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6679	Bleu	1	18 - 20	3322541041746
		2	20,5 - 23	3322541041753
		3	23,5 - 26	3322541041760
		4	26,5 - 29	3322541041777
		5	29,5 - 32	3322541041784
TVA : 5,5 % / LPPR : 15,90 €*				2155149

*ces tarifs évolueront en juillet 2026

CHEVILLÈRE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

CONTIENT DU LATEX

TEXTILE COMPRESSIF

DOUX & RESPIRANT

MODÈLE MIXTE



➌ Circonférence de la cheville

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité fonctionnelle.

ATOUTS

- Le textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.
- Doux et respirant, ce textile de soin « seconde peau » protège votre cheville.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville en cm	EAN
6732	Rouge	1	18 - 20	3322541065407
		2	20,5 - 23	3322541065414
		3	23,5 - 26	3322541065421
		4	26,5 - 29	3322541065438
		5	29,5 - 32	3322541065445
TVA : 20 %				
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".				

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville en cm	EAN
6724	Bleu	1	18 - 20	3322541067821
		2	20,5 - 23	3322541067845
		3	23,5 - 26	3322541067838
		4	26,5 - 29	3322541067852
		5	29,5 - 32	3322541067869
TVA : 20 %				
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".				

ORTHÈSES

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À AIR

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants:

- Entorses aiguës de la cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après plâtre ou bottes d'immobilisation.
- Réadaptation après traumatisme de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUT

Forme anatomique adaptable, par coussins d'air gonflables.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN
6522	Blanc	1	3322544210507
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

*Pointure 35 au 46

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À BOUCLES

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants:

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Coques rigides.
- Serrage par boucles coulissantes.
- Mousse résiliente.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN
6463	Noir	1	3322544269833
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

*Pointure 35 au 46

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants:

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Mousse résiliente.
- Coques rigides bilatérales.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN
6413	Blanc	1	3322547843023
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

*Pointure 35 au 46

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

ORTHÈSES

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION



INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :
- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf.	Coloris	Pointure (< 35)	EAN
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

MALLÉOGIB® ARTICULÉE

RESTRICTION INVERSION/ÉVERSION



INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :
- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.
- Utilisation prophylactique*.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.

ATOUTS

- Association d'une cupule talonnière au niveau de l'arrière-pied et deux coques rigides.
- Possibilité de blocage en rectitude de l'articulation en phase aiguë.
- Mousse résiliente.

* Prévention en reprise d'activité.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	EAN
6585	Noir	1	34 - 37	3322541011176
		2	38 - 42	3322541011183
		3	43 - 46	3322541011190
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €				7144943

AFO RELEVEUR DE PIED



INDICATIONS

- Pied tombant dû à l'hémiplégie.
- Pied tombant en raison d'une lésion du nerf péronier ou d'une lésion du nerf sciatique.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Hauteur	EAN
6763	Blanc	1D	35 - 37	30,5	4719894926117
		2D	37 - 39	32	4719894926124
		3D	39 - 41	34	4719894926131
		4D	41 - 44	39	4719894926148

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Hauteur	EAN
6763	Blanc	1G	35 - 37	30,5	4719894926070
		2G	37 - 39	32	4719894926087
		3G	39 - 41	34	4719894926094
		4G	41 - 44	39	4719894926100
TVA : 5,5 % / LPPR : 76,22 €					7144966

BOTTES DE MARCHÉ

ATOUTS COMMUNS

- Capitonnage en mousse épaisse de la semelle intérieure, des malléoles et du talon pour un meilleur confort.
- Semelle incurvée qui permet un déroulé de pas stable et naturel.
- Botte de marche longue : 4 sangles.
- Botte de marche courte : 3 sangles.

WALKER

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcanéus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6753	Noir	1	32 - 36	h 37 cm	4719894924298
		2	36 - 40	h 39 cm	4719894924304
		3	40 - 43	h 41 cm	4719894924311
		4	43 - 46	h 43 cm	4719894924328
		5	46 - 49	h 45 cm	4719894924335
TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 €				7145049	

WALKER SHORT

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcanéus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6754	Noir	1	32 - 36	h 22 cm	4719894924243
		2	36 - 40	h 24 cm	4719894924250
		3	40 - 43	h 25 cm	4719894924267
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894924274
		5	46 - 49	h 30 cm	4719894924281
TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 €					7145049

WALKER AIR

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcanéus et de la malléole médiale.

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE

Système pneumatique avec pompe intégrée.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6755	Noir	1	32 - 36	h 37 cm	4719894924496
		2	36 - 40	h 40 cm	4719894924502
		3	40 - 43	h 42 cm	4719894924519
		4	43 - 46	h 43 cm	4719894924526
		5	46 - 49	h 45 cm	4719894924533
TVA : 5.5 % / LPPR : 64.40 €				7145049	

WALKER AIR SHORT

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcanéus et de la malléole médiale.

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE

Système pneumatique avec pompe intégrée.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6756	Noir	1	32 - 36	h 23 cm	4719894924441
		2	36 - 40	h 24 cm	4719894924458
		3	40 - 43	h 26 cm	4719894924465
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894924472
		5	46 - 49	h 31 cm	4719894924489
TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 €				7145049	

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

BOTTES DE MARCHE

ATOUTS COMMUNS

- Capitonnage en mousse épaisse de la semelle intérieure, des malléoles et du talon pour un meilleur confort.
- Semelle amortissante absorbant les chocs pour un impact réduit à l'attaque du pas.

- Semelle incurvée qui permet un déroulé de pas stable et naturel.
- Botte de marche coquée.
- Botte de marche longue : 3 sangles.
- Botte de marche courte : 2 sangles.

WALKER DEFEND AIR

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcanéus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	EAN
6757	Bleu	2	36 - 40	4719894925233
		3	40 - 43	4719894925240
		4	43 - 46	4719894925257
		5	46 - 49	4719894925264
TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 €			7145049	

WALKER DEFEND AIR SHORT

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcanéus et de la malléole médiale

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	EAN
6758	Bleu	2	36 - 40	4719894925196
		3	40 - 43	4719894925202
		4	43 - 46	4719894925219
		5	46 - 49	4719894925226
TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 €			7145049	

NOTES

POST-OPÉRATOIRE CHUT À DÉCHARGE

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED COURTE

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.

ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN
8269	1	35 - 38	3322541043979
	2	39 - 42	3322541043986
	3	43 - 46	3322541043993
TVA : 5,5 %		LPPR : 28,05 €	7145090

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED LONGUE

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.
- Syndrome algoneurodystrophique.
- Crise de goutte.

ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par bande auto-agrippante.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN
8270	1	35 - 36	3322541044006
	2	37 - 38	3322541044013
	3	39 - 40	3322541044020
	4	41 - 42	3322541044037
	5	43 - 44	3322541044044
	6	45 - 46	3322541044051
	7	47 - 48	3322541044068
TVA : 5,5 %		LPPR : 28,05 €	7145090

CHUT À DÉCHARGE DU TALON

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'arrière-pied, notamment dans les cas suivants :

- Fracture ou fissures du calcanéum.
- Blessures ou ulcères du talon.
- Bursite rétrocalcaneéenne.

ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN
8271	1	35 - 36 - 37	3322541044075
	2	38 - 39 - 40	3322541044082
	3	41 - 42 - 43	3322541044099
	4	44 - 45 - 46	3322541044105
TVA : 5,5 %		LPPR : 28,05 €	7145121

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

- PRISE DE MESURES
- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE

ORFIT

- GENOU
- CHEVILLE • PIED
- JUNIOR
- LAINE

PODOLOGIE

- ARBRE DÉCISIONNEL
- AIDE À LA DÉLIVRANCE
- CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

- HALLUX VALGUS
- POST-OPÉRATOIRE
- TALONNETTES

CHUT OTONOM

HALLUX VALGUS

REDRESSEUR HV

RÉALIGNEMENT DU GROS ORTEIL



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'un réalignement du gros orteil, notamment dans le cas suivant :

- Hallux Valgus réductible.

PROTOCOLE DE PORT

Le redresseur HV est à usage nocturne. Il peut également être porté dans la journée pendant les périodes d'inactivité.

ATOUTS

- Port à même la peau grâce à une matière textile souple et douce.
- Intuitivité et simplicité de la mise en place grâce à une ergonomie adaptée.
- Discretion assurée par la finesse et le coloris nude.
- Confort au porté et adaptabilité avec un coussin de protection de l'hallux et un système de rappel souple et une large amplitude de réglage.

Réf.	Coloris	Taille	EAN
6800	Nude	D	3322541065650
		G	3322541065667
TVA : 5,5 % / LPPR : 12,13 €			7110163

NOTES

JUNIOR

COLLIERS CERVICAUX C1 P.169

COLLIERS CERVICAUX C1 - SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE



INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.

ATOUTS


- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Housse de protection amovible.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	EAN
6 cm	6629	Bleu	0 JUNIOR	28 - 31	3322541024282
6 cm	6625	Gris	0 JUNIOR	28 - 31	3322541024152
TVA : 5,5 % / LPPR : 9,25 €					7144950

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

GILET DE SÉRIE

IMMOBILISATION



INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.

ATOUT


Tissu léger.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077
TVA : 20 % / LPPR : 15,24 €				6144906

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

ATOUTS


- Réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

REDRESSE-DOS

CORRECTION DE LA POSTURE



INDICATIONS

Pour les affections thoraciques pouvant bénéficier d'une correction de la posture, notamment dans les cas suivants :

- Déficience posturale.
- Douleurs dorsales.

ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à son système par boucle.
- Améliore la posture et le contrôle postural.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6611	Noir	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

BLOCAGE CLAVICULAIRE

MAINTIEN



INDICATIONS

Pour les affections du thorax pouvant bénéficier d'un maintien des épaules en rétropulsion, notamment dans les cas suivants :

- Fractures et luxations de la clavicule.
- Problèmes de posture.

ATOUTS


- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Maintient la bonne posture.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	EAN
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

ATTELLE DE GENOU AÉRÉE 0° UNIVERSELLE

IMMOBILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :

- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN
6910	Noir	0 JUNIOR	30 (enfant)	3322541070531
TVA : 5,5 % / LPPR : 57,23 €				7144972

ATTELLE DE GENOU AÉRÉE 0°/20° STANDARD

IMMOBILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :

- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.
- Baleines latérales amovibles 0° ou 20° de flexion.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 20 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN
6911	Noir	0 JUNIOR	30 - 40	30	3322541070586
TVA : 5,5 % / LPPR : 57,23 €					7144972

€ Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf.	Coloris	Pointure (< 35)	EAN
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES


CHUT OTONOM

GIBAUD

OTONOM

MANUGIB® TRAUMA POIGNET

IMMOBILISATION



Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Large écusse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degré de liberté complet des doigts.


Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6508	Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747
		0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754
TVA: 5,5 % / LPPR: 41,64 €				7145078

LARGE ÉCUSSE PALMAIRE ADAPTABLE 3 SANGLES DE SERRAGE



MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE

IMMOBILISATION



Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Foulures et entorses légères à sévères.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Écusse palmaire rigide de forme anatomique.
- Écusse conforme large et capitonnée.


Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6649	Bleu	0D JUNIOR	10 - 14	3322541028976
		0G JUNIOR	10 - 14	3322541028983
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

IMMOBILISATION DES MOUVEMENTS DU POIGNET ÉCUSSE CONFORMABLE



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION



Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:

- Traumatisme au niveau du poignet/pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Écusses amovibles conformables.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6650	Bleu	0D JUNIOR	10 - 14	3322541029034
		0G JUNIOR	10 - 14	3322541029041
TVA: 5,5 % / LPPR: 53,18 €				7145138

IMMOBILISATION DES MOUVEMENTS POIGNET & POUCE ÉCUSSE CONFORMABLE



LAINE

CEINTURE CHALEUR P.174

172

173

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉRAIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Douleurs lombaires.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Douce, respirante et confortable

Parce que la ceinture chaleur Gibaud enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.

PLUSIEURS
COLORIS
DISPONIBLES :

Anthracite

Denim

Écru

Gris rouge

Gris



CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture lombaire Gibaud pour assurer la bonne posture et soulager la douleur.
p .118

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	4296	Gris rouge	S	61 - 75	3322541067487
			M	75 - 90	3322541067494
			L	90 - 105	3322541067500
			XL	105 - 120	3322541067517
20 cm	4290	Anthracite	S	61 - 75	3322541067241
			M	75 - 90	3322541067258
			L	90 - 105	3322541067265
			XL	105 - 120	3322541067272
25 cm	4292	Anthracite	S	61 - 75	3322541067326
			M	75 - 90	3322541067333
			L	90 - 105	3322541067340
			XL	105 - 120	3322541067357
30 cm	4297	Anthracite	M	75 - 90	3322541067524
			L	90 - 105	3322541067531
			XL	105 - 120	3322541067548
			XXL	120 - 135	3322541067555

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
20 cm	4291	Eceru	S	61 - 75	3322541067289
			M	75 - 90	3322541067296
			L	90 - 105	3322541067302
			XL	105 - 120	3322541067319
25 cm	4293	Eceru	S	61 - 75	3322541067364
			M	75 - 90	3322541067371
			L	90 - 105	3322541067388
			XL	105 - 120	3322541067395
25 cm	4295	Gris	S	61 - 75	3322541067449
			M	75 - 90	3322541067456
			L	90 - 105	3322541067463
			XL	105 - 120	3322541067470
25 cm	4294	Denim	S	61 - 75	3322541067401
			M	75 - 90	3322541067418
			L	90 - 105	3322541067425
			XL	105 - 120	3322541067432

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

NOTES



Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :

- Rhumatismes.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Distance épaule à épaule en cm	EAN
4298	Anthracite	S	35 - 45	3322541067562
		M	45 - 55	3322541067579
		L	55 - 65	3322541067586

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

GENOUILIÈRE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Arthrose.

ATOUTS

- Laine pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
4299	Anthracite	S	31 - 36	3322541067593
		M	36 - 41	3322541067609
		L	41 - 46	3322541067616
		XL	46 - 51	3322541067623

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

NOTES

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

OTONOM
BY GIBAUD

**VOUS AVEZ BESOIN
DE STABILITÉ ?**

**Stabilité
Mobilité
Liberté**



**Nouvelles chaussures thérapeutiques
Gibaud, la sérénité à chaque pas¹**

¹ Amiez et al. Effects of Balance Shoes on Balance and Postural Stability in the Elderly: A Crossover, Controlled, Randomized Single-Blind Study. Healthcare 2021, 9, 179. <https://doi.org/10.3390/healthcare9020179>.

GIBAUD
PODOLOGIE



OSLO NOIR

OTONOM
BY GIBAUD



GELA MOKA

GAMME CHUT

176

177

NOUS CONTACTER
GROUPE INNOTHERA

FORMATION
MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE
SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT
GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉRATOIRE
TALONNETTES

OTONOM

CHUT OTONOM

GIBAUD
PODOLOGIE




GIBAUD OTONOM[®]

PODOLOGIE

178

SOMMAIRE

Arbre décisionnel	180
Aide à la délivrance CHUT	182
CHUT OTONOM [®]	184
Chaussures intérieures	188
Chaussures extérieures	194
Chaussures confort	202
Hallux valgus	204
Post-opératoire	208
Talonnets	210



179

ARBRE DÉCISIONNEL

PODOLOGIE

QUEL TYPE DE PATHOLOGIE ?

PIED DÉFORMÉ

HALLUX VALGUS • ORTEILS EN GRIFFE • ORTEILS EN MARTEAU • HYPERKERATOSES (DURILLONS, CORS, OEIL DE PERDRIX...) • PIED RHUMATOÏDE...

MAD
"MAINTIEN
À DOMICILE"

OLYMPIE
marine

CHUT

P.189

SANTORIN
gris

CHUT

P.191

THILIA
noir

CHUT

P.190

OLIVER
noir

CHUT

P.191

PERSONNE
À DÉPLACEMENT
LIMITÉ

ALEXANDRIE
noir & bordeaux

CHUT

P.192

DELPHES
noir

CHUT

P.192

THERA
blanc/doré & noir

CHUT

P.196

EVIA
noir & doré

CHUT

P.197

Hallux Valgus oignon

HALLUX
VALGUS

ÉGINE
noir & beige

CHUT

P.198

MILO
noir

CHUT

P.198

CAMÉLÉA HV
marron & bleu

CONFORT

P.207

PERSONNE MOBILE

CORFOU
noir

CHUT

P.195

THERA
chocolat

CHUT

P.195

OLBIA
taupe & noir

CHUT

P.196

PIED VOLUMINEUX

COU-DE-PIED FORT • ŒDÈME • POST-OPÉATOIRE • PANSEMENT...

PERSONNE
À DÉPLACEMENT
LIMITÉ

SPARTE
noir

CHUT

P.189

ATHÈNES
bleu & beige

CHUT

P.192

LEVITHA
noir

CHUT

P.190

HALLUX VALGUS

CORINTHE
noir

CHUT

P.192

RHODES
gris

CHUT

P.190

CAMÉLÉA HV
nu-pieds doré

CONFORT

P.206

CAMÉLÉA HV
noir & taupe

CONFORT

P.206

CAMÉLÉA HV
noir & blanc

CONFORT

P.206

PERSONNE MOBILE

ALICANTE HV
beige

CHUT

P.199

PÉTILLA
doré & rouge

CHUT

P.199

CAMÉLÉA HV
nu-pieds doré

CONFORT

P.206

CAMÉLÉA HV
noir & taupe

CONFORT

P.206

CAMÉLÉA HV
noir & blanc

CONFORT

P.206

MARESCA
terracota & bleu

CHUT

P.201

CATANE
bleu

CHUT

P.200

BERGAME
camel

CHUT

P.201

RIVIERA
tong & sandale

CONFORT

P.203

POST-
OPÉATOIRE

GELA
moka & noir

CHUT

P.201

PALERME
marron

CHUT

P.200

BISENTINA
noir & beige

CHUT

P.200

RIVIERA
sandale

CONFORT

P.203

DÉCHARGE
AVANT-PIED

CHUT

P.209

DÉCHARGE
TALON

CHUT

P.209

OTONOM STABILITÉ ACCRUE

LONDRES
noir

CHUT

P.187

PARIS
noir & blanc

CHUT

P.187

SOFIA
noir

CHUT

P.186

BRUXELLES
noir & blanc

CHUT

P.187

TORONTO
noir

CHUT

P.186

PRAGUE
noir & blanc

CHUT

P.187

RIO
noir

CHUT

P.186

OSLO
noir

CHUT

P.186

SUR-MESURE ORTHÈSES PLANTAIRES

SEMELLES
ORTHOPÉDIQUES
SUR-MESURE

P.12

TALONNETTES

TALONNETTES

Tendinopathie d'Achille
Douleurs au talon
Epine calcanéenne

P.211

Réadaptation post-chirurgie
du tendon d'Achille ou sans
traitement chirurgical

REDRESSEUR HALLUX VALGUS

RÉALIGNEMENT
DU GROS ORTEIL

P.207

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Legger

Actys

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

OTONOM

CHUT OTONOM

AIDE À LA DÉLIVRANCE DES CHUT

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

MODÈLES EN TEXTILE

LARGEUR 11 - MODÈLES CORRESPONDANTS :

SPARTE
noir

CHUT



Réf. 8212 Femme
8213 Homme

RHODES
gris

CHUT



Réf. 8300 Femme
8301 Homme

THILIA
noir

CHUT



Réf. 8302

OLYMPIE
marine

CHUT



Réf. 8208 Femme
8209 Homme

SANTORIN
gris

CHUT



Réf. 8298 Femme
8299 Homme

DELPHES
noir

CHUT



Réf. 8435 Femme
8436 Homme

CORINTHE
noir

CHUT



Réf. 8446 Femme
8447 Homme

OLIVER
noir

CHUT



Réf. 8394 Femme
8395 Homme

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	22,8	7,9	24
36	23,3	8,2	24,5
37	23,8	8,4	24,5
38	25,3	8,6	25
39	25,9	8,8	25,5
40	26,5	8,9	26
41	27	9,1	26,5
42	27,4	9,2	27
43	28	9,2	27,5
44	28,6	9,3	28
45	29,3	9,5	28
46	30	9,7	28,5
47	30,7	9,8	29
48	31,3	9,9	29,5

LARGEUR 11 - MODÈLES CORRESPONDANTS :

ALEXANDRIE
noir & bordeaux

CHUT



Réf. 8437 Noir
8438 Bordeaux

ATHÈNES
bleu & beige

CHUT



Réf. 8443 Beige Femme
8441 Bleu Femme
8442 Bleu Homme

LÉVITHA
noir



CHUT



Réf. 8303

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	22	7,8	24
36	22,7	7,9	24,5
37	23,4	8	24,5
38	24	8,2	25
39	24,7	8,4	25,5
40	25,3	8,5	26
41	26	8,6	26,5
42	26,6	8,7	27

AIDE À LA PRISE DE MESURE



MODÈLES EN CUIR

LARGEUR 8 - MODÈLES CORRESPONDANTS :

ÉGÈNE
noir & beige

CHUT



Réf. 8427 Noir
8428 Beige

BERGAME
camel/doré

CHUT



Réf. 8458

GELA
moka & noir

CHUT



Réf. 8459 Moka
8462 Noir

OLBIA
taupe & noir

CHUT



Réf. 8425 Taupe
8426 Noir

THERA
chocolat

CHUT



Réf. 8465

THERA
blanc/doré & noir

CHUT



Réf. 8431 Blanc/doré
8432 Noir

EVIA
doré & noir

CHUT



Réf. 8456 Noir
8457 Doré

PÉTILLA
doré & rouge

CHUT



Réf. 8429 Doré
8430 Rouge

ALICANTE HV
beige

CHUT



Réf. 8463

FORLI
camel

CHUT



Réf. 8464

BISENTINA
noir & beige

CHUT



Réf. 8460 Beige
8461 Noir

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	23	8,5	22
36	24	8,5	22,6
37	24,5	8,5	23
38	25	8,5	23,4
39	26	8,5	23,8
40	26,5	9	24,2
41	27	9	24,6
42	28	9	25

LARGEUR 8 - MODÈLES CORRESPONDANTS :

CONVIENT AUX PIEDS ÉTROITS

MARESCA
terracota & bleu

CHUT



Réf. 8400 Terracota
8402 Bleu océan

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	23,5	8	22
36	24	8,3	22,5
37	24,5	8,5	23
38	25,5	8,6	23,5
39	26	8,8	24
40	26,5	8,9	24,5
41	27	9	25
42	27,5	9,2	25,5

LARGEUR 9 - MODÈLES CORRESPONDANTS :

PALERME
marron

CHUT



Réf. 8424

CATANE
bleu

CHUT



Réf. 8466

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
39	25,5	9,5	24,2
40	26,5	9,5	24,7
41	27	9,6	25,2
42	27,5	10	25,7
43	28,5	10	26,2
44	29	10	26,7
45	29,5	10	27,2
46	30,5	10,5	27,7

LARGEUR 8/9 - MODÈLES CORRESPONDANTS :

MILO
noir

CHUT



Réf. 8241 Femme
8242 Homme

CORFOU
noir

CHUT



Réf. 8433

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied femme en cm	Circ. avant-pied homme en cm
35	23,5	8	22,4	
36	24,5	8	22,8	
37	24,5	8,5	23,2	
38	25	8,5	23,6	
39	26	8,5	24	24,3
40	26,5	8,5	24,4	24,7
41	27,5	9	24,8	25,2
42	27,5	9	25,2	25,6
43	28	9		26
44	28,5	9		26,5
45	29,5	9,5		27
46	30	9,5		27,4

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

OTONOM®

PRÉSERVER L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES PAS APRÈS PAS

OTONOM® - STABILITÉ MOBILITÉ - LIBERTÉ

La chute chez les personnes âgées est un problème de santé important et préoccupant. Ces chutes peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

C'est aujourd'hui la **1^{re} cause de mortalité accidentelle**. Les chutes causent **10 000 décès chaque année** et entraînent 450 000 passages aux urgences, ainsi que 130 000 hospitalisations⁴.

Les conséquences d'une chute sont d'ordre physique, psychologique et social, induisant souvent une rupture de l'autonomie du sujet âgé.



OTONOM®

OTONOM® - UNE INNOVATION BREVETÉE POUR MAINTENIR L'AUTONOMIE

Le nouveau dispositif médical de CHaussures thérapeutiques à Usage Temporaire développé par Gibaud offre une efficacité prouvée dans **l'amélioration de la stabilité**¹. Issue d'une innovation brevetée, la semelle convient parfaitement à toutes personnes en recherche d'un meilleur équilibre. La gamme OTONOM® pourrait être une solution pour **améliorer la sécurité des personnes âgées**.

1 - Attaque


Dès l'attaque du pas, la partie postérieure en biseau permet d'éviter une attaque trop franche du talon et favorise un bon déroulé du pas^{2,3}. La gouttière limiterait les imperfections au sol de déstabiliser le talon.

2 - Appui

À l'appui, la surface creuse assure la même fonction que la gouttière. Les parties latérales médianes excentrées s'écrasent avec le poids et améliorent ainsi la stabilité générale¹. Le relief en arc de cercle et l'écrasement des parties médianes favorisent une meilleure stabilité.

3 - Propulsion

Stabilisée par les éléments médians latéraux, la propulsion est améliorée. La courbure finale permet d'éviter que la chaussure bute sur le sol^{2,3}. Un cambrion est intégré dans la semelle afin de répondre aux normes de certains pays.



Modèles Londres et Paris

1 Amiez, et al. Effects of Balance Shoes on Balance and Postural Stability in the Elderly: A Crossover, Controlled, Randomized Single-Blind Study. Healthcare 2021, 9, 179. <https://doi.org/10.3390/healthcare9020179>. 2 Menant, et al. (2008). Effects of footwear features on balance and stepping in older people. Gerontology, 54(1), 18-23. 3 Tyrrell, W., & Carter, G. (2008). Therapeutic footwear: A comprehensive guide. Elsevier Health Sciences. 4 Blain, et al. Synthèse en langue française des recommandations mondiales 2022 pour la prise en charge et la prévention des chutes chez les personnes âgées. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2023 ; 21(2) : 149-160. doi:10.1684/pnv.2023.1108

184

185

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

CHAUSSURES CHUT OTONOM.

Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

- Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes et d'une stabilité accrue, notamment dans les cas suivants :
- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
 - Post-opératoire.
 - Lymphœdème.
 - Pansements.
 - Déformation du pied comme Hallux Valgus*, pied rhumatologique.

*Remarque : Hallux Valgus s'applique uniquement à Toronto.


ATOUTS COMMUNS

- Innovation semelle brevetée.
- Gamme CHUT OTONOM® by GIBAUD®.
- Améliore la stabilité des personnes.
- Facilité d'enfilage (ouverture partielle,...).
- Semelle intérieure souple et amovible.
- Doublure textile confortable (sans couture sauf Toronto).
- Surface large au niveau du médio-pied.

PERFORMANCES

- Chaussure large au niveau de l'avant-pied pour une accommodation aux grands volumes (périmètre du métatarse).
- **Stabilité accrue.**

TAILLAGE	Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
	35	23,2	7,8	22,2
	36	23,9	8,0	22,7
	37	24,6	8,2	23,2
	38	25,2	8,3	23,6
	39	25,9	8,5	24,1
	40	26,5	8,6	24,6
	41	27,2	8,8	25,1
	42	27,9	8,9	25,5
	43	28,5	9,1	26,0
	44	29,2	9,3	26,5
	45	29,9	9,4	27,0
	46	30,5	9,6	27,4



LAVAGE & SÉCHAGE EN MACHINE À 30°C

OSLO

MODÈLE MIXTE • TEXTILE LARGE

ATOUTS

- Mise en place facilitée : grande ouverture.
- Adaptation cou-de-pied : fermeture par bande auto-agrippante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
FEMME			
8388	Noir	35	3322541072320
		36	3322541072337
		37	3322541072344
		38	3322541072351
		39	3322541072368
		40	3322541072375
		41	3322541072382
		42	3322541072399
HOMME			
8391	Noir	43	3322541072283
		44	3322541072290
		45	3322541072306
		46	3322541072313
TVA : 5,5 % / LPPR :			7145061

TORONTO

MODÈLE MIXTE • TEXTILE/CAIR LARGE

ATOUTS

- Mise en place facilitée : grande ouverture.
- Adaptation cou-de-pied : fermeture par bande auto-agrippante.
- Adaptation avant-pied large : matière extensible.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
FEMME			
8390	Noir	35	3322541072405
		36	3322541072412
		37	3322541072429
		38	3322541072436
		39	3322541072443
		40	3322541072450
		41	3322541072467
		42	3322541072474
HOMME			
8391	Noir	43	3322541072481
		44	3322541072498
		45	3322541072504
		46	3322541072511
TVA : 5,5 % / LPPR :			7145061

SOFIA

MODÈLE FEMME • TEXTILE LARGE

ATOUTS

- Mise en place facilitée : grande ouverture.
- Adaptation cou-de-pied : fermeture par bande auto-agrippante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8383	Noir	35	3322541072085
		36	3322541072092
		37	3322541072108
		38	3322541072115
		39	3322541072122
		40	3322541072139
		41	3322541072146
		42	3322541072153
TVA : 5,5 % / LPPR :			7145061

RIO

MODÈLE MIXTE • TEXTILE LARGE

ATOUTS

- Mise en place facilitée : grande ouverture.
- Adaptation cou-de-pied : fermeture par bande auto-agrippante.
- Tige montante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
FEMME			
8392	Noir	35	3322541072566
		36	3322541072573
		37	3322541072580
		38	3322541072597
		39	3322541072603
		40	3322541072610
		41	3322541072627
		42	3322541072634
HOMME			
8393	Noir	43	3322541072528
		44	3322541072535
		45	3322541072542
		46	3322541072559
TVA : 5,5 % / LPPR :		7145061	

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

PARIS

MODÈLE FEMME • TEXTILE LARGE

ATOUTS

- Mise en place facilitée : grande ouverture.
- Facilité d'enfilage : fermeture par lacet.
- Tige respirante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8386	Noir	35	3322541072160
		36	3322541072177
		37	3322541072184
		38	3322541072191
		39	3322541072207
		40	3322541072214
		41	3322541072221
		42	3322541072238
TVA : 5,5 % / LPPR :		7145061	

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8381	Blanc	35	3322541071927
		36	3322541071934
		37	3322541071941
		38	3322541071958
		39	3322541071965
		40	3322541071972
		41	3322541071989
		42	3322541071996
		TVA : 5,5 % / LPPR :	

REPLACÉES PAR LES RÉFÉRENCES SUIVANTES

BRUXELLES

MODÈLE FEMME • TEXTILE LARGE

ATOUTS

- Enfilage facilitée par lacets élastiques et contrefort spécifique.
- Tige respirante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8453	Noir	35	3322541080943
		36	3322541080950
		37	3322541080967
		38	3322541080974
		39	3322541080981
		40	3322541080998
		41	3322541081001
		42	3322541081018
TVA : 5,5 % / LPPR :		7145061	

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8452	Blanc	35	3322541080868
		36	3322541080875
		37	3322541080882
		38	3322541080899
		39	3322541080905
		40	3322541080912
		41	3322541080929
		42	3322541080936
TVA : 5,5 % / LPPR :		7145061	

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

LONDRES

MODÈLE HOMME • TEXTILE LARGE



ATOUTS

- Aisance du pied, grande largeur.
- Facilité d'enfilage : fermeture par lacet.
- Tige respirante.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8387	Noir	39	3322541076366
		40	3322541076373
		41	3322541076380
		42	3322541076397
		43	3322541072245
		44	3322541072252
		45	3322541072269
		46	3322541072276
TVA : 5,5 % / LPPR :			7145061

REPLACÉES PAR LES RÉFÉRENCES SUIVANTES

PRAGUE*

MODÈLE HOMME • TEXTILE LARGE

ATOUTS

- Enfilage facilité, par lacets élastiques et contrefort adapté.
- Tige respirante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8455	Noir	39	3322541081285
		40	3322541081292
		41	3322541081308
		42	3322541081315
		43	3322541081322
		44	3322541081339
		45	3322541081346
		46	3322541081353
TVA : 5,5 % / LPPR :		7145061	

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8454	Blanc	39	3322541081247
		40	3322541081254
		41	3322541081261
		42	3322541081278
		43	3322541081025
		44	3322541081032
		45	3322541081049
		46	3322541081056
TVA : 5,5 % / LPPR :		7145061	

*Disponible courant semestre 2

186

187

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

- Les avantages
- Grille des tailles
- Transparent
- Semi-transparent

- Opaque
- Collection
- BB

Legger®

- Gamme
- Prise de mesures
- Aide à la délivrance

- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1

- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

- PRISE DE MESURES
- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE

ORFIT

- GENOU
- CHEVILLE • PIED
- JUNIOR
- LAINE

PODOLOGIE

- ARBRE DÉCISIONNEL
- AIDE À LA DÉLIVRANCE
- CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- CHAUSSURES CONFORT
- HALLUX VALGUS
- POST-OPÉRATOIRE
- TALONNETTES

OTONOM.

CHUT OTONOM

OTONOM®



LES ÂÎNÉS CHUT

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES


- Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants:
- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
 - Post-opératoire.
 - Lymphœdème.
 - Pansements.
 - Déformation du pied comme pied rhumatologique.

ATOUTS COMMUNS

- Facilement identifiable: étiquette de personnalisation (Nom, N° de chambre), marquage pointure et droite / gauche.
- Semelle intérieure amovible.



LAVAGE & SÈCHAGE
EN MACHINE À 30° C



SPARTE

MODÈLE MIXTE • OUVERTURE TOTALE

ATOUT

Avant et arrière-pied réglables par fermetures auto-agrippantes.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8212	Noir	36	3322541026217
		37	3322541026224
		38	3322541026231
		39	3322541026248
		40	3322541026255
		41	3322541026262
		42	3322541026279
TVA : 5,5 %			7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8213	Noir	43	3322541026286
		44	3322541026293
		45	3322541026309
		46	3322541026316
		47	3322541026323
		48	3322541026330
TVA : 5,5 %		7145061	

OLYMPIE

MODÈLE MIXTE • MODÈLE LARGE

ATOUT

Adaptation au cou-de-pied et avant-pied large par fermeture auto-agrippante.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8208	Marine	36	3322541025937
		37	3322541025944
		38	3322541025951
		39	3322541025968
		40	3322541025975
		41	3322541025982
		42	3322541025999
TVA : 5,5 %			7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8209	Marine	43	3322541026002
		44	3322541026019
		45	3322541026026
		46	3322541026033
		47	3322541026040
		48	3322541026057
TVA : 5,5 %			7145061

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

OTONOM

CHUT OTONOM

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

LES AÎNÉS CHUT

Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants:

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied comme pied rhumatologique.

ATOUTS COMMUNS

- Broderie Pied-Pointure sur chaque chaussure.
- Avant-pied large et cou-de-pied réglable par fermetures auto-agrippantes.
- Semelle intérieure amovible.



LÉVITHA

MODÈLE FEMME • OUVERTURE TOTALE

♀

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN	
8303	Noir	35	3322541053022	
		36	3322541053039	
		37	3322541053046	
		38	3322541053053	
		39	3322541053060	
		40	3322541053077	
		41	3322541053084	
		42	3322541053091	
		TVA : 5,5 %		7145061

THILIA

MODÈLE FEMME • TEXTILE LARGE

♀

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN	
8302	Noir	35	3322541052940	
		36	3322541052957	
		37	3322541052964	
		38	3322541052971	
		39	3322541052988	
		40	3322541052995	
		41	3322541053008	
		42	3322541053015	
		TVA : 5,5 %		7145061

RHODES

MODÈLE MIXTE • TEXTILE LARGE

♂

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN		
8300	Gris	35	3322541052780		
		36	3322541052797		
		37	3322541052803		
		38	3322541052810		
		39	3322541052827		
		40	3322541052834		
		41	3322541052841		
		42	3322541052858		
		8301	Gris	43	3322541053350
				44	3322541053367
				45	3322541053374
46	3322541053381				
47	3322541053398				
48	3322541053404				
TVA : 5,5 %				7145061	

OLIVER

MODÈLE MIXTE • TEXTILE LARGE

♂

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN	
8394	Noir	35	3322541071767	
		36	3322541071774	
		37	3322541071781	
		38	3322541071798	
		39	3322541071804	
		40	3322541071811	
		41	3322541071828	
		42	3322541071835	
		TVA : 5,5 %		7145061

♂

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8395	Noir	43	3322541072863
		44	3322541072870
		45	3322541072887
		46	3322541072894
		47	3322541072900
		48	3322541072917
		TVA : 5,5 %	

SANTORIN

MODÈLE MIXTE • TEXTILE LARGE

♂

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN	
8298	Gris	35	3322541052544	
		36	3322541052551	
		37	3322541052568	
		38	3322541052575	
		39	3322541052582	
		40	3322541052599	
		41	3322541052605	
		42	3322541052612	
		TVA : 5,5 %		7145061

♂

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8299	Gris	43	3322541053299
		44	3322541053305
		45	3322541053312
		46	3322541053329
		47	3322541053336
		48	3322541053343
		TVA : 5,5 %	



NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Legger

Actys

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

OTONOM

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

CHAUSSURES DOMICILE CHUT TEXTILE

Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants:

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied comme pied rhumatologique.

ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large et cou-de-pied réglable par fermeture auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible.

ALEXANDRIE

	Réf.	Coloris	Pointure	EAN	Réf.	Coloris	Pointure	EAN
	8437	Noir	35	3322541079268	8438	Bordeaux	35	3322541079343
			36	3322541079275			36	3322541079350
			37	3322541079282			37	3322541079367
			38	3322541079299			38	3322541079374
			39	3322541079305			39	3322541079381
			40	3322541079312			40	3322541079398
			41	3322541079329			41	3322541079404
			42	3322541079336			42	3322541079411
	TVA: 5,5 %			7145061	TVA: 5,5 %			7145061

DELPHER

	Réf.	Coloris	Pointure	EAN	Réf.	Coloris	Pointure	EAN
	8435	Noir	35	3322541079183	8436	Noir	43	3322541079145
			36	3322541079190			44	3322541079152
			37	3322541079206			45	3322541079169
			38	3322541079213			46	3322541079176
			39	3322541079220			47	3322541080042
			40	3322541079237			48	3322541080059
			41	3322541079244				
			42	3322541079251				
	TVA: 5,5 %			7145061	TVA: 5,5 %			7145061

NOTES

CORINTHE

	Réf.	Coloris	Pointure	EAN	Réf.	Coloris	Pointure	EAN
	8446	Noir	35	3322541079862	8447	Noir	43	3322541079947
			36	3322541079879			44	3322541079954
			37	3322541079886			45	3322541079961
			38	3322541079893			46	3322541079978
			39	3322541079909				
			40	3322541079916				
			41	3322541079923				
			42	3322541079930				
	TVA: 5,5 %			7145061	TVA: 5,5 %			7145061

ATHÈNES

	Réf.	Coloris	Pointure	EAN	Réf.	Coloris	Pointure	EAN
	8441	Bleu	35	3322541079541	8443	Beige	35	3322541079664
			36	3322541079558			36	3322541079671
			37	3322541079565			37	3322541079688
			38	3322541079572			38	3322541079695
			39	3322541079589			39	3322541079701
			40	3322541079596			40	3322541079718
			41	3322541079602			41	3322541079725
			42	3322541079619			42	3322541079732
	TVA: 5,5 %			7145061	TVA: 5,5 %			7145061

NOTES

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection BB

Legger

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM




CHAUSSURES CHUT CUIR

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large.
- Semelle intérieure amovible.



CORFOU

MODÈLE HOMME • CHAUSSURE FERMÉE



ATOUTS

- Aisance du pied grande largeur.
- Fermeture par scratch.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8433	Noir	39	3322541078742
		40	3322541078759
		41	3322541078766
		42	3322541078773
		43	3322541078780
		44	3322541078797
		45	3322541078803
		46	3322541078810
TVA : 5,5 %			7145061

THERA

MODÈLE HOMME • CHAUSSURE FERMÉE



ATOUTS

- Aisance du pied grande largeur.
- Fermeture par zip.

Disponible courant 2^e semestre.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8465	Chocolat	39	3322541081551
		40	3322541081568
		41	3322541081575
		42	3322541081582
		43	3322541081599
		44	3322541081605
		45	3322541081612
		46	3322541081629
TVA : 5,5 %			7145061

FORLI

MODÈLE HOMME • CHAUSSURE FERMÉE



ATOUTS

- Confort et souplesse : semelle intérieure à mémoire de forme.
- Adaptabilité : facile à enfiler au niveau du cou-de-pied (soufflet élastique).



Réf.	Coloris	Pointure	EAN	
8464		Camel	39	3322541081636
		40	3322541081643	
		41	3322541081650	
		42	3322541081667	
		43	3322541081674	
		44	3322541081681	
		45	3322541081698	
		46	3322541081704	
TVA : 5,5 %			7145061	

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT
| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM

CHAUSSURES CHUT CUIR

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large (matière extensible).
- Semelle intérieure amovible.



ÉGINE

MODÈLE FEMME • EXTENSIBLE

ATOUT

Aisance du pied grande largeur.

♀

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8428	Beige	35	3322541078346
		36	3322541078353
		37	3322541078360
		38	3322541078377
		39	3322541078384
		40	3322541078391
		41	3322541078407
42	3322541078414		

Matière extensible

TVA : 5,5 %

7145061

Réf.

8427

Coloris

Noir

Pointure

35

EAN

3322541078261

36

3322541078278

37

3322541078285

38

3322541078292

39

3322541078308

40

3322541078315

41

3322541078322

42

3322541078339

Matière extensible

MILO

MODÈLE MIXTE • EXTENSIBLE

♀♂

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8241	Noir	35	3322541038548
		36	3322541038555
		37	3322541038562
		38	3322541038579
		39	3322541038586
		40	3322541038593
		41	3322541038609
42	3322541038616		

FEMME

Matière extensible

TVA : 5,5 %

7145061

Réf.

8242

Coloris

Noir

Pointure

39

EAN

3322541038623

40

3322541038630

41

3322541038647

42

3322541038654

43

3322541038661

44

3322541038678

45

3322541038685

46

3322541038692

HOMME

Matière extensible

NOTES

CHAUSSURES CHUT OUVERTES

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied comme Hallux Valgus*, pied rhumatologique.

ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large.
- Semelle intérieure amovible.
- Adaptabilité : Ouverture totale.



ALICANTE HV

MODÈLE FEMME • HALLUX VALGUS

ATOUTS

- Facile à mettre en place ouverture totale, matière extensible avant-pied.
- Fermeture 2 points par scratch, brides réglables.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

♀

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8414	Beige	35	3322541077301
		36	3322541077318
		37	3322541077325
		38	3322541077332
		39	3322541077349
		40	3322541077356
		41	3322541077363
42	3322541077370		

Matière extensible

TVA : 5,5 %

7145061

REPLACÉE PAR LA RÉFÉRENCE SUIVANTE

♀

CHUT

Matière extensible

PÉTILLA

MODÈLE FEMME • HALLUX VALGUS

ATOUTS

- Confort : Aisance du pied grande largeur.
- Caractéristiques : - Pied talon renforcé.
- Fermeture 2 points : avant et cou-de-pied

♀

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8429	Doré	35	3322541078421
		36	3322541078438
		37	3322541078445
		38	3322541078452
		39	3322541078469
		40	3322541078476
		41	3322541078483
42	3322541078490		

Matière extensible

TVA : 5,5 %

7145061

Réf.

8430

Coloris

Rouge

Pointure

35

EAN

3322541078506

36

3322541078513

37

3322541078520

38

3322541078537

39

3322541078544

40

3322541078551

41

3322541078568

42

3322541078575

Matière extensible

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

SPEZIA

MODÈLE FEMME • HALLUX VALGUS

♀

CHUT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8375	Rouge	35	3322541069795
		36	3322541069801
		37	3322541069818
		38	3322541069825
		39	3322541069832
		40	3322541069849
		41	3322541069856
42	3322541069863		

Matière adaptable

TVA : 5,5 %

7145061

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PODOLOGIE

OTONOM®

CHAUSSURES CONFORT

CHUT OTONOM

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

CHAUSSURES CHUT CUIR

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied, pied rhumatologique.

ATOUTS COMMUNS


- Adaptabilité : ouverture totale.
- Semelle intérieure amovible.
- Confort : aisance du pied grande largeur.
- Fermeture 3 points : avant-pied, arrière-pied et cou-de-pied.



COU-DE-PIED & AVANT-PIED LARGES




OUVERTURE TOTALE



PALERME

MODÈLE HOMME • OUVERTURE TOTALE




ATOUTS

- Extérieur cuir et intérieur textile.
- Fermeture 3 points avant-pied, cou-de-pied et arrière-pied.

CATANE

MODÈLE HOMME • OUVERTURE TOTALE



ATOUTS

- Ouverture et fermeture facilitées par scratch.
- Fermeture 3 points avant-pied, cou-de-pied et arrière-pied.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8424	Marron	39	3322541078025
		40	3322541078032
		41	3322541078049
		42	3322541078056
		43	3322541078063
		44	3322541078070
		45	3322541078087
		46	3322541078094

TVA: 5,5 %

7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8466	Bleu	39	3322541082114
		40	3322541082121
		41	3322541082138
		42	3322541082145
		43	3322541082152
		44	3322541082169
		45	3322541082176
		46	3322541082183

TVA: 5,5 %

7145061

Disponible courant 1^{er} semestre.

BISENTINA

MODÈLE FEMME • SANDALE



ATOUTS

- Avant-pied large.
- Fermeture 3 points avant-pied, cou-de-pied et arrière-pied.
- Semelle amovible

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8421	Beige	35	3322541077622
		36	3322541077639
		37	3322541077646
		38	3322541077653
		39	3322541077660
		40	3322541077677
		41	3322541077684
		42	3322541077691

TVA: 5,5%

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8420	Rouge	35	3322541077547
		36	3322541077554
		37	3322541077561
		38	3322541077578
		39	3322541077585
		40	3322541077592
		41	3322541077608
		42	3322541077615

TVA: 5,5%

7145061

REPLACÉES PAR LES RÉFÉRENCES SUIVANTES



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8460	Beige	35	3322541082275
		36	3322541082282
		37	3322541082299
		38	3322541082305
		39	3322541082312
		40	3322541082329
		41	3322541082336
		42	3322541082343

TVA: 5,5%

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8461	Noir	35	3322541082190
		36	3322541082206
		37	3322541082213
		38	3322541082220
		39	3322541082237
		40	3322541082244
		41	3322541082251
		42	3322541082268

TVA: 5,5%

7145061

Disponible courant 1^{er} semestre.

BERGAME

MODÈLE FEMME • OUVERTURE TOTALE CUIR



ATOUTS

- Avant-pied large.
- Fermeture 2 points : avant-pied et cou-de-pied.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8397	Blanc	35	3322541074461
		36	3322541074478
		37	3322541074485
		38	3322541074492
		39	3322541074508
		40	3322541074515
		41	3322541074522
		42	3322541074539

TVA: 5,5 %

7145061

REPLACÉE PAR LA RÉFÉRENCE SUIVANTE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8458	Camel/Doré	35	3322541082039
		36	3322541082046
		37	3322541082053
		38	3322541082060
		39	3322541082077
		40	3322541082084
		41	3322541082091
		42	3322541082107

TVA: 5,5 %

7145061

Disponible courant 1^{er} semestre.

GELA

MODÈLE FEMME • OUVERTURE TOTALE CUIR



ATOUT

Fermeture 3 points avant-pied, cou-de-pied et arrière-pied.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8398	Havane	35	3322541074546
		36	3322541074553
		37	3322541074560
		38	3322541074577
		39	3322541074584
		40	3322541074591
		41	3322541074607
		42	3322541074614

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8399	Rose	35	3322541074621
		36	3322541074638
		37	3322541074645
		38	3322541074652
		39	3322541074669
		40	3322541074676
		41	3322541074683
		42	3322541074690

TVA: 5,5 %

7145061

REPLACÉES PAR LES RÉFÉRENCES SUIVANTES



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8459	Moka	35	3322541081957
		36	3322541081964
		37	3322541081971
		38	3322541081988
		39	3322541081995
		40	3322541082008
		41	3322541082015
		42	3322541082022

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8462	Noir	35	3322541081872
		36	3322541081889
		37	3322541081896
		38	3322541081902
		39	3322541081919
		40	3322541081926
		41	3322541081933
		42	3322541081940

TVA: 5,5 %

7145061

*Disponible courant 1^{er} semestre.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

MARESCA

MODÈLE FEMME • OUVERTURE TOTALE CUIR



ATOUT

Fermeture 2 points cou-de-pied et arrière-pied.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8400	Terracota	35	3322541074782
		36	3322541074799
		37	3322541074805
		38	3322541074812
		39	3322541074829
		40	3322541074836
		41	3322541074843
		42	3322541074850

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8402	Bleu océan	35	3322541074867
		36	3322541074874
		37	3322541074881
		38	3322541074898
		39	3322541074904
		40	3322541074911
		41	3322541074928
		42	3322541074935

TVA: 5,5 %

7145061

200

201

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger®

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉRATOIRE
TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM



CONFORT

RIVIERA BRONZE P.203

CHAUSSURES ÉTÉ CONFORT


Chaussures de confort

ATOUTS COMMUNS

- Adaptabilité : Bride(s) réglable(s).
- Qualité : 100 % cuir.
- Semelle confortable souple.



COU-DE-PIED
& AVANT-PIED
LARGES



RIVIERA

♀ MODÈLES FEMME

TONG DE CONFORT



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8419	Blanc	35	3322541076809
		36	3322541076816
		37	3322541076823
		38	3322541076830
		39	3322541076847
		40	3322541076854
		41	3322541076861
		42	3322541076878

TVA : 20 %



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8434	Bronze	35	3322541078865
		36	3322541078872
		37	3322541078889
		38	3322541078896
		39	3322541078902
		40	3322541078919
		41	3322541078926
		42	3322541078933

TVA : 20 %



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8418	Marron	35	3322541076724
		36	3322541076731
		37	3322541076748
		38	3322541076755
		39	3322541076762
		40	3322541076779
		41	3322541076786
		42	3322541076793

TVA : 20 %

SANDALE DE CONFORT



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8416	Blanc	35	3322541076564
		36	3322541076571
		37	3322541076588
		38	3322541076595
		39	3322541076601
		40	3322541076618
		41	3322541076625
		42	3322541076632

TVA : 20 %



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8417	Bronze	35	3322541076649
		36	3322541076656
		37	3322541076663
		38	3322541076670
		39	3322541076687
		40	3322541076694
		41	3322541076700
		42	3322541076717

TVA : 20 %



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8415	Marron	35	3322541076489
		36	3322541076496
		37	3322541076502
		38	3322541076519
		39	3322541076526
		40	3322541076533
		41	3322541076540
		42	3322541076557

TVA : 20 %

♂ MODÈLES HOMME

SANDALE DE CONFORT



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8422	Kaki	39	3322541076885
		40	3322541076892
		41	3322541076908
		42	3322541076915
		43	3322541076922
		44	3322541076939
		45	3322541076946
		46	3322541076953

TVA : 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8423	Marron	39	3322541076960
		40	3322541076977
		41	3322541076984
		42	3322541076991
		43	3322541077004
		44	3322541077011
		45	3322541077028
		46	3322541077035

TVA : 20 %

202

203

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

OTONOM®

CHUT OTONOM

HALLUX VALGUS


CAMÉLÉA HV BOTTINE P207

L'hallux valgus plus communément appelé « oignon » est une déformation du gros orteil (hallux) vers l'extérieur (valgus).

HALLUX VALGUS

Déformation du gros orteil vers l'extérieur

LA FORMATION DE L'HALLUX VALGUS



La déformation est liée au déplacement de deux os : le premier métatarsien et la première phalange du gros orteil.

- L'os appelé «1^{er} métatarsien» se déplace vers l'intérieur du pied et l'articulation métatarso-phalangienne devient très saillante, formant une bosse sur le bord interne de l'avant-pied.
- Le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux (LFH) prend la corde de l'arc et accentue la déformation.
- Cette déviation du gros orteil entraîne donc une déformation de l'avant-pied et, par conséquent, des difficultés de chaussage.

38%
DES FEMMES
DE PLUS DE 30 ANS*
EN SOUFFRIRAIENT


IL EXISTE DEUX TYPES D'HALLUX VALGUS

CONGÉNITAL VIEILLISSEMENT

Il existe plusieurs cas dans une même famille. La déformation apparaît tôt et se fait progressivement. Il apparaît plus tard vers la ménopause et peut évoluer rapidement. Il est lié à une distension des tissus.

*Roddy E, Zhang W, Doherty M. Prevalence and associations of hallux valgus in a primary care population. Arthritis Rheum. 2008, 59:857-862.

LES CAUSES ET FACTEURS DE RISQUES



Retrouvez notre offre Hallux Valgus ainsi que le redresseur en page **214** du catalogue.

*amel.fr/assure/sante/themes/hallux-valgus/symptomes-causes-evolution

204

205

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

| Les avantages
| Grille des tailles
| Transparent
| Semi-transparent

| Opaque
| Collection
| BB

Legger®

| Gamme
| Prise de mesures
| Aide à la délivrance

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

| PRISE DE MESURES
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT

| GENOU
| CHEVILLE • PIED
| JUNIOR
| LAINE

PODOLOGIE

| ARBRE DÉCISIONNEL
| AIDE À LA DÉLIVRANCE
| CHAUSSURES INTÉRIEURES
| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| CHAUSSURES CONFORT
| HALLUX VALGUS
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES

OTONOM®

| CHUT OTONOM



CHAUSSURES HV CONFORT

Chaussures de confort Hallux Valgus

CAMÉLÉA HV

MODÈLE FEMME • SANDALE DE CONFORT

ATOUTS

- Bride réglable avec ouverture totale.
- Semelle intérieure souple.
- Cuir doublé peau.
- Matière extensible (avant-pied).



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8290	Noir Serpent	35	3322541050120
		36	3322541050137
		37	3322541050144
		38	3322541050151
		39	3322541050168
		40	3322541050175
		41	3322541050182
		42	3322541050199

TVA : 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8289	Taupe métallique	35	3322541050281
		36	3322541050298
		37	3322541050304
		38	3322541050311
		39	3322541050328
		40	3322541050335
		41	3322541050342
		42	3322541050359

TVA : 20 %

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8291	Bleu métallique	35	3322541050205
		36	3322541050212
		37	3322541050229
		38	3322541050236
		39	3322541050243
		40	3322541050250
		41	3322541050267
		42	3322541050274

TVA : 20 %

CAMÉLÉA HV NU-PIEDS

MODÈLE FEMME • SANDALE DE CONFORT



ATOUTS

- Fermeture et réglage par boucle arrière-pied.
- Zone doublée à l'avant-pied pour limiter les pressions et frottements.
- Semelle intérieure souple.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8379	Doré	35	3322541070036
		36	3322541070043
		37	3322541070050
		38	3322541070067
		39	3322541070074
		40	3322541070081
		41	3322541070098
		42	3322541070104

TVA : 20 %

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

CAMÉLÉA HV HAUTEUR

MODÈLE FEMME • SANDALE DE CONFORT

ATOUTS

- Fermeture par bride auto-agrippante.
- Semelle intérieure souple.
- Cuir doublé peau.
- Hauteur du talon : 4,5 cm.
- Matière extensible avant-pied.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8377	Blanc	35	3322541069870
		36	3322541069887
		37	3322541069894
		38	3322541069900
		39	3322541069917
		40	3322541069924
		41	3322541069931
		42	3322541069948

TVA : 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8378	Noir	35	3322541069955
		36	3322541069962
		37	3322541069979
		38	3322541069986
		39	3322541069993
		40	3322541070005
		41	3322541070012
		42	3322541070029

TVA : 20 %

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

CAMÉLÉA HV SANDALE

MODÈLE FEMME • SANDALE DE CONFORT

ATOUTS

- Cuir doublé peau et textile adaptable.
- Adaptabilité : bride réglable.



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8312	Rouge	35	3322541055477
		36	3322541055484
		37	3322541055491
		38	3322541055507
		39	3322541055514
		40	3322541055576
		41	3322541055583
		42	3322541055590

TVA : 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8313	Bleu	35	3322541055521
		36	3322541055538
		37	3322541055545
		38	3322541055552
		39	3322541055569
		40	3322541055606
		41	3322541055613
		42	3322541055620

TVA : 20 %

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

CAMÉLÉA HV HAUTEUR

MODÈLE FEMME • BOTTINE DE CONFORT

ATOUTS

- Adaptabilité : zone extensible au niveau de l'hallux valgus pour limiter les pressions et frottements.
- Confort : - fermeture facilitée par glissière.
 - tige extérieure en cuir velours épais.
 - intérieur : doublure lycra®, élasticité.
 - semelle de propreté en microfibre.



CONFORT

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8333	Bleu	35	3322541060303
		36	3322541060310
		37	3322541060327
		38	3322541060334
		39	3322541060341
		40	3322541060358
		41	3322541060365
		42	3322541060372

TVA : 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8334	Marron	35	3322541060389
		36	3322541060396
		37	3322541060402
		38	3322541060419
		39	3322541060426
		40	3322541060433
		41	3322541060440
		42	3322541060457

TVA : 20 %

REDRESSEUR HV

RÉALIGNEMENT DU GROS ORTEIL

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'un réalignement du gros orteil, notamment dans le cas suivant : Hallux Valgus réductible.

ATOUTS

- Port à même la peau grâce à une matière textile souple et douce.
- Intuitivité et simplicité de la mise en place grâce à une ergonomie adaptée.
- Discretion assurée par la finesse et le coloris nude.
- Confort au porté et adaptabilité avec un coussin de protection de l'hallux et un système de rappel souple et une large amplitude de réglage.

PROTOCOLE DE PORT

Le redresseur HV est à usage nocturne. Il peut également être porté dans la journée pendant les périodes d'inactivité.



Réf.	Coloris	Taille	EAN
6800	Nude	D	3322541065650
		G	3322541065667

TVA : 5,5 % / LPPR : 12,13 €

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.




Nous proposons des chaussures pour prendre en charge les patients en phase post-opératoire, suite à des traumatismes ou des lésions de l'avant ou de l'arrière-pied, à des atteintes inflammatoires, douloureuses ou œdémateuses, ulcères plantaires...

POST-OPÉRATOIRE

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED LONGUE P209

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED COURTE

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.



CHUT


ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN
8269	1	35 - 38	3322541043979
	2	39 - 42	3322541043986
	3	43 - 46	3322541043993
TVA : 5,5 %		LPPR : 28,05€	7145090

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED LONGUE

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.
- Syndrome algoneurodystrophique.
- Crise de goutte.



CHUT


ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par bande auto-agrippante.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN
8270	1	35 - 36	3322541044006
	2	37 - 38	3322541044013
	3	39 - 40	3322541044020
	4	41 - 42	3322541044037
	5	43 - 44	3322541044044
	6	45 - 46	3322541044051
	7	47 - 48	3322541044068
TVA : 5,5 %		LPPR : 28,05€	7145090

CHUT À DÉCHARGE DU TALON

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'arrière-pied, notamment dans les cas suivants :

- Fracture ou fissures du calcanéum.
- Blessures ou ulcères du talon.
- Bursite rétrocalcanéenne.



CHUT

ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN
8271	1	35 - 36 - 37	3322541044075
	2	38 - 39 - 40	3322541044082
	3	41 - 42 - 43	3322541044099
	4	44 - 45 - 46	3322541044105
TVA : 5,5 %		LPPR : 28,05€	7145121

NOUS CONTACTER

GRUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Legger®

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM

OTONOM




TALONNETTE ÉVOLUTION



SURÉLEVATION TALON

INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une surélévation du talon, notamment dans les cas suivants :
- Réadaptation post-chirurgie du tendon d'Achille.
 - Réadaptation du tendon d'Achille lors d'un traitement non chirurgical.



ATOUTS

- Zone d'appui permettant un meilleur placement du talon.
- Trois couches amovibles de 9 mm de hauteur chacune.
- Facilement utilisable dans une chaussure de ville haute.

Réf.	Coloris	Haut.	Taille	Pointure	EAN
6392	Tricolore	9 x 3 = 27 mm	1	34 - 38	3322544357363
			2	39 - 42	3322544356656
			3	43 - 48	3322544357370

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



TALONNETTE



SURÉLEVATION TALON

INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une surélévation du talon, notamment dans les cas suivants :
- Tendinopathie d'Achille.
 - Douleurs au talon.
 - Épine calcanéenne.



Vendues à la paire

ATOUT

Zone d'appui permettant un meilleur placement du talon.

Réf.	Coloris	Haut.	Taille	Pointure	EAN
6369	Bleu	8 mm	1	34 - 38	3322547076087
		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094
		8,5 mm	3	43 - 48	3322547076100

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



NOTES

.....

.....

.....

.....

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE PODOLOGIE

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

Les avantages

Grille des tailles

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Collection

BB

Gamme

Prise de mesures

Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Gamme et prise de mesures

Quel produit pour quel stade ?

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

ATH Mixte

INFOS PRATIQUES

VIGILANCE & INFORMATION MÉDICALE

GIBAUD

OTONOM®

ORTHOPÉDIE

ORFIT

PODOLOGIE

PRISE DE MESURES

COU • ÉPAULE

DOS • ABDOMEN • THORAX

MAIN • COUDE

GENOU

CHEVILLE • PIED

JUNIOR

LAINE

ARBRE DÉCISIONNEL

AIDE À LA DÉLIVRANCE

CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT

HALLUX VALGUS

POST-OPÉRATOIRE

TALONNETTES

CHUT OTONOM



le Collant
SMARTLEG®
COLLECTION

SMARTLEG® COLLECTION
FINE RÉSILLE
P.36



LEgger® HOMME
CASUAL TECH NOIR
P.58



le Collant
SMARTLEG®
SEMI-TRANSPARENT
SEMI
TRANSPARENT
SMARTLEG®
SEMI-TRANSPARENT
MYSTÉRIEUSE
P.30



SMARTLEG® TRANSPARENT
RADIEUSE
P.26

le Collant
SMARTLEG®
TRANSPARENT
TRANSPARENT

LEgger® HOMME
CASUAL ECO-FIBRE BLEU PIXEL
P.70



Legger®
FEMME
casual
ÉCO-FIBRE

LEgger® FEMME
ECO FIBRE CRÈME ROSÉ
P.52





PETILLA
ROUGE

P.199



ÉGINE
BEIGE

P.198

SERVICE DE VIGILANCE ET D'INFORMATION MÉDICALE

0 800 100 229

Service & appel
gratuits

FAX : 01 46 15 18 28

EMAIL : information.vigilance@innothera.com

NOTRE SERVICE VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

Nous vous apportons des informations techniques et médicales sur nos produits, **leurs caractéristiques, leur utilisation**, et sur les pathologies associées.

Nous recueillons les éventuels effets indésirables.

Pour toute autre demande, notre service relation client est à votre disposition, voir contact en 2^e de couverture ou page 16.

NOUS CONTACTER

GROUPE INNOTHERA

FORMATION

MESURE ADAPTÉE
ORTHOPÉDIQUE

SUR-MESURE
PODOLOGIE

SMARTLEG®

Les avantages
Grille des tailles
Transparent
Semi-transparent

Opaque
Collection
BB

Legger®

Gamme
Prise de mesures
Aide à la délivrance

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

INFOS
PRATIQUES

VIGILANCE
& INFORMATION
MÉDICALE

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURES
COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE

ORFIT

GENOU
CHEVILLE • PIED
JUNIOR
LAINE

PODOLOGIE

ARBRE DÉCISIONNEL
AIDE À LA DÉLIVRANCE
CHAUSSURES INTÉRIEURES
CHAUSSURES EXTÉRIEURES

CHAUSSURES CONFORT
HALLUX VALGUS
POST-OPÉRATOIRE
TALONNETTES

OTONOMI

CHUT OTONOM